



R82[®]

R82 Swan Curo

Der kompakte, leichte und unkomplizierte Dusch-Toilettenstuhl

R82 Swan Curo

Der Swan Curo ist ein mobiler Dusch-Toilettenstuhl mit vielseitiger Funktionalität, der dem Benutzer und der Pflegeperson den Alltag erleichtert. Er bietet Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen ein komfortables, entspanntes und hygienisches Toilettenerlebnis.

Selbstbestimmung und Würde

Der Swan Curo Dusch- und Toilettenstuhl hat ein minimalistisches Design und benötigt nur wenig Stellfläche; er eignet sich daher für nahezu alle Badezimmer und Wohnräume. Der Schalensitz ist mit besonderem Augenmerk auf anatomisch korrekte und großflächige Unterstützung entworfen worden. Seine glatten Oberflächen und das spaltminimierte Design erleichtern die Reinigung und Desinfektion des Materials.

Eine aktive Teilhabe an den Aktivitäten des täglichen Lebens und das Erlernen von grundlegender Körperpflege kann sich positiv auf das Selbstbewusstsein auswirken, stärkt die Würde und verbessert somit die Lebensqualität des Kindes.



Eigenschaften

Der Swan Curo ist in 4 Größen erhältlich und für Kinder ab ca. 2J bis zum Erwachsenenalter einsetzbar. Je nach Bedarf kann weiteres Zubehör hinzugefügt werden.



Vielseitige Funktionalität

Der Swan Curo ist ideal für die unterschiedlichsten Körperpflege- und Wellness-Aktivitäten. Er ermöglicht dem Kind, so aktiv und selbstbestimmt wie möglich zu sein. Er kann auch dazu beitragen, die Notwendigkeit von Transfers und die körperliche Belastung für die Pflegeperson zu minimieren.

Alltagstauglich

Dank des minimalistischen Designs und der kompakten Bauform passt der Swan Curo in nahezu alle Badezimmer, Duschen und über die Toilette. Er ist sehr einfach zu bedienen und leicht zu manövrieren.



Individuell anpassbar

Die Sitzschale des Swan Curo lässt sich stufenlos mit Gasfederunterstützung in der Neigung verstellen. Das Fußbrett kann im Knie- und Fußwinkel und in der Höhe an den Nutzer angepasst werden. Die Sitzhöhe kann auf die ideale Pflege-, Transfer- oder Toilettenbeckenhöhe eingestellt werden.



Geborgenheit und Unterstützung

Die Schale umschließt und stützt den Oberkörper des Nutzers und sorgt so für Geborgenheit und Entspannung. Die weiche PU-Polstereinlage wärmt und minimiert rutschen durch Wasser oder Seife. Die große Auswahl an Zubehör sorgt für weitere individuelle Unterstützung.

Unterstützte Körperpflege

Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, die nicht in der Lage sind, eigenständig und frei zu Sitzen oder zu Stehen, benötigen Unterstützung bei der täglichen Körperpflege.

Der Swan Curo hilft dem Nutzer, bei allen Toiletten- und Badaktivitäten so eigenständig und unabhängig wie möglich zu sein und die Pflegeperson bei Halte-, Stütz- und Hebevorgängen zu entlasten.



Verbesserte Teilhabe

Fehlende Hilfsmittel, Adaptionen und Ausstattungen im häuslichen Umfeld können die Teilhabe und Selbstbestimmung für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen stark einschränken. Die Verwendung individuell anpassbarer Dusch-Toilettenstühle wirkt sich positiv auf die Partizipation und Unabhängigkeit des Nutzers und auf die Wahrnehmung der Eltern aus.

Der Swan Curo kompensiert fehlende oder eingeschränkte funktionelle Fähigkeiten und hilft dem Kind, bei den täglichen Toilettengängen und der Körperpflege so aktiv und selbstständig wie möglich zu sein. Eine aktivere Teilhabe an den Aktivitäten des täglichen Lebens, wie die Benutzung der Toilette, stärkt die Würde und verbessert die Lebensqualität.

Das Recht auf den Toilettengang

Die Vereinten Nationen (UN) erklärten 2010 den freien Zugang zu sanitären Einrichtungen zu einem Menschenrecht und verstärkten damit das allgemeine Verständnis für die Bedeutung des physischen Zugangs zu Toiletten und zum Händewaschen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) weist darauf hin, dass der uneingeschränkte Zugang zur Toilette Gesundheitsrisiken wie Diarrhoea minimiert und die Würde des Menschen schützt.

R82 unterstützt das Toilettentraining

Um die Kommunikation über den Toilettengang und das Toilettentraining für Kinder mit Behinderungen zu unterstützen, hat R82 ein Vorlese- und Bilderbuch, Kommunikationskarten mit dem Swan Curo und eine neue Broschüre entworfen.

Das Freie Sitzen und eigenständige Mobilität, um das Töpfchen oder die Toilette zu erreichen, sind für gewöhnlich die motorischen Meilensteine, die notwendig sind, um mit dem Toilettentraining zu beginnen. Eine körperliche oder geistige Behinderung ist kein Ausschlußkriterium für den Start des Toilettentrainings, jedoch muss das Training ggf. an den Nutzer angepasst werden und die geeigneten Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Mit Hilfe eines multiprofessionellen Ansatzes und Teams, dass die Familie und das Kind bei der Entwicklung und Umsetzung der täglichen Pflegeroutinen unterstützt, kann der Meilenstein "Tag und Nacht Kontinenz" sehr häufig erreicht werden.

Töpfchenttraining

Eine Möglichkeit, Kleinkinder auf das Töpfchenttraining vorzubereiten, besteht darin, mit ihnen über den Gang zur Toilette und die Benutzung eines Toilettenstuhls zu sprechen. Das R82 Toilettenbuch führt Kinder in die Benutzung des Swan Curo ein, und die Betreuer können eine Geschichte über Maria vorlesen, bevor sie mit dem Training beginnen. Die Darstellung und die Geschichte helfen dem Kind, sich mit der Figur zu identifizieren und den Sinn eines Toilettenstuhls zu verstehen.



Kommunikationskarten

Kinder mit Behinderungen können ihre kommunikativen Fähigkeiten verbessern, indem sie unterstützende und alternative Kommunikation verwenden (wie zum Beispiel Handzeichen, Bilder, Kommunikationstafeln & -bücher). Die Kommunikationskarten von R82 enthalten Symbole für "Hose runterziehen", "Auf die Toilette setzen", "Abwischen, bis es sauber ist", "Hose hochziehen", "Toilette spülen" und "Händewaschen", um die Kommunikation zwischen Kind und Pflegepersonen zu erleichtern und vereinheitlichen.

Stundenpläne

Die R82 Stundenpläne helfen Familien und medizinischem Fachpersonal, den Toilettengang zu planen, dokumentieren und Belohnungssysteme anzuwenden (z.B. nach der Methode der American Association of Pediatrics)



Lesen Sie mehr über
das Toilettentraining

Dürfen wir vorstellen: Olivia

Olivia kam 2015 in China zur Welt, wo bei ihr eine zerebrale Lähmung diagnostiziert wurde. Sie wurde nach dem Gross Motor Function Classification System (GMFCS) in Stufe V eingestuft.

Olivia nimmt an einfachen, angepassten Aktivitäten teil, indem sie einen Knopf drückt und gelegentlich Gegenstände hält, was der Stufe V des Manual Ability Classification System entspricht. Olivia kommuniziert durch Laute, Gesten und Mimik. Morten und Wei verwenden Handzeichen, um ihre Sprache zu verstärken und Olivias Fähigkeit, sie zu verstehen, zu verbessern.

Umzug in einen anderen Teil der Welt

Olivia und ihre Familie zogen 2017 nach Dänemark. Morten und Wei entschieden sich hier für den Neubau eines Einfamilienhauses, das auf die besonderen Bedürfnisse von Olivia optimal ausgerichtet ist und Ihren Bedarf an Hilfsmitteln und einem rollstuhlgerechtem Zugang berücksichtigt.

Duschen und Toilettengang

Die täglich wiederkehrenden Pflegeroutinen wie Zähneputzen, Baden oder der Gang zur Toilette sind für Olivia und Ihre Eltern nur mit den richtigen Hilfsmitteln möglich. Morten und Wei ist es wichtig, dass Olivias Selbstständigkeit und Teilhabe hierbei bestmöglich gefördert werden.

Olivias körperliche Beeinträchtigungen schränken die willkürliche Bewegungskontrolle und ihre Fähigkeit ein, die Position ihres Kopfes und Rumpfes entgegen der Schwerkraft zu halten. Die gasfederunterstützte Kippfunktion verändert den Neigungswinkel der Sitzfläche von aufrecht bis zu 20° Neigung. Die aufrechte, aktive Position unterstützt Olivia beim Toilettengang; die nach hinten geneigte, entspanntere Position eignet sich hervorragend zum Haarewaschen und für Wellness-Aktivitäten wie Fußbäder oder Massagen.





Lesen Sie die ganze
Geschichte



1) Um gut abführen zu können, sitzt Olivia in einer aufrechten Position - In diesen Momenten geben Ihr Neoprengurte zusätzliche Unterstützung und Sicherheit.



2) In der nach hinten geneigten (gekantelten) Position kann Olivia besonders entspannt sitzen. Sie genießt es sehr, wenn Ihr Vater Ihr eine Fußmassage gibt.

Maße

Bei der Auswahl der geeigneten Größe sollten sowohl die Nutzermaße als auch die Badezimmermaße berücksichtigt werden. Die Tabelle unten gibt Ihnen einen guten Überblick. Bei weiteren Fragen hilft Ihnen unsere detaillierte Messanleitung weiter.



Messanleitung
ansehen



		Größe 1 mit 75mm Rollen	Größe 2 mit 75mm Rollen	Größe 3 mit 75mm Rollen	Größe 4 mit 75mm Rollen
	Sitzbreite	220 mm	260 mm	320 mm	410 mm
	Sitztiefe	265 mm	310 mm	400 mm	450 mm
	Rückenhöhe	380 mm	470 mm	525 mm	600 mm
	Nutzergewicht, max.	35 kg	60 kg	85 kg	110 kg
	Sitzneigung (Kantelung)	0° -20°	0° -20°	0° -20°	0° -19°
	Länge	495 mm	625 mm	680 mm	680 mm
	Gesamtbreite	500 mm	530 mm	580 mm	655 mm
	Gesamthöhe	760-920 mm	960-1120 mm	990-1150 mm	1060-1220 mm
	Gewicht	8,5 kg	10,5 kg	11,8 kg	12,8 kg

Alle Details finden Sie auf unserer Webseite und der Preisliste.



molift[®]

Ergonomische Lifter, Gurte und weitere Hilfsmittel ermöglichen einen sicheren und bequemen Transfer.

Produktdetails

Der Swan Curo kann mit vielfältigem Zubehör ausgestattet werden, um das individuelle Maß an Unterstützung und Freiraum für jeden Nutzer zu gewährleisten.

Einen Überblick zu der Grundausstattung und individuellem Zubehör finden Sie auf dieser Doppelseite, eine komplette Übersicht der Möglichkeiten finden Sie auf unserer Webseite und der Preisliste.

Gasdruckfeder (im Grundmodell)

Sie sorgt für eine sanfte und stufenlose Neigungsverstellung der Schale.

Kopfstützen (Option)

R82 hat eine große Auswahl an Kopfstützen, die leicht an der integrierten Kopfstützenhalterung des Swan Curo befestigt werden können.

Einfache Anwendung

Der Swan Curo ist sehr benutzerfreundlich und leicht - in der Anwendung, der Reinigung und beim Manövrieren.

Westen und Gurte

Die Sitzschale und das Fußbrett haben integrierte Schlitze, die es einfach machen, Positionierungsgurte an der richtigen Stelle zu montieren.

Tisch/Armauflage (Option)

Der Tisch gibt den Unterarmen zusätzlichen Halt und gestattet dem Nutzer, sich weit nach vorn zu lehnen, um z.B. das Abführen zu unterstützen.

Sitz- und Rückenpolster (Option)

die weiche und wärmende PU-Postereinlage ist einfach zu (de-) montieren und leicht zu reinigen.

Abduktionskeil/ Spritzschutz (Option)

In zwei Varianten erhältlich: flach und hoch.

Lenkrollen, 4-fach gebremst (Grundmodell)

Die Rollen sind in 3 unterschiedlichen Größen erhältlich, jede einzelne verfügt über eine Feststellbremse.

Höhenverstellung (im Grundmodell)

Das Gestell kann dank der multiverstellbaren Beine an die Toilettenbecken- oder die gewünschte Pflegehöhe angepasst werden.

Fußbrett mit Haltestange (Option)

Das Fußbrett kann in der Höhe, dem Fuß- und Kniewinkel eingestellt und für einen einfachen Transfer hochgeklappt werden.



Montagevideos
ansehen

Preisliste
ansehen





Sitz- und Rückenpolster, blau, Set

Größe 1 - 3187061-61
Größe 2 - 3187062-61
Größe 3 - 3187063-61
Größe 4 - 3187064-61



Rückenpolster, blau

Größe 1 - 3187065-61
Größe 2 - 3187066-61
Größe 3 - 3187067-61
Größe 4 - 3187068-61



Sitzpolster, blau

Größe 1 - 3187069-61
Größe 2 - 3187070-61
Größe 3 - 3187071-61
Größe 4 - 3187072-61



Lochabdeckung (für Hygieneausschnitt) blau

Größe 1 - 3187073-61
Größe 2 - 3187074-61
Größe 3 - 3187075-61
Größe 4 - 3187076-61



Fußplatte, weiss

Größe 1 (31 x 19 cm) - 3187145-1
Größe 2 (36 x 23 cm) - 3187145-2
Größe 3 (41 x 24 cm) - 3187145-3



Haltestange für Fußplatte, mit Kniewinkelverstellung

25 cm - 3187023
35 cm - 3187024
50 cm - 3187025



Toilettenopf

Größe 1 & 2 - 31870800
Größe 3 - 31870801
Größe 4 - 31870802



Silikonspritzschutz

Größe 1 & 2 - 31870805
Größe 3 - 31870806
Größe 4 - 31870807



Lenkrollen, 4-fach gebremst

Lenkrollen, 100 mm - 3187100-S
Lenkrollen, 125 mm - 31880100-125



Tisch / Armauflage

Größe 1 - 3187038
Größe 2 - 3187039
Größe 3 - 3187040
Größe 4 - 3187041



Armauflage, wegschwenkbar

Größe 1 - 31870131-61
Größe 2 - 31870132-61
Größe 3 - 31870133-61
Größe 4 - 31870134-61



Schiebegriff

Einheitsgröße - 31880110



Abduktionskeil / Spritzschutz hoch

Einheitsgröße - 31880508-0561



Abduktionskeil / Spritzschutz flach

Einheitsgröße - 31880508-0861

Für mehr Zubehör
- besuche unsere
Webseite





Etac ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hilfsmittel für die Patientenversorgung. Seit 1973 engagieren wir uns für die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen, der Familienmitglieder und des Pflegepersonals.

Für den Verwendungszweck unserer Produkte und aktuelle Informationen besuchen Sie www.etac.de

Etac GmbH

+49 2366 5006-0

info@etac.de

www.etac.de

etac[®]
Creating Possibilities