




R82 Wombat Living

Der Wombat Living ist ein cooler Aktivitätsstuhl für Kinder und Jugendliche. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung und Feedback von Kunden und Therapeuten bietet der Wombat Living alle Funktionen und Vorteile, die für einen funktionellen Therapiestuhl erforderlich sind.

Mit dem höhenverstellbaren Untergestell lässt sich der Sitz bis auf 29 cm über dem Boden einstellen. In Kombination mit der vorderen Neigung erleichtert er den Transfer im Stehen und sorgt dafür, dass unnötiges und wiederholtes Liften vermieden wird.

Der Wombat Living ist in 3 Größen erhältlich. Je nach Funktionsniveau des Nutzers kann der Stuhl mit bedarfsgerechten Funktionen ausgestattet werden. Für einige Nutzer ist ein Stuhl mit wenigen Zubehörteilen und einfachen Standardfunktionen ausreichend. Andere brauchen gegebenenfalls einen Stuhl mit mehr Zubehör und Funktionalität.



Sitzneigung



Höhenverstellung



Kleine Details - großer Unterschied



Mitwachsen inklusive

Zubehör



Einstellbarer Schiebebügel, am Sitz montiert
3195148-1, 3195148-3



Rücken- und Sitzkissen, anatomisch
Rückenkissen: 3195503x-238
Sitzkissen: 3195502x-238



Ankipphilfe
31890025



Westen und Gurte
Besuchen Sie die Kategorie Zubehör auf der Produktseite



Beckenpelotte seitlich, Paar
3195110-1, 3195111-1

Bezüge für Beckenpelotte
3195110-60, 3195111-60



Kippschutz
3195953



Zusätzliche Klappschnallen
3195710



Halterung für Bedienteil
3195540



Fußplatte - 3195145-x
Polster für Fußplatte - 3195145-xPAD
Fußkasten, komplett - 3195145-xBSET



Für mehr Zubehör
besuchen Sie:
www.etac.de

Maße

Maße		Größe 1 Gas & elektrisch	Größe 2 Gas & elektrisch	Größe 3 Gas & elektrisch	Größe 3 Hydraulisch
	Sitzbreite	300 mm	370 mm	420 mm	420 mm
	Sitztiefe	180–310 mm	250–380 mm	320–500 mm	320–500 mm
	Höhe der Rückenlehne	280–340 mm	310–380 mm	390–475 mm	390–475 mm
	Höhe der Rückenlehne (langer Rücken)	360–430 mm	395–460 mm	460–550 mm	460–550 mm
	Höhe der Sitzfläche an der vorderen Kante*	230–610 mm	230–610 mm	330–630 mm	390–630 mm
	Max. Belastbarkeit	45 kg	45 kg	70 kg	70 kg
	Rückenlehnenwinkel	0°–28°	0°–28°	0°–33°	0°–33°
	Sitzkantelung	-10°–+30°	-10°–+30°	-10°–+22°	-10°–+22°
	Länge	650 mm	650 mm	650 mm	750 mm
	Gesamtbreite	550 mm	550 mm	550 mm	610 mm
	Gewicht, Grundmodell	18 kg	18,5 kg	23,5 kg	26,2 kg

*Gemessen mit 75 mm Rollen für die Gas-/Elektroversion und 100 mm Rollen für die Hydraulikversion mit dem Rahmen in der einfachsten Konfiguration. Weitere Messungen auf unserer Website