



Star Sentinel

Powered by Kalogon

Nutzen Sie den Tag

Star Sentinel, Powered by Kalogon

Unabhängig davon, ob Sie ein aktiver oder ein Benutzer mit besonderen Wünschen sind, bietet der Sentinel Kontrolle und Einfachheit und ermöglicht es Ihnen, Ihrem Alltag nachzugehen. „Sentinel“ bedeutet – „Wächter“, der ständig Wache hält und auf Probleme aufmerksam macht.



Intelligente und benutzerfreundliche Technologie

Die intelligente, innovative und benutzerfreundliche Technologie von Sentinel hebt Ihr Sitzerlebnis auf ein neues Niveau. Vertikale Luftzellenkissen können direkt über das Sentinel Gerät oder über eine optionale App eingerichtet werden, sodass keine Handpumpe erforderlich ist. Sentinel erkennt automatisch, wenn sich der Benutzer auf dem Kissen befindet, und hält mühelos das klinisch eingestellte Luftniveau aufrecht, sodass Sie über den Tag beruhigt sein können - und das zu jeder Zeit.



Luftmanagementsystem

Sobald das klinische Druckniveau eingestellt ist, überwacht Sentinel das Kissen kontinuierlich mit seinem Luftmanagementsystem. Es verwaltet den Druck und passt das Luftniveau automatisch entsprechend den Umgebungsveränderungen an.



Warnungen

Sentinel überwacht und passt das vertikale Luftzellenkissen den ganzen Tag über kontinuierlich an. Das Gerät warnt Sie bei erkannten Problemen.



Leicht und kompakt

Das geringe Gewicht des Sentinel ähnelt einem Mobiltelefon und ist kompakt genug, um problemlos in die Vordertasche der Star Kissen verstaut zu werden.



Optionale App

Mit der optionalen App, besteht die Möglichkeit, mehrere für Sie geeignete Einstellungen auswählen zu können.

Sentinel + StabilAir – Die perfekte Kombination

Sentinel und StabilAir bilden die perfekte Kombination für ein überall einsetzbares Rollstuhlsitzkissen.

Zusammen ergeben sie eine stabile Kissenlösung, die sich automatisch an Änderungen der Umgebung oder Höhe anpasst.



Produkt	Art.-Nr.	Maße LxBxH	Gewicht
Sentinel, Powered by Kalogon - EU-Version	KA0501-ST-EU	114 x 55 x 37 mm	0,2 kg
Technische Daten Batterie: Lithium Ion 1.000 mAh Ladezeit: 3 - 4 hours Akkulaufzeit: 24 - 56 Std. durchgehend Wasserbeständigkeit: IPX4 App-Pairing-Methode: Bluetooth Gewichtsbeschränkung des Benutzers: Siehe Bedienungsanleitung des Kissens. Kompatibel mit Einkammer-Luftkissen, z. B. Star Standard Air und StabilAir.			
Leckerkennung: Sentinel kann die meisten perforierenden Kissenschäden mit einer Größe von bis zu 3 mm erkennen. Wenn Mikroperforationen jedoch aufgrund der Beschaffenheit des Neoprens zur Abdichtung sehr langsam auslaufen, macht Sentinel den Benutzer möglicherweise nicht auf ein mögliches Leck aufmerksam, gleicht jedoch etwaige Luftverluste aus.			



Etac ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hilfsmittel für die Patientenversorgung. Seit 1973 engagieren wir uns für die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen, der Familienmitglieder und des Pflegepersonals.

Für den Verwendungszweck unserer Produkte und aktuelle Informationen besuchen Sie www.etac.de

Etac GmbH

+49 2366 5006-0

info@etac.de

www.etac.de

etac[®]
Creating Possibilities