


		Aggiornato al 1 giugno 2023	
<b>Ordinante</b> <b>Azienda</b> <b>Indirizzo</b>  <b>Codice Postale</b> <b>Città</b> <b>Tel.:</b>		<b>Consegnare a:</b>  <b>Indirizzo</b>	
		<b>Codice Postale</b> <b>Città</b>	
	<b>Contacto</b>	<b>N° d'ordine</b> <b>Riferimento</b>	

**Dimensioni**


Caribou	mis 1	mis 2	mis 3	mis 4
	<b>cm</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>
Larghezza (G)	51	57	65	75
Lunghezza (H)	75	92	111	111
Distanza telaio da terra (I2)	13	13	13	13
Larghezza del piano base, superiore-inferiore (J-J1)	25-32	30-38	35-46	40-55
Altezza piano base (K)	43	50	65	85
Inclinazione	0-87°	0-87°	0-87°	0-87°
Inclinazione pedana	-10° +10°	-10° +10°	-10° +10°	-10 +10°
Peso	20.5 kg	24 kg	30.5 kg	35 kg
Peso, versione elettrica	22.5 kg	25.5 kg	32.5 kg	37 kg
Portata massima	40 kg	60 kg	80 kg	100 kg

**Guida alle misure Prono e Supino**

 ^ Piano base  
 ^^ Piano base, 2 imbottiture extra

 \* Piano base, imbottitura extra e poggiatesta planare  
 \*\* Piano base e poggiatesta planare  
 \*\*\* Piano base, piano superiore, 2 imbottiture extra e poggiatesta planare

Caribou	mis 1	mis 2	mis 3	mis 4
	<b>cm</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>
Altezza minima utente da supino	71*	80*	88**	108**
Altezza max utente da supino***	115	129	156	184
Altezza minima utente da prono ^	74	81	106	126
Altezza max utente da prono ^^	125	137	169	185

**Descrizione prodotto**

Caribou è uno stabilizzatore per la postura prona e/o supina, che può essere utilizzato, con inclinazioni graduali, dalla posizione orizzontale alla verticale. La base ha quattro ruote piroettanti con freno e blocco direzionale ed è munita di pedale, con blocco di sicurezza, per regolare l'inclinazione. La struttura di base si completa con numerosi accessori che, inserendosi sul montante centrale, facilitano le regolazioni con il bambino posizionato sull'ausilio. Disponibile in quattro misure e una vasta gamma di accessori: poggiatesta, pelotte toracali, fascia toracale, supporto per le spalle, cunei laterali, contenimenti braccio, divaricatore, supporto ginocchia e fermapiedi, tavolino con vaschetta e piano d'appoggio.

**Note** *Gli articoli con il ✓ ed evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino*

Caribou	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo pubblico	
	Caribou con pedane separate, giallo ✓	mis 1	860101	1.650,00	<input type="checkbox"/>
	Caribou elettrico con pedane separate, giallo	mis 1	860101-EL	2.518,00	<input type="checkbox"/>
	Caribou con pedane separate, rosso ✓	mis 2	860102	1.700,00	<input type="checkbox"/>
	Caribou elettrico con pedane separate, rosso	mis 2	860102-EL	2.665,00	<input type="checkbox"/>
	Caribou con pedane separate e tubo telescopico, blu ✓	mis 3	860113	2.000,00	<input type="checkbox"/>
	Caribou elettrico con pedane separate e tubo telescopico, blu	mis 3	860103-EL	2.772,00	<input type="checkbox"/>
	Caribou con pedane separate e tubo telescopico, antracite ✓	mis 4	860114	2.150,00	<input type="checkbox"/>
	Caribou elettrico con pedane separate e tubo telescopico, antracite	mis 4	860104-EL	2.951,00	<input type="checkbox"/>
	Piastra superiore, W1:15 W2:18 H:20 cm ✓	mis 1	861101-1	340,00	<input type="checkbox"/>
	Piastra superiore, W1:19 W2:23 H:25 cm ✓	mis 2	861101-2	350,00	<input type="checkbox"/>
	Piastra superiore, W1:22 W2:27 H:32 cm ✓	mis 3	861101-3	385,00	<input type="checkbox"/>
	Piastra superiore, W1:25 W2:31 H:40 cm ✓	mis 4	861101-4	410,00	<input type="checkbox"/>

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo pubblico	
	Poggiatesta planare, mis 1, L1:15 L2:18 H:20 cm	mis 1-2	861116-1	362,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiatesta planare, mis 2, L1:19 L2:23 H:25 cm	mis 3-4	861116-2	372,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiatesta anatomico ✓	small	9923493-83	324,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiatesta anatomico ✓	medium	9945493-83	324,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiatesta anatomico ✓	large	9967493-83	324,00	<input type="checkbox"/>
<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo</i>					
	Fascia toracale, L:42-63 cm ✓	mis 1-2	862101-2	85,00	<input type="checkbox"/>
	Fascia toracale, L:48-77 cm ✓	mis 3	862101-3	87,00	<input type="checkbox"/>
	Fascia toracale, L:58-96 cm ✓	mis 4	862101-4	87,00	<input type="checkbox"/>
	Fascia a incrocio, L:38-49 cm ✓	mis 1	862102-1	150,00	<input type="checkbox"/>
	Fascia a incrocio, L:43-55 cm ✓	mis 2	862102-2	150,00	<input type="checkbox"/>
	Fascia a incrocio, L:53-70 cm ✓	mis 3	862102-3	160,00	<input type="checkbox"/>
	Fascia a incrocio, L:63-86 cm ✓	mis 4	862102-4	160,00	<input type="checkbox"/>
	Pelotte, fisse, tipo 7, imbottitura: 11 x 12 cm ✓	mis 1-2	861102-10	117,00	<input type="checkbox"/>
	Pelotte, fisse, tipo 5, imbottitura: 16 x 15 cm ✓	mis 3-4	861102-20	117,00	<input type="checkbox"/>
	Supporti per le spalle, W:7.5 H:19 D:5 cm ✓	mis 1	861126-1	176,00	<input type="checkbox"/>
	Supporti per le spalle, W:8.5 H:24 D:5 cm ✓	mis 2	861126-2	186,00	<input type="checkbox"/>
	Supporti per le spalle, W:10 H:31.5 D:5 cm ✓	mis 3	861126-3	201,00	<input type="checkbox"/>
	Supporti per le spalle, W:11 H:39 D:5 cm ✓	mis 4	861126-4	215,00	<input type="checkbox"/>
<b>N.B. Per montare le pelotte fisse acquistare il cod. 861102-PL!</b>					
	Kit montaggio pelotte fisse ✓	mis unica	861102-PL	82,00	<input type="checkbox"/>
	Contenitori fissi braccio, small, L:12.5 H:34 cm	mis 1-2	861109-10	340,00	<input type="checkbox"/>
	Contenitori fissi braccio, large, L:16.5 H:52 cm	mis 3-4	861109-20	370,00	<input type="checkbox"/>

## Modulo d'ordine

	Cunei laterali, H: 100, L:40, D:25-2.5 mm	mis 1	861107-1	14,00	<input type="checkbox"/>
	Cunei laterali, H: 100, W:37, D:40-2.5 mm	mis 2	861107-2	14,00	<input type="checkbox"/>
	Cunei laterali, H: 100, W:59, D:25-2.5 mm	mis 3	861107-3	14,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura extra, L:25 H:8 cm ✓	mis unica	861106-1	177,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura extra, L:30 H:10 cm ✓	mis unica	861106-2	177,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura extra, L:35 H:10 cm ✓	mis unica	861106-3	177,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura extra, L:40 H:10 cm ✓	mis unica	861106-4	177,00	<input type="checkbox"/>
	Supporti laterali, set, mis 1	mis unica	861102-1	300,00	<input type="checkbox"/>
	Asta, L:14.5 cm, imbottitura, W:14.5 H:9.5 cm				
	Supporti laterali, set, mis 2	mis unica	861102-2	300,00	<input type="checkbox"/>
	Asta, L:17 cm, imbottitura, W:18 H:13 cm				
	Supporti laterali, set, mis 3	mis unica	861102-3	310,00	<input type="checkbox"/>
	Asta, L:20 cm, imbottitura: W:18 H:13 cm				
	N.B. Per montare i supporti laterali su imbottiture extra acquistare il codice 861106-KIT				
	Kit montaggio supporti laterali su imbottitura extra	for all sizes	861106-KIT	56,00	<input type="checkbox"/>
	Fascia supporti laterali mis 1, L:26-32 cm ✓	mis 1	862103-1	29,00	<input type="checkbox"/>
	Fascia supporti laterali mis 2, L:31-41 cm ✓	mis 2	862103-2	29,00	<input type="checkbox"/>
	Fascia supporti laterali mis 3, L:34-50 cm ✓	mis 3	862103-3	29,00	<input type="checkbox"/>
	Fascia supporti laterali mis 3, L:45-60 cm ✓	mis 4	862103-4	29,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino posteriore, L1:19 L2:16 H:13 cm, regol. in altezza	mis 1-2	861115-2	270,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino posteriore, L1:30 L2:25 H:20 cm, regol. in altezza	mis 3-4	861115-3	270,00	<input type="checkbox"/>
	Divaricatore, mis 1, L1:5 L2:7 H:15 D:9 ✓	mis unica	861103-1	110,00	<input type="checkbox"/>
	Divaricatore, mis 2, L1:15 L2:7 H:15 D:17 ✓	mis unica	861103-2	120,00	<input type="checkbox"/>
	Fascia per divaricatore, mis 1, lunghezza: 25-30 cm ✓	mis unica	862104-1	141,00	<input type="checkbox"/>
	Fascia per divaricatore, mis 2, lunghezza 27-47 cm ✓	mis unica	862104-2	141,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto ginocchia ✓	mis 1-2	861144-2	390,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto ginocchia ✓	mis 3-4	861144-3	400,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto ginocchia, <b>swing away</b>	mis 1-2	861154-2	530,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto ginocchia, <b>swing away</b>	mis 3-4	861154-3	540,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto ginocchia regolabile ✓	mis 1-2	861144-20	600,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto ginocchia regolabile ✓	mis 3-4	861144-30	620,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto ginocchia regolabile, <b>swing away</b>	mis 1-2	861154-20	750,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto ginocchia regolabile, <b>swing away</b>	mis 3-4	861154-30	760,00	<input type="checkbox"/>
	Sandali fermapiedi, lungh. 17,5 cm, set ✓	mis 0	86149	124,00	<input type="checkbox"/>
	Sandali fermapiedi, lungh. 21,5 cm, set ✓	mis 1-2	86147	124,00	<input type="checkbox"/>
	Sandali fermapiedi, lungh. 24 cm, set ✓	mis 3-4	86148	124,00	<input type="checkbox"/>
	Ferma talloni per pedana separata, set ✓	mis 1-2	861251	37,00	<input type="checkbox"/>
	Ferma talloni per pedana separata, set ✓	mis 3-4	861252	37,00	<input type="checkbox"/>

## Modulo d'ordine



Tavolino in plastica con vaschetta e piano d'appoggio ✓	mis 1-2	862130-2	570,00	<input type="checkbox"/>
Tavolino in plastica con vaschetta e piano d'appoggio ✓	mis 3-4	862130-3	580,00	<input type="checkbox"/>
<i>Entrambi per uso prono e supino</i>				

<i>Kit per montaggio basso del tavolino</i>	mis unica	862131-KIT	228,00	<input type="checkbox"/>
<i>Kit per montaggio alto del tavolino</i>	mis unica	862131-KITUP	298,00	<input type="checkbox"/>



Imbottitura tavolino uso prono, profilo quadrato	mis unica	862135-0	204,00	<input type="checkbox"/>
Imbottitura tavolino uso supino, profilo tondo piccolo	mis unica	862135-1	204,00	<input type="checkbox"/>
Imbottitura tavolino uso supino, profilo tondo grande	mis unica	862135-2	204,00	<input type="checkbox"/>



Appoggia braccia per tavolino	mis unica	861131	130,00	<input type="checkbox"/>
Barra gioco per tavolino	mis unica	861135	140,00	<input type="checkbox"/>
Barra poggiamani	mis 1-3	8910750	233,00	<input type="checkbox"/>
Maniglia	mis unica	861108-U	90,00	<input type="checkbox"/>