


Aggiornato al 7 agosto 2023

Ordinante		Consegnare a:	
Azienda		Indirizzo	
Indirizzo		Codice Postale	
Codice Postale		Città	
Città		N° d'ordine	
Tel.:		Riferimento	
Contatto			

Dimensioni



A (Altezza schiena)	_____
B (Altezza bracciolo)	_____
C (Distanza poplite tallone)	_____
D (Profondità seduta)	_____
E (Larghezza torace)	_____
F (Larghezza seduta)	_____
G (Altezza seduta capo)	_____
H (Larghezza spalle)	_____
Età	_____
Peso	_____

Cougar	mis. 1	mis. 2	mis. 3	mis. 4
	cm	cm	cm	cm
Larghezza seduta	35	40	45	50
Profondità seduta	37-47	37-47	43-53	49-59
Altezza schienale	45	50	60	60
Distanza poplite-tallone, pedana elevabile	28-46	28-46	28-46	28-46
Distanza poplite-tallone, pedana fissa	24-42	24-42	24-42	24-42
Altezza seduta da terra	46-53	46-53	46-53	46-53
Larghezza ruote da 22" e freni a tamburo	57	62	67	72
Lunghezza senza pedane	78	78	83	83
Altezza schienale da terra*	96	99	108	110
Altezza da chiusa	66	66	66	66
Larghezza da chiusa senza pedane	57	62	67	72
Ingombro di rotazione minimo	88	94	97	100
Peso, con schienale tensionabile, senza pedane	25 kg	26 kg	27 kg	28 kg
Portata massima	75 kg	75 kg	100 kg	120 kg
Portata massima omologata per il trasporto	75 kg	75 kg	100 kg	120 kg
Basculamento	45°			
Reclinazione schienale	35°			
Inclinazione pedana divisa	90°			

*Cougar è misurata con ruote posteriori da 22" e ruote anteriori da 6", con il cuscino contour.

Descrizione prodotto

Cougar è un solido sistema di seduta che bascula fino a 45°. Disponibile con ruote da transito o ad autospinta, è dotato di uno schienale regolabile in altezza ed in inclinazione fino a 35°, di una seduta regolabile in profondità e di due dispositivi antiribaltamento swing-away. Puoi configurarlo con braccioli, pedana unica o divisa e con maniglione di spinta intero o maniglie di spinta separate. Disponibile in quattro misure, può essere completato con una serie di accessori: poggiatesta, pelotte swing-away, pettorine e cinture, estensioni schienale, supporti bacino, divaricatore, tavolino, dispositivi di fissaggio per il trasporto.













Modulo d'ordine

Cougar	Descrizione	Codice	Prezzo Pubblico	
	Cougar prezzo base		2.926,00	<input type="checkbox"/>
		97 <input type="checkbox"/> xx xx xx xx x		
	Cougar 35 cm, mis. 1	1	---	<input type="checkbox"/>
	Cougar 40 cm, mis. 2	2	---	<input type="checkbox"/>
	Cougar 45 cm, mis. 3	3	---	<input type="checkbox"/>
	Cougar 50 cm, mis. 4	4	---	<input type="checkbox"/>
		97 x <input type="checkbox"/> x xx xx xx x		
	Argento	1	---	<input type="checkbox"/>
		97 xx <input type="checkbox"/> xx xx xx x		
	12½" ruote pneumatiche**	0	---	<input type="checkbox"/>
	20" ruote pneumatiche	1	---	<input type="checkbox"/>
	22" ruote pneumatiche	2	---	<input type="checkbox"/>
	24" ruote pneumatiche	4	---	<input type="checkbox"/>
	12½" ruote antiforo**	5	---	<input type="checkbox"/>
	20" ruote antiforo	6	---	<input type="checkbox"/>
	22" ruote antiforo	7	---	<input type="checkbox"/>
	24" ruote antiforo	9	---	<input type="checkbox"/>
		97 xx x <input type="checkbox"/> x xx xx x		
	Freni a ruota (non disp. per ruote da 12½")	1	108,00	<input type="checkbox"/>
	Freni a tamburo - (no sovrapp. per 12½")	2	216,00	<input type="checkbox"/>
	Freni a ruota e freni a tamburo (non disp per 12½")	3	320,00	<input type="checkbox"/>
		97 xx xx <input type="checkbox"/> xx xx x		
	6" antiforo	6	---	<input type="checkbox"/>
	7" antiforo (non disp. per ruote da 20")	7	---	<input type="checkbox"/>
	7" pneumatiche (non disp. per ruote da 20")	8	---	<input type="checkbox"/>
		97 xx xx x <input type="checkbox"/> x xx x		
	No pedane*	0	---	<input type="checkbox"/>
	Pedane divise, elevabili con pistone	1	722,00	<input type="checkbox"/>
	Pedane divise, angolo fisso 75°	2	426,00	<input type="checkbox"/>
	Pedane divise, elevabili con pistone + supporto polpacci	4	912,00	<input type="checkbox"/>
	Pedane divise, angolo fisso 75° + supporto polpacci	5	616,00	<input type="checkbox"/>
		97 xx xx xx <input type="checkbox"/> xx x		
	Piano seduta in legno, no cuscino contour	0	119,00	<input type="checkbox"/>
	Cuscino seduta contour	1	320,00	<input type="checkbox"/>
	No cuscino contour e no piano seduta in legno	2	---	<input type="checkbox"/>
		97 xx xx xx x <input type="checkbox"/> xx		
	Schienale tensionabile senza cuscino	1	45,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto schienale in legno senza cuscino	2	119,00	<input type="checkbox"/>
	Schienale tensionabile con cuscino	3	216,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto schienale in legno con cuscino contour	4	320,00	<input type="checkbox"/>
	Schienale tensionabile con cuscino contour	5	247,00	<input type="checkbox"/>
	Senza schienale, senza cuscino e senza attacco per poggiatesta	7	---	<input type="checkbox"/>
		97 xx xx xx xx <input type="checkbox"/> x		
	No reclinazione (scrivi 2 come ultimo numero nel codice)	0	---	<input type="checkbox"/>
	Reclinazione	1	216,00	<input type="checkbox"/>
		97 xx xx xx xx x <input type="checkbox"/>		
	Reclinazione - gestito dall'utente	1	173,00	<input type="checkbox"/>
	Reclinazione - azionato dall'accompagnatore	2	---	<input type="checkbox"/>















*per altre esigenze vedi negli accessori

**ricordati di scegliere i freni a tamburo

Modulo d'ordine

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico	
	Poggiatesta anatomico	medium	9945493-83	324,00 <input type="checkbox"/>	
	Poggiatesta anatomico	large	9967493-83	324,00 <input type="checkbox"/>	
<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>					
	Poggiatesta regolabile 4 alette		9975793-82	342,00 <input type="checkbox"/>	
	Poggiatesta regolabile senza altoparlanti		9973793-82	324,00 <input type="checkbox"/>	
<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>					
	Estensione schienale	mis 1	970055-113	230,00 <input type="checkbox"/>	
	Estensione schienale	mis 2	970055-213	230,00 <input type="checkbox"/>	
	Estensione schienale	mis 3-4	970055-313	230,00 <input type="checkbox"/>	
	Estensione schienale velcro back	mis 1-2	970050-113	70,00 <input type="checkbox"/>	
	Estensione schienale velcro back	mis 3-4	970050-313	70,00 <input type="checkbox"/>	
	Pelotte swing-away, asta curva da 4,5 cm	large	83845-160	399,00 <input type="checkbox"/>	
	<i>Per alte esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>				
	Pelotte swing-away, asta curva da 4,5 cm, imbot. dritta	large	83845-460	399,00 <input type="checkbox"/>	
	<i>Per alte esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>				
	Pettorina a farfalla	M	85705-M	152,00 <input type="checkbox"/>	
	Pettorina a farfalla	L	85705-L	152,00 <input type="checkbox"/>	
Pettorina a farfalla	XL	85705-XL	152,00 <input type="checkbox"/>		
Pettorina a farfalla	XXL	85705-XXL	152,00 <input type="checkbox"/>		
<i>Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>					
	Cintura pelvica a 4 punti	M	85725-M	83,00 <input type="checkbox"/>	
	Cintura pelvica a 4 punti	L	85725-L	83,00 <input type="checkbox"/>	
	Cintura pelvica a 4 punti	XL	85725-XL	83,00 <input type="checkbox"/>	
<i>Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>					
	Braccioli con sponda laterale, asta 19 cm, set	mis 1-2	970600-1	400,00 <input type="checkbox"/>	
	Braccioli con sponda laterale, asta 29 cm, set	mis 3-4	970600-2	430,00 <input type="checkbox"/>	
	Braccioli con sponda laterale, asta 19 cm, set	mis 3-4	970600-3	420,00 <input type="checkbox"/>	
	Braccioli senza contenimenti laterali, set	mis 1-2	970601-1	400,00 <input type="checkbox"/>	
Braccioli senza contenimenti laterali, set	mis 3-4	970601-2	400,00 <input type="checkbox"/>		
	Estensione bracciolo, set	mis unica	970630-1	147,00 <input type="checkbox"/>	
	Supporti bacino, set	mis 1-2	970751-1	200,00 <input type="checkbox"/>	
	Supporti bacino, set	mis 3-4	970751-2	200,00 <input type="checkbox"/>	
	Rivestimento cuscino per incontinenza	mis 1	970425-113	114,00 <input type="checkbox"/>	
	Rivestimento cuscino per incontinenza	mis 2	970425-213	114,00 <input type="checkbox"/>	
	Rivestimento cuscino per incontinenza	mis 3	970425-313	114,00 <input type="checkbox"/>	
	Rivestimento cuscino per incontinenza	mis 4	970425-413	114,00 <input type="checkbox"/>	

Modulo d'ordine

	Divaricatore	mis 1	970030-1	204,00	<input type="checkbox"/>
	Divaricatore	mis 2	970030-2	204,00	<input type="checkbox"/>
	Divaricatore	mis 3	970030-3	204,00	<input type="checkbox"/>
	Divaricatore	mis 4	970030-4	204,00	<input type="checkbox"/>
	Attacco per pedana divisa	mis 1	970152	220,00	<input type="checkbox"/>
	Attacco per pedana divisa	mis 2-3-4	970153	220,00	<input type="checkbox"/>
	Asta doppia per pedana divisa	15 cm	8975285	81,00	<input type="checkbox"/>
	Asta doppia per pedana divisa	25 cm	8975287	81,00	<input type="checkbox"/>
	Asta doppia per pedana divisa	31 cm	8975288	81,00	<input type="checkbox"/>
	Pedane separate, 10x16 cm	mis 1	89146-1	302,00	<input type="checkbox"/>
	Pedane separate, 12,5x18,5 cm	mis 2	89146-2	302,00	<input type="checkbox"/>
	Pedane separate, 13x21 cm	mis 3	89146-3	302,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana a regolazione differenziata, 7,5x17 cm	mis 1-2	89143-1	323,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana a regolazione differenziata, 9,5x21 cm	mis 1-2	89143-2	323,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana a regolazione differenziata, 11x23,5 cm	mis 3-4	89143-3	323,00	<input type="checkbox"/>
	Attacco per pedana unica	mis 1	970152	220,00	<input type="checkbox"/>
	Attacco per pedana unica	mis 2-3-4	970153	220,00	<input type="checkbox"/>
	Asta singola per pedana unica	15.5 cm	8975260	46,00	<input type="checkbox"/>
	Asta singola per pedana unica	24 cm	8975261	46,00	<input type="checkbox"/>
	Asta singola per pedana unica	29 cm	8975262	46,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat	mis 1-2	95145-1	213,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat	mis 3-4	85145-2	213,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat, 36x23 cm*	mis 2	95145-2	213,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat, 41x24 cm*	mis 3	95145-3	213,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat, 48x24 cm*	mis 4	95145-4	213,00	<input type="checkbox"/>
	* con asta di montaggio di 10 cm				
	Poggiagambe a contenimento laterale	mis 1	95145-1BOX	128,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiagambe a contenimento laterale	mis 2	95145-2BOX	128,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiagambe a contenimento laterale	mis 3	95145-3BOX	128,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura pedana Wombat	mis 1	95145-1PAD	105,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura pedana Wombat	mis 2	95145-2PAD	105,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura pedana Wombat	mis 3	95145-3PAD	105,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura per asta pedana	mis unica	95145-150	35,00	<input type="checkbox"/>
	Cinghia per fissaggio arti inferiori	mis unica	95145-20	50,00	<input type="checkbox"/>
	<i>In abbinamento al poggiagambe a contenimento laterale</i>				
	Supporto polpacci, incl.rivestimento*	mis 1	970555-1	380,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto polpacci, incl.rivestimento*	mis 2	970555-2	380,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto polpacci, incl.rivestimento*	mis 3	970555-3	380,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto polpacci, incl.rivestimento*	mis 4	970555-4	380,00	<input type="checkbox"/>
<i>*solo per pedane divise elevabili o fisse a 75°</i>					

Modulo d'ordine



Rivestimento extra per supporto polpacci*	mis 1	970555-113	74,00	<input type="checkbox"/>
Rivestimento extra per supporto polpacci*	mis 2	970555-213	74,00	<input type="checkbox"/>
Rivestimento extra per supporto polpacci*	mis 3	970555-313	74,00	<input type="checkbox"/>
Rivestimento extra per supporto polpacci*	mis 4	970555-413	74,00	<input type="checkbox"/>

**solo per supporto polpacci per pedane divise elevabili o fisse a 75°*

Tavolino, trasparente, small	mis 1-2	970240-1	300,00	<input type="checkbox"/>
Tavolino, trasparente, small	mis 3-4	970240-2	300,00	<input type="checkbox"/>
Tavolino, trasparente, large	mis 1-2	970260-1	320,00	<input type="checkbox"/>
Tavolino, trasparente, large	mis 3-4	970260-2	320,00	<input type="checkbox"/>

Dispositivi di fissaggio per il trasporto	mis unica	970900	185,00	<input type="checkbox"/>
---	-----------	--------	--------	--------------------------

Parafanghi	mis unica	970560	360,00	<input type="checkbox"/>
------------	-----------	--------	--------	--------------------------

20" copriraggi, 1 pz		970920	100,00	<input type="checkbox"/>
----------------------	--	--------	--------	--------------------------

22" copriraggi, 1 pz		970922	100,00	<input type="checkbox"/>
----------------------	--	--------	--------	--------------------------

24" copriraggi, 1 pz		970924	100,00	<input type="checkbox"/>
----------------------	--	--------	--------	--------------------------

Supporto respiratore	mis 2-3-4	970815	232,00	<input type="checkbox"/>
----------------------	-----------	--------	--------	--------------------------