




Modulo d'ordine

Aggiornato al **21 marzo 2024**

<b>Ordinante</b>		<b>Consegnare a:</b>	
<b>Azienda</b>		<b>Indirizzo</b>	
<b>Indirizzo</b>		<b>Codice Postale</b>	
<b>Codice Postale</b>		<b>Città</b>	
<b>Città</b>		<b>N° d'ordine</b>	
<b>Tel.:</b>		<b>Riferimento</b>	
<b>Contatto</b>			

## Dimensioni



A (Altezza totale)

B (Altezza spalle)

C (Altezza all'ascella)

D (Altezza all'inguine)

E (Larghezza torace)

F (Larghezza spalle)

Età

Peso

Crocodile	mis 0	mis 1	mis 2	mis 3
	cm	cm	cm	cm
Distanza tra le impugnature (J)	17-47	27-55	32-60	35-69
Altezza impugnature da terra (K)	30-61	42-71,5	55-84	69-104,5
Larghezza (G)	58	62	69	69
Lunghezza (H)	64	72	84	87
Altezza dalla parte superiore del telaio da terra (I)	49-66	49-66	65-82	77
Lunghezza da chiuso	65	72	86	100
Altezza da chiuso	30	31	27	29
Peso	6 kg	7 kg	7 kg	12 kg
Altezza massima utente	105	115	150	180
Portata massima	30 kg	30 kg	45 kg	80 kg
Ingombro in rotazione	144	160	190	200

Note di sicurezza	mis 0	mis 1	mis 2	mis 3
Stabilità statica in discesa	15°	15°	15°	15°
Stabilità statica in salita	4,5°	4,5°	4,5°	4,5°
Stabilità statica laterale	7°	7°	7°	7°


## Descrizione prodotto



Crocodile è un deambulatore stabilizzatore per uso posteriore in alluminio completo di imbottitura per la parte superiore del telaio. La base è dotata di 4 ruote: quelle posteriori sono fisse e dotate di dispositivo di antiarretramento e frizionamento, mentre quelle anteriori sono piroettanti e dotate di blocco direzionale. Viene fornito con impugnature regolabili in altezza e in larghezza. Può essere completato con diversi accessori: appoggi antibrachiali, supporti posteriori, sedile, sedile ad imbrago, dispositivi antiribaltamento fissi o swing-away. E' progettato per uso interno ed esterno.

Modulo d'ordine

**Note** *Gli articoli con il ✓ ed evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino*

Crocodile	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Crocodile, bianco ✓	mis 0	86800	619,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile, bianco, antiribaltamento fisso	mis 0	86800-ATF	719,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile, bianco, antiribalt. swing-away ✓	mis 0	86800-ATS	779,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile, giallo ✓	mis 1	86801	690,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile, giallo, antiribaltamento fisso	mis 1	86801-ATF	823,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile, giallo, antiribalt. swing-away ✓	mis 1	86801-ATS	946,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile, arancione	mis 2	86802	690,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile, arancione, antiribaltamento fisso	mis 2	86802-ATF	823,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile, arancione, antiribalt. swing-away ✓	mis 2	86802-ATS	946,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile, antracite	mis 3	86803	773,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile, antiribaltamento fisso	mis 3	86803-ATF	949,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile, antracite, antiribalt. swing-away ✓	mis 3	86803-ATS	1.049,00 <input type="checkbox"/>



Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Crocodile starter kit, per Crocodile mis 1	mis 0	86801-0	223,00 <input type="checkbox"/>
	Barra d'appoggio anteriore ✓	mis 0	86879-0	77,00 <input type="checkbox"/>
	Barra d'appoggio anteriore ✓	mis 1	86879-1	81,00 <input type="checkbox"/>
	Barra d'appoggio anteriore ✓	mis 2	86879-2	85,00 <input type="checkbox"/>
	Appoggio antibrachiale con impugnatura, set ✓	mis 1	86858-1	390,00 <input type="checkbox"/>
	Appoggio antibrachiale con impugnatura, set ✓	mis 2	86859-1	390,00 <input type="checkbox"/>
	Appoggio antibrachiale con impugnatura, set ✓	mis 3	86860-1	390,00 <input type="checkbox"/>
	Sistema di fissaggio imbottito per avambraccio 1pez * per entrambi gli avambracci ordinare 2 pezzi	mis unica	869370	35,00 <input type="checkbox"/>
	Blocco anteriore per impugnatura, set	mis unica	86861	26,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto posteriore ✓	mis 1-2-3	86816	122,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto bacino avvolgente, circonferenza: 47-64 cm, H: 8,5 ✓	mis 0	868610	490,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto posteriore Gator per Crocodile, 9x12-23 cm ✓	mis 0-1-2-3	86808	314,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto posteriore Gator per Crocodile, 9x18-29 cm ✓	mis 1-2-3	86809	314,00 <input type="checkbox"/>

Modulo d'ordine

	Fasce di contenimento per supporto Gator ✓	mis unica	SN4016	67,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto posteriore, regolabile, imbottito	mis 3	86886	278,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura addominale per 86886	mis 3	85490-2	43,00 <input type="checkbox"/>
	Barra per montare il supporto posteriore * * utilizzabile solo sulla mis 3 ✓	mis 3	86880	57,00 <input type="checkbox"/>
	Supporti bacino, set ✓	mis unica	86819	242,00 <input type="checkbox"/>
	Sedile ad imbrago ✓	mis 1	86824	139,00 <input type="checkbox"/>
	Sedile ad imbrago ✓	mis 2	86825	145,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile sedile ad imbrago * ✓	mis 0-1	86824-1	73,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile sedile ad imbrago * ✓	mis 2	86825-1	73,00 <input type="checkbox"/>
	<i>* necessita di supporto posteriore Gator e fascia di contenimento</i>			
	Sedile ribaltabile, bianco ✓	mis 0	86820-01	164,00 <input type="checkbox"/>
	Sedile ribaltabile, giallo ✓	mis 1	86820	164,00 <input type="checkbox"/>
	Sedile ribaltabile, arancione ✓	mis 2	86821	164,00 <input type="checkbox"/>
	Sedile ribaltabile, antracite ✓	mis 3	86863	164,00 <input type="checkbox"/>
	Freni a leva su impugnature, kit	mis 1-2	86834	141,00 <input type="checkbox"/>
	Freni a leva su impugnature, kit	mis 3	86873	141,00 <input type="checkbox"/>
	Kit freno a decelerazione	mis 1-2	86834-DEC	141,00 <input type="checkbox"/>
	Kit freno a decelerazione	mis 3	86873-DEC	141,00 <input type="checkbox"/>
	Borsa porta oggetti	mis unca	86839	48,00 <input type="checkbox"/>
	Cestino porta oggetti	mis 3	86843	119,00 <input type="checkbox"/>
	Maniglia per accompagnatore per Crocodile	mis unica	86866-1	199,00 <input type="checkbox"/>