


Modulo d'ordine

Aggiornato al 30 ottobre 2023			
Ordinante Azienda Indirizzo Codice Postale Città Tel.:		Consegnare a:	
		Indirizzo	
		Codice Postale Città	
Contatto		N° d'ordine	
		Riferimento	

Flamingo - Dimensioni




A (Altezza schiena)
 B (Altezza bracciolo)
 C (Distanza poplite tallone)
 D (Profondità seduta)
 E (Larghezza torace)
 F (Larghezza seduta)
 G (Altezza seduta capo)
 H (Larghezza spalle)
 Età _____
 Peso _____

Flamingo	mis 1	mis 2	mis 3	mis 4
	cm	cm	cm	cm
Larghezza seduta (A)	24	28	32	34
Profondità seduta (B)	25	29	35	40
Altezza schienale (C)	35	38	42	47
Distanza poplite-tallone (D)	18-26	25-35	30-40	30-40
Altezza seduta da terra (E)*	50-60	50-60	50-60	50-60
Larghezza schienale (F)	20	22	26	28
Larghezza massima telaio (G)	44	46	50	54
Lunghezza massima telaio (H)*	66	66	66	66
Altezza totale (I)*	86	89	93	95
Altezza sistema seduta da chiuso	24	26	27	27
Lunghezza sistema seduta da chiuso	37	40	43	46
Altezza telaio da chiuso	20	20	20	20
Lunghezza telaio da chiuso	74	74	74	74
Peso	11 kg	13 kg	14 kg	15 kg
Portata massima	35 kg	50 kg	60 kg	70 kg
Baculamento	-15°+35°	-15°+35°	-15°+35°	-15°+35°
Reclinazione schienale	-90°+30°	-90°+30°	-90°+30°	-90°+30°
Inclinazione pedana	+90°+60°	+90°+60°	+90°+60°	+90°+60°

* con ruote da 75 mm

Modulo d'ordine

Flamingo High-Low - Dimensioni



A (Altezza schiena)
 B (Altezza bracciolo)
 C (Distanza poplite tallone)
 D (Profondità seduta)
 E (Larghezza torace)
 F (Larghezza seduta)
 G (Altezza seduta capo)
 H (Larghezza spalle)
 Età
 Peso






Flamingo High-Low	mis 1	mis 2	mis 3	mis 4
	cm	cm	cm	cm
Larghezza seduta (A)	24	28	32	34
Profondità seduta (B)	25	29	35	40
Altezza schienale (C)	35	38	42	47
Distanza poplite-tallone (D)	20-25	23-34	30-42	30-42
Altezza seduta da terra (E)*	53-74	53-74	53-74	53-74
Larghezza schienale (F)	20	22	26	28
Larghezza massima telaio (G)	50	50	57	57
Lunghezza massima telaio (H)*	64	64	76	76
Altezza totale (I)*	86-108	92-111	94-117	102-120
Larghezza sistema seduta	35	38	43	48
Lunghezza sistema seduta	26	31½	36	42½
Altezza sistema seduta	40	43	48	51
Reclinazione schienale	-90°+30°	-90°+30°	-90°+30°	-90°+30°
Basculamento	-5°+20° *	-5°+20°	-5°+20°	-5°+20°
Inclinazione pedana	+90°+75°	+90°+75°	+90°+75°	+90°+75°
Peso	14 kg	14.5 kg	16.5 kg	17 kg
Peso, telaio	11.5 kg	11.5 kg	12.5 kg	12.5 kg
Peso, sistema seduta	2.5 kg	3 kg	4 kg	4.5 kg
Portata massima	35 kg	50 kg	60 kg	70 kg

* I -5° di basculamento si ottengono a 55 cm di altezza da terra della seduta






Descrizione prodotto

Flamingo è un sistema di seduta per l'igiene personale. Il telaio in alluminio è pieghevole e regolabile in altezza, ha 4 ruote piroettanti con freno, rivestimento seduta e schienale 100% waterproof adatto ad inserirsi nella doccia e sopra il wc. La seduta completa di paraspruzzi può essere basculata di 30°, lo schienale attivo e reclinabile è predisposto per il montaggio di pelotte fisse, swing-away o contenimenti laterali. La pedana è regolabile in altezza ed in flessione estensione. Disponibile in quattro misure può essere completato da numerosi accessori: poggiatesta, prolunga schienale, pettorine e cinture, maniglie di spinta, tavolino swing-away, braccioli, copertura seduta, padellina o potty ring, imbottitura per riduzione larghezza seduta, agganci per fissaggio al WC e kit ventose di fissaggio alla vasca da bagno.

Modulo d'ordine

Flamingo	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
Note	<i>Gli articoli con il ✓ ed evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino</i>			
	Flamingo con inserti in PU grigi, seduta, pedane, paraspruzzi, ruote da 75 mm ✓	mis 1	880001-NL	2.117,00 <input type="checkbox"/>
	Flamingo con inserti in PU grigi, seduta, pedane, paraspruzzi, ruote da 100 mm	mis 1	880001-1NL	2.117,00 <input type="checkbox"/>
	Flamingo con inserti in PU grigi, seduta, pedane, paraspruzzi, ruote da 75 mm ✓	mis 2	880002-NL	2.117,00 <input type="checkbox"/>
	Flamingo con inserti in PU grigi, seduta, pedane, paraspruzzi, ruote da 100 mm	mis 2	880002-1NL	2.117,00 <input type="checkbox"/>
	Flamingo con inserti in PU grigi, seduta, pedane, paraspruzzi, kit ancoraggio seduta, ruote da 75 mm	mis 3	880003-NL	2.179,00 <input type="checkbox"/>
	Flamingo con inserti in PU grigi, seduta, pedane, paraspruzzi, kit ancoraggio seduta, ruote da 100 mm	mis 3	880003-1NL	2.179,00 <input type="checkbox"/>
	Flamingo con inserti in PU grigi, seduta, pedane, paraspruzzi, kit ancoraggio seduta, ruote da 75 mm e kit rinforzo schienale ✓	mis 3	885503-NL	2.347,00 <input type="checkbox"/>
	Flamingo con inserti in PU grigi, seduta, pedane, paraspruzzi, ruote da 75 mm	mis 4	880004-NL	2.264,00 <input type="checkbox"/>
	Flamingo con inserti in PU grigi, seduta, pedane, paraspruzzi, ruote da 100 mm	mis 4	880004-1NL	2.264,00 <input type="checkbox"/>
	Flamingo con inserti in Pu grigi, seduta, pedane, paraspruzzi, ruote da 75 mm e kit rinforzo schienale ✓	mis 4	885504-NL	2.430,00 <input type="checkbox"/>

per imbottiture BLU invece che grigie sostituire -NL con -61

Flamingo High-low	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Flamingo High-low con inserti in PU grigi, seduta, pedane, paraspruzzi, ruote da 75 mm	mis 1	880401	2.520,00 <input type="checkbox"/>
	Flamingo High-low con inserti in PU grigi, seduta, pedane, paraspruzzi, ruote da 100 mm	mis 1	880401-1	2.520,00 <input type="checkbox"/>
	Flamingo High-low con inserti in PU grigi, seduta, pedane, paraspruzzi, ruote da 75 mm	mis 2	880402	2.520,00 <input type="checkbox"/>
	Flamingo High-low con inserti in PU grigi, seduta, pedane, paraspruzzi, ruote da 100 mm	mis 2	880402-1	2.520,00 <input type="checkbox"/>
	Flamingo High-low con inserti in PU grigi, seduta, pedane, paraspruzzi, ruote da 75 mm	mis 3	880403	2.520,00 <input type="checkbox"/>
	Flamingo High-low con inserti in PU grigi, seduta, pedane, paraspruzzi, ruote da 100 mm	mis 3	880403-1	2.520,00 <input type="checkbox"/>
	Flamingo High-low con inserti in PU grigi, pedane, paraspruzzi, ruote da 75 mm e kit rinforzo schienale	mis 3	885503	2.663,00 <input type="checkbox"/>
	Flamingo High-low con inserti in PU grigi, seduta, pedane, paraspr, ruote da 100 mm, e kit rinf schienale	mis 3	885503-1	2.663,00 <input type="checkbox"/>
	Flamingo High-low con inserti in PU blu, seduta, pedane, paraspr, ruote da 100 mm, e kit rinf schienale	mis 3	8815503-161	2.663,00 <input type="checkbox"/>

Modulo d'ordine



Flamingo High-low con inserti in PU grigi, seduta, pedane, paraspruzzi, ruote da 75 mm	mis 4	880404	2.667,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo High-low con inserti in PU grigi, seduta, pedane, paraspruzzi, ruote da 100 mm	mis 4	880404-1	2.667,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo High-low con inserti in PU grigi, pedane, paraspruzzi, ruote da 75 mm e kit rinforzo schienale	mis 4	885504	2.798,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo High-low con inserti in PU grigi, seduta, pedane, paraspr, ruote da 100 mm, e kit rinf schienale	mis 4	885504-1	2.798,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo High-low con inserti in PU blu, seduta, pedane, paraspr, ruote da 100 mm, e kit rinf schienale	mis 4	8815504-161	2.798,00	<input type="checkbox"/>

per BLU invece che grigio aggiungi -61 al codice prodotto

Seduta	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Flamingo seduta e schienale inserti grigi PU	mis 1	880101	685,00 <input type="checkbox"/>
	Flamingo seduta e schienale inserti grigi PU	mis 2	880102	685,00 <input type="checkbox"/>
	Flamingo seduta e schienale inserti grigi PU	mis 3	880103	685,00 <input type="checkbox"/>
	Flamingo seduta e schienale inserti grigi PU	mis 4	880104	685,00 <input type="checkbox"/>
per BLU invece che grigio aggiungi -61 al codice prodotto				
	Flamingo seduta e schienale con kit di rinforzo	mis 3	8805503	838,00 <input type="checkbox"/>
	Flamingo seduta e schienale con kit di rinforzo	mis 4	8805504	838,00 <input type="checkbox"/>
per BLU invece che grigio aggiungi -61 al codice prodotto				
	Kit ventose per fissaggio vasca da bagno	mis unica	880150	169,00 <input type="checkbox"/>
	Telaio Potty	mis 1	880160-1	213,00 <input type="checkbox"/>
	Telaio Potty	mis 2	880160-2	213,00 <input type="checkbox"/>
	Aggancio per fissaggio al WC	mis 1	880141	298,00 <input type="checkbox"/>
	Aggancio per fissaggio al WC	mis 2	880142	298,00 <input type="checkbox"/>
	Aggancio per fissaggio al WC	mis 3	880143	298,00 <input type="checkbox"/>
	Aggancio per fissaggio al WC	mis 4	880144	298,00 <input type="checkbox"/>

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Poggiatesta in PU grigio ✓	Tipo 2	9903146-00	259,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta in PU grigio ✓	Tipo 4	9906146-00	259,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta in PU blu	Tipo 2	9903446-00	259,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta in PU blu	Tipo 4	9906446-00	259,00 <input type="checkbox"/>
<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>				
	Supporti laterali per schienale con imbottitura ✓	mis 1	880111	246,00 <input type="checkbox"/>
	Supporti laterali per schienale con imbottitura ✓	mis 2	880112	246,00 <input type="checkbox"/>
	Supporti laterali per schienale con imbottitura ✓	mis 3	880113	246,00 <input type="checkbox"/>
	Supporti laterali per schienale con imbottitura ✓	mis 4	880114	246,00 <input type="checkbox"/>
NON ABBINABILI ALLE PELOTTE TORACALI				
per BLU invece che grigio aggiungi -61 al codice prodotto				
	Estensione schienale, H:10 x L:17-20 cm	mis 1-2	880118	195,00 <input type="checkbox"/>
	Estensione schienale, H:10 x L:23-26 cm ✓	mis 3-4	880119	195,00 <input type="checkbox"/>
per BLU invece che grigio aggiungi -61 al codice prodotto				
	Asta per il montaggio dell'estensione schienale, L:20 cm *		880120	26,00 <input type="checkbox"/>

*Quando ordini estensione senza poggiatesta

Modulo d'ordine



Pelotte toracali fisse, incl. rivestimento, set Alt: 10cm, Larg: 9cm, Regolaz laterale: 2,5cm ✓	Tipo 0	88401-10	152,00	<input type="checkbox"/>
Pelotte toracali fisse, incl. rivestimento, set Alt: 14cm, Larg: 12cm, Regolaz laterale: 5cm ✓	Tipo 6	88401-20	152,00	<input type="checkbox"/>



Pelotte swing-away, asta dritta ✓	small	83315-362	399,00	<input type="checkbox"/>
Pelotte swing-away, asta dritta ✓	medium	83315-262	399,00	<input type="checkbox"/>
Pelotte swing-away, asta dritta ✓	large	83315-162	399,00	<input type="checkbox"/>

Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine



Pettorina a farfalla ✓	XS	85705-XS	152,00	<input type="checkbox"/>
Pettorina a farfalla ✓	S	85705-S	152,00	<input type="checkbox"/>
Pettorina a farfalla ✓	M	85705-M	152,00	<input type="checkbox"/>

Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine




Cintura pelvica a 2 punti, neoprene, 25 mm ✓	mis 1	85423-1	80,00	<input type="checkbox"/>
Cintura pelvica a 2 punti, neoprene, 25 mm ✓	mis 2	85423-2	80,00	<input type="checkbox"/>
Cintura pelvica a 2 punti, neoprene, 25 mm ✓	mis 3	85423-3	80,00	<input type="checkbox"/>

Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine



Tavolino Swing-away ✓	mis 1	880131	278,00	<input type="checkbox"/>
Tavolino Swing-away ✓	mis 2	880132	278,00	<input type="checkbox"/>
Tavolino Swing-away ✓	mis 3	880133	278,00	<input type="checkbox"/>
Tavolino Swing-away ✓	mis 4	880134	278,00	<input type="checkbox"/>

per BLU invece che grigio aggiungi -61 al codice prodotto



Braccioli, neri, L: 23 cm, set	mis unica	880152	265,00	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------	--------	--------	--------------------------

Non possono essere utilizzati in combinazione con pelotte toracali - 880111, 880111-61, 880112 e 880112-61



Padella con sistema di aggancio per Flamingo e Flamingo High-Low ✓	mis 1	880121	82,00	<input type="checkbox"/>
Padella con sistema di aggancio per Flamingo e Flamingo High-Low ✓	mis 2	880122	82,00	<input type="checkbox"/>
Padella con sistema di aggancio per Flamingo e Flamingo High-Low ✓	mis 3	880123	82,00	<input type="checkbox"/>
Padella con sistema di aggancio per Flamingo e Flamingo High-Low ✓	mis 4	880124	82,00	<input type="checkbox"/>



Padella con sist. di aggancio per base Potty, D: 21 cn	mis 1	880121-PR	82,00	<input type="checkbox"/>
Padella con sist. di aggancio per base Potty, D: 21 cn	mis 2	880122-PR	82,00	<input type="checkbox"/>
Padella con sist. di aggancio per base Potty, D: 31 cn	mis 3	880123-PR	82,00	<input type="checkbox"/>
Padella con sist. di aggancio per base Potty, D: 31 cn	mis 4	880124-PR	82,00	<input type="checkbox"/>




Padella per Flamingo High-Low	mis 1-2	112401	28,00	<input type="checkbox"/>
Padella per Flamingo High-Low	mis 3-4	880129	28,00	<input type="checkbox"/>

Potty ring	mis 1-2	112369	28,00	<input type="checkbox"/>
Potty ring	mis 3-4	112372	28,00	<input type="checkbox"/>



Copertura per padella codice 880121, 880122, 880121-HL, 880122-HL, 112401	mis 1-2	880128-L	51,00	<input type="checkbox"/>
Copertura per padella codice 880123, 880124, 880129, 880123, 880124, 880129	mis 3-4	880129-L	51,00	<input type="checkbox"/>

Modulo d'ordine



Maniglione di spinta ✓	mis unica	880110	102,00	<input type="checkbox"/>
------------------------	-----------	--------	--------	--------------------------

Maniglia di spinta, per Flamingo High-low	mis 1-2	880110-HL	68,00	<input type="checkbox"/>
---	---------	-----------	-------	--------------------------

Maniglia di spinta, per Flamingo High-low	mis 3-4	880110-HLL	68,00	<input type="checkbox"/>
---	---------	------------	-------	--------------------------

**da montare posteriormente alla seduta. Agevola la funzione High-low*



Imbottitura riduzione larghezza seduta ✓	mis 2	880166	158,00	<input type="checkbox"/>
--	-------	--------	--------	--------------------------

Imbottitura riduzione larghezza seduta ✓	mis 3	880167	158,00	<input type="checkbox"/>
--	-------	--------	--------	--------------------------

Imbottitura riduzione larghezza seduta ✓	mis 4	880168	158,00	<input type="checkbox"/>
--	-------	--------	--------	--------------------------

Utilizzabile solo paraspruzzi mod. basso, non è incluso

per BLU invece che grigio aggiungi -61 al codice prodotto



Paraspruzzi, modello basso ✓	mis 1	880195	74,00	<input type="checkbox"/>
------------------------------	-------	--------	-------	--------------------------

Paraspruzzi, modello basso ✓	mis 2-3-4	880196	74,00	<input type="checkbox"/>
------------------------------	-----------	--------	-------	--------------------------

per BLU invece che grigio aggiungi -61 al codice prodotto



Copertura seduta ✓	mis 1	880185	50,00	<input type="checkbox"/>
--------------------	-------	--------	-------	--------------------------

Copertura seduta ✓	mis 2	880186	50,00	<input type="checkbox"/>
--------------------	-------	--------	-------	--------------------------

Copertura seduta ✓	mis 3	880187	50,00	<input type="checkbox"/>
--------------------	-------	--------	-------	--------------------------

Copertura seduta ✓	mis 4	880188	50,00	<input type="checkbox"/>
--------------------	-------	--------	-------	--------------------------

per BLU invece che grigio aggiungi -61 al codice prodotto



Supporto polpacci H: 10 X Lungh. 106 cm	mis unica	880199	36,00	<input type="checkbox"/>
---	-----------	--------	-------	--------------------------