


Modulo d'ordine

Aggiornato al 3 marzo 2024	
Ordinante	
Azienda	
Indirizzo	
Codice Postale	
Città	
Tel.:	
Contatto	
	N° d'ordine
	Riferimento

Dimensioni


- A (Altezza schiena)
- B (Altezza bracciolo)
- C (Distanza poplite tallone)
- D (Profondità seduta)
- E (Larghezza torace)
- F (Larghezza seduta)
- G (Altezza seduta capo)
- H (Larghezza spalle)
- Età
- Peso


Kudu	mis 1	mis 2	mis 3	mis 4
	cm	cm	cm	cm
Larghezza seduta (A)	26	30	34	38
Profondità seduta (B)	22-32	27-37	31-41	35-45
Altezza schienale (C)	37-46	40-52	43-58	43-63
Distanza poplite-tallone con pedana unica (D)	16-31	16-38	26-45	26-45
Distanza poplite-tallone con pedana divisa (D)	-	25-35	30-48	30-48
Altezza seduta da terra (E)	48	48	48	48
Larghezza (G)	59	63	67	71
Larghezza ruote anteriori	55	59	63	67
Larghezza ruote da 12" e 16"	50	54	58	62
Larghezza ruote da 20", 22", 24" con campanatura	60	64	68	72
Larghezza ruote da 20", 22", 24" senza campanatura	50	54	58	62
Lunghezza (H)	69	69	74	74
Altezza totale al maniglione di spinta (I)	94	94	94	94
Peso	19 kg	21 kg	23 kg	25 kg
Portata massima	40 kg	50 kg	60 kg	60 kg
Portata massima omologata per il trasporto	40 kg	50 kg	57 kg	57 kg
Reclinazione schienale	-5° +30°	-5° +30°	-5° +30°	-5° +30°
Basculamento	-3° +45°	-3° +45°	-3° +45°	-3° +45°
Angolo di campanatura ruote da 20", 22", 24"	6°	6°	6°	6°
Note di sicurezza	mis 1	mis 2	mis 3	mis 4
Stabilità statica in discesa	10°	10°	10°	10°
Stabilità statica in salita	10°	10°	10°	10°
Stabilità statica laterale	10°	10°	10°	10°

Modulo d'ordine

Descrizione prodotto








Kudu è un solido sistema di seduta scorrevole e compatta. Lo schienale, predisposto per il montaggio di pelotte fisse o swing-away, è regolabile in altezza ed inclinazione, la seduta in profondità. E' dotata di basculamento a 45° e di due dispositivi antiribaltamento swing-away. Puoi configurarla con braccioli fissi o regolabili in inclinazione, un set di cuscini per seduta e schienale, pedana unica o divisa, con ruote campanate o dritte e con maniglione intero o maniglie di spinta separate. Disponibile in quattro misure e con un vasto assortimento di accessori: poggiatesta, pettorine, cinture, parafanghi, copriraggi, divaricatori, tavolino, dispositivi di fissaggio per il trasporto, supporto respiratore, supporto bombola ossigeno e zaino.

Note *Gli articoli con il ✓ ed evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino*














Kudu	Descrizione	Codice	Prezzo Pubblico
	Kudu prezzo base		2.523,00 <input type="checkbox"/>
		95 <input type="checkbox"/> xx xx xx xx	
	Kudu mis 1	1	--- <input type="checkbox"/>
	Kudu mis 2	2	--- <input type="checkbox"/>
	Kudu mis 3	3	--- <input type="checkbox"/>
	Kudu mis 4	4	--- <input type="checkbox"/>
	Kudu mis 1 senza campanatura (non per ruote 12" e 16")	6	--- <input type="checkbox"/>
	Kudu mis 2 senza campanatura (non per ruote 12" e 16")	7	--- <input type="checkbox"/>
	Kudu mis 3 senza campanatura (non per ruote 12" e 16")	8	--- <input type="checkbox"/>
	Kudu mis 4 senza campanatura (non per ruote 12" e 16")	9	--- <input type="checkbox"/>
		95 x <input type="checkbox"/> x xx xx xx	
	Bianco	1	--- <input type="checkbox"/>
	Rosso	2	--- <input type="checkbox"/>
	Antracite	3	--- <input type="checkbox"/>
	95 xx <input type="checkbox"/> xx xx xx		
Imbottiture	1	254,00 <input type="checkbox"/>	
Senza imbottiture	2	--- <input type="checkbox"/>	
Imbottiture Contour	4	304,00 <input type="checkbox"/>	
	95 xx x <input type="checkbox"/> x xx xx		
Maniglione di spinta	1	38,00 <input type="checkbox"/>	
Maniglie di spinta divise	2	--- <input type="checkbox"/>	
Maniglione di spinta regolabile in altezza, 18 cm	7	51,00 <input type="checkbox"/>	
	95 xx xx <input type="checkbox"/> xx xx		
Pedana unica, con schienale regol. in inclinazione con pistone	1	--- <input type="checkbox"/>	
Pedane divise, con schien. regol. in inclin. con pistone*	2	127,00 <input type="checkbox"/>	
<i>* non disponibile per mis.1</i>			
Pedana unica, con schienale regol. in inclin. con leva	5	59,00 <input type="checkbox"/>	
Pedane divise, con schien. regol. in inclin. con leva*	6	186,00 <input type="checkbox"/>	
<i>* non disponibile per mis.1</i>			
	95 xx xx x <input type="checkbox"/> x xx		
12½" Ruote antiforo (no estrazione rapida)	0	--- <input type="checkbox"/>	
12½" Ruote pneumatiche (no estrazione rapida)	1	--- <input type="checkbox"/>	
16" Ruote antiforo (no estrazione rapida)	2	--- <input type="checkbox"/>	
16" Ruote pneumatiche (no estrazione rapida)	3	--- <input type="checkbox"/>	
20" Ruote antiforo con estrazione rapida	4	--- <input type="checkbox"/>	
20" Ruote pneumatiche con estrazione rapida	5	--- <input type="checkbox"/>	
22" Ruote piene con estrazione rapida	6	--- <input type="checkbox"/>	
22" Ruote pneumatiche con estrazione rapida	7	--- <input type="checkbox"/>	
24" Ruote piene con estrazione rapida	8	--- <input type="checkbox"/>	
24" Ruote pneumatiche con estrazione rapida	9	--- <input type="checkbox"/>	

Modulo d'ordine











	95 xx xx xx <input type="checkbox"/> xx	
Freni a tamburo a decelerazione ruote da 12½" e da 16"	0	261,00 <input type="checkbox"/>
Freni a tamburo a deceleraz. ruote da 20", 22" e 24"	0	400,00 <input type="checkbox"/>
Freni a ruota (non per ruota 16")	1	182,00 <input type="checkbox"/>
Freni a tamburo, ruota da 12½" e da 16"	2	261,00 <input type="checkbox"/>
Freni a tamburo, ruote da 20", 22" e da 24"	2	400,00 <input type="checkbox"/>
Freni a ruota + freni a tamburo (non per ruote da 12½ o 16")	3	653,00 <input type="checkbox"/>
Freni a ruota + freni a tamburo a decelerazione (non per ruote da 12½ o 16")	4	653,00 <input type="checkbox"/>
	95 xx xx xx x <input type="checkbox"/> x	
Ruote anteriori da 6" antiforo; abbinabili a tutte le misure di ruota	1	--- <input type="checkbox"/>
Ruote anteriori da 7" antiforo; abbinabili solo alle ruote da 22" e 24"	2	--- <input type="checkbox"/>
Ruote anteriori da 7" pneumatiche; abbinabili solo alle ruote da 22" e 24"	3	--- <input type="checkbox"/>
	95 xx xx xx xx <input type="checkbox"/>	
Copriraggi (per ruote 20, 22 o 24")	1	81,00 <input type="checkbox"/>
Senza copriraggi (accessori per 20/22/24";standard per 12½ e 16")	2	--- <input type="checkbox"/>

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Poggiatesta anatomico ✓	small	9923493-83	324,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta anatomico ✓	medium	9945493-83	324,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta anatomico ✓	large	9967493-83	324,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>			
	Cuscino estensione schienale, + 5 cm	mis 1	95743-105	50,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino estensione schienale, + 5 cm	mis 2	95743-205	50,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino estensione schienale, + 5 cm	mis 3	95743-305	50,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino estensione schienale, + 5 cm	mis 4	95743-405	50,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino estensione schienale, + 10 cm	mis 1	95743-110	65,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino estensione schienale, + 10 cm ✓	mis 2	95743-210	65,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino estensione schienale, + 10 cm ✓	mis 3	95743-310	65,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino estensione schienale, + 10 cm ✓	mis 4	95743-410	65,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino laterale schienale, destro		E63171-60-1	62,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino laterale schienale, sinistro		E63171-60-2	62,00 <input type="checkbox"/>
	Kit schienale tensionabile corto, 320-380mm	mis 2 e 3	950031-KIT	364,00 <input type="checkbox"/>
	Kit schienale tensionabile lungo, 440-500mm	mis 2 e 3	950033-KIT	418,00 <input type="checkbox"/>
	Kit schienale tensionabile corto, 320-380mm	mis 4	950041-KIT	332,00 <input type="checkbox"/>
	Kit schienale tensionabile lungo, 440-500mm	mis 4	950043-KIT	386,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte swing-away, asta curva da 4,5 cm ✓	small	831045-360	399,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte swing-away, asta curva da 4,5 cm ✓	medium	831045-260	399,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte swing-away, asta curva da 4,5 cm ✓	large	831045-160	399,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Per alte esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>			
	Pelotte fisse, nere, 9 x 10 h, cm ✓	Tipo 0	95401-10	87,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte fisse, nere, 12 x 14 h, cm ✓	Tipo 6	95401-20	87,00 <input type="checkbox"/>





Modulo d'ordine

	Pelotte fisse, nere, 16 x 15 h, cm ✓	Tipo 5	95401-30	87,00 <input type="checkbox"/>
	Sgancio rapido per pelotte fisse, set		8910702-20	82,00 <input type="checkbox"/>
	Sgancio rapido per pelotte fisse, tipo 5, set		8910702-25	82,00 <input type="checkbox"/>
	Cunei per schienale, corto, 15 cm, set		E63012-60	12,00 <input type="checkbox"/>
	Cunei per schienale, lungo, 30 cm, set		E63013-60	12,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina a farfalla ✓ *	XS	85705-XS	152,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina a farfalla ✓ *	S	85705-S	152,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina a farfalla ✓ *	M	85705-M	152,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina a farfalla ✓ *	L	85705-L	152,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina a farfalla ✓ *	XL	85705-XL	152,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura pelvica a 4 punti ✓ *	XS	85725-XS	83,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura pelvica a 4 punti ✓ *	S	85725-S	83,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura pelvica a 4 punti ✓ *	M	85725-M	83,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura pelvica a 4 punti ✓ *	L	85725-L	83,00 <input type="checkbox"/>
	<i>* Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>			
	Braccioli, inclusi contenimenti laterali e attacchi per tavolino ✓	mis 1-2	95712-2	220,00 <input type="checkbox"/>
	Braccioli, inclusi contenimenti laterali e supporti per tavolino ✓	mis 3-4	95712-4	220,00 <input type="checkbox"/>
	Imbottitura per braccioli codice 95712-2/4	mis unica	95712-PAD	98,00 <input type="checkbox"/>
	Braccioli regolabili in inclinazione inclusi contenimenti laterali e attacchi per tavolino	mis 1-2	95712-20	342,00 <input type="checkbox"/>
	Braccioli regolabili in inclinazione inclusi contenimenti laterali e attacchi per tavolino	mis 3-4	95712-40	342,00 <input type="checkbox"/>
	Contenimenti regolabili per il braccio, 17 x 12 cm, set ✓	Tipo 1	8910407-10	225,00 <input type="checkbox"/>
	Contenimenti regolabili per il braccio, 29 x 16 cm, set ✓	Tipo 2	8910407-20	250,00 <input type="checkbox"/>
	Supporti bacino/riduzione larghezza, set	mis 1-2	95713-10	141,00 <input type="checkbox"/>
	Supporti bacino/riduzione larghezza, set	mis 3-4	95713-20	141,00 <input type="checkbox"/>
	Divaricatore - L:50 mm, P:70 mm, H:90 mm	mis 0	95430-0	212,00 <input type="checkbox"/>
	Divaricatore - L:87 mm, P:83 mm, H:91 mm	mis 1	95430-1	212,00 <input type="checkbox"/>
	Divaricatore - L:87 mm, P:118 mm, H:91 mm	mis 2	95430-2	212,00 <input type="checkbox"/>
	Divaricatore - L:95 mm, P:150 mm, H:91 mm	mis 3	95430-3	212,00 <input type="checkbox"/>
	Divaricatore - L:95 mm, P:190 mm, H:91 mm	mis 4	95430-4	212,00 <input type="checkbox"/>
	Divaricatore per abduzione ginocchia ✓	mis unica	95430-10	165,00 <input type="checkbox"/>
	Divaricatore per abduzione ginocchia, large ✓	mis 3-4	95430-20	199,00 <input type="checkbox"/>
	Adduttori per Kudu - contenimenti ginocchia* * solo per pedana unica	mis unica	95429-10	181,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto per dispositivo di comunicazione, compatibile solo con pedana centrale	mis unica	95429-COM	58,00 <input type="checkbox"/>

Modulo d'ordine

	Supporti ginocchia swing away*, set	small	95860-10	432,00	<input type="checkbox"/>
	Supporti ginocchia swing away*, set	medium	95860-20	432,00	<input type="checkbox"/>
* utilizzabili con pedana unica					
	Supporto polpacci, per pedana unica	mis unica	85131	239,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto polpacci, per pedana divisa	mis unica	85131-10	33,00	<input type="checkbox"/>
	Fermatallon per pedana divisa, set	mis unica	85132-10	36,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiagambe a contenimento laterale ✓	mis 1	95145-1BOX	128,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiagambe a contenimento laterale ✓	mis 2	95145-2BOX	128,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiagambe a contenimento laterale ✓	mis 3	95145-3BOX	128,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura pedana Wombat ✓	mis 1	95145-1PAD	105,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura pedana Wombat ✓	mis 2	95145-2PAD	105,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura pedana Wombat ✓	mis 3	95145-3PAD	105,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura per asta pedana	mis unica	95145-150	35,00	<input type="checkbox"/>
	Cinghia per fissaggio arti inferiori	mis unica	95145-20	50,00	<input type="checkbox"/>
<i>In abbinamento al poggagambe a contenimento laterale</i>					
	Parafanghi per ruote da 16" completo di dispositivi di fissaggio per il trasporto in auto	mis unica	952016	270,00	<input type="checkbox"/>
	Parafanghi per ruote da 20"	mis unica	952020	173,00	<input type="checkbox"/>
	Parafanghi per ruote da 22"	mis unica	952022	173,00	<input type="checkbox"/>
	Parafanghi per ruote da 24"	mis unica	952024	173,00	<input type="checkbox"/>
	Parafanghi per ruote da 20" per Kudu senza campanatura	mis unica	952020-0	173,00	<input type="checkbox"/>
Parafanghi per ruote da 22" per Kudu senza campanatura	mis unica	952022-0	173,00	<input type="checkbox"/>	
Parafanghi per ruote da 24" per Kudu senza campanatura	mis unica	952024-0	173,00	<input type="checkbox"/>	
Parafanghi per ruote da 22" con ruote anter. da 7" ✓	mis unica	952022-7	173,00	<input type="checkbox"/>	
Parafanghi per ruote da 24" con ruote anter. da 7" ✓	mis unica	952024-7	173,00	<input type="checkbox"/>	
Parafanghi per ruote da 22" con ruote anter. da 7" senza campanatura	mis unica	952022-07	173,00	<input type="checkbox"/>	
Parafanghi per ruote da 24" con ruote anter. da 7" senza campanatura	mis unica	952024-07	173,00	<input type="checkbox"/>	
	Sistema di fissaggio per il trasporto	mis unica	95900-16	97,00	<input type="checkbox"/>
	Tavolino a due supporti, grigio ✓	mis 1	8910725-1	140,00	<input type="checkbox"/>
	Tavolino a due supporti, grigio ✓	mis 2	8910725-2	140,00	<input type="checkbox"/>
	Tavolino in plastica, grigio, 44 x 34 cm	mis unica	9576351	170,00	<input type="checkbox"/>
	Cappottina Stingray per Kudu mis 1-3 ✓	mis 1	8740110	285,00	<input type="checkbox"/>
			9589100		

Modulo d'ordine

	Cappottina Stingray per Kudu mis 4 ✓	mis 2	8740120 9589100	285,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto respiratore	mis 2-3-4	95281-10	312,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto bombola ossigeno	mis unica	9576295	194,00 <input type="checkbox"/>
	Zaino	mis 1-2	87043183-1	50,00 <input type="checkbox"/>
	Zaino	mis 3-4	87043183-2	50,00 <input type="checkbox"/>