


		Aggiornato al	18 gennaio 2024
Ordinante		Consegnare a:	
Azienda		Indirizzo	
Indirizzo		Codice Postale	
Codice Postale		Città	
Città		N° d'ordine	
Tel.:		Riferimento	
Contatto			

Dimensioni



Meerkat	mis 1	mis	mis 3
	cm	cm	cm
Larghezza (A)	52,5	78	78
Lunghezza (B)	64	86	86
Altezza (C)	37,5-75	50-100	65-130
Peso	9 kg	15 kg	15 kg
Portata massima	20 kg	65 kg	90 kg
Circonferenza presa bacino	45-60	60-70	70-90
Circonferenza Supporto toracale	45-60	60-70	70-90













Meerkat è misurato in configurazione standard e con il montante centrale in posizione verticale. In circostanze diverse le misure potrebbero non coincidere.

Sono disponibili innumerevoli accessori, ed è per questo che il peso si riferisce al codice base del prodotto .

Descrizione prodotto

Meerkat è uno stabilizzatore per la postura eretta con sistema dinamico oscillante "Rocker". La base ha quattro ruote piroettanti con freno, le regolazioni del supporto toracale, del bacino e delle ginocchia avvengono tramite il montante centrale. Si può completare con sandali fermapiè e con un tavolino regolabile in altezza. E' disponibile in tre misure.

Note *Gli articoli con il ✓ ed evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino*

Meerkat	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Meerkat mis 1, blu pastello ✓	mis 1	870011-1	593,00 <input type="checkbox"/>
	Meerkat mis 1, fragola ✓	mis 1	870011-2	593,00 <input type="checkbox"/>
	Meerkat mis 2, antracite ✓	mis 2	870022	793,00 <input type="checkbox"/>
	Meerkat mis 3, antracite	mis 3	870023	893,00 <input type="checkbox"/>
Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Supporto toracale, circonferenza interna: 45-60 cm	small	869480	247,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, circonferenza interna: 60-70cm ✓	medium	869481	247,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, circonferenza interna: 70-90 cm ✓	large	869482	247,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, circonferenza interna: 90-110 cm	extra large	869483	247,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto bacino, circonferenza interna: 45-60 cm	small	869240	247,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto bacino, circonferenza interna: 60-70 cm ✓	medium	869241	247,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto bacino, circonferenza interna: 70-90 cm ✓	large	869242	247,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto bacino, circonferenza interna: 90-110 cm	extra large	869243	247,00 <input type="checkbox"/>
	Copertura cinghie a cricchetto supporti bacino e torace	misura unica	117818-PADS	28,00 <input type="checkbox"/>
	Supporti ginocchia, circonferenza 19-25 cm ✓	small	869840	263,00 <input type="checkbox"/>
	Supporti ginocchia, circonferenza 25-29 cm ✓	medium	869841	290,00 <input type="checkbox"/>
	Supporti ginocchia, circonferenza 29-39 cm	large	869842	290,00 <input type="checkbox"/>
	Sandali fermapiedi regolabili ✓ larghezza al calcagno 6-7,5 cm larghezza al metatarso 9,5-11 cm	small	869490	163,00 <input type="checkbox"/>
	Sandali fermapiedi regolabili ✓ larghezza al calcagno 6,5-8 cm larghezza al metatarso 10-14,5 cm	medium	869491	163,00 <input type="checkbox"/>
	Sandali fermapiedi regolabili larghezza al calcagno 8,5-9,5 cm larghezza al metatarso 12-16,5 cm	large	869492	163,00 <input type="checkbox"/>
	Rocker ✓	mis 1	118598-1	197,00 <input type="checkbox"/>
	Rocker ✓	mis 2-3	117047-1	197,00 <input type="checkbox"/>
	Rocker laterale ✓ utilizzabile solo con Rocker standard	mis 1	869488-1	92,00 <input type="checkbox"/>
	Rocker laterale ✓ utilizzabile solo con Rocker standard	mis 2-3	869488-2	111,00 <input type="checkbox"/>
	Tavolino 60x52 cm (solo per uso da prono) ✓	mis unica	869485	250,00 <input type="checkbox"/>
	Tavolino 61,5x56 cm (solo per uso da prono)	mis unica	869486	250,00 <input type="checkbox"/>
	Kit regolazione profondità per supporto toracale o supporto bacino ✓	mis unica	124025	53,00 <input type="checkbox"/>
	Pomelli per regolazioni veloci, set	mis unica	124026	33,00 <input type="checkbox"/>
	Volantino per regolazioni veloci (Solo per supporto toracale e bacino)	mis unica	124027	19,00 <input type="checkbox"/>