


Modulo d'ordine

		Aggiornato al	1 giugno 2023
Ordinante		Consegnare a:	
Azienda		Indirizzo	
Indirizzo		Codice Postale	
Codice Postale		Città	
Città		N° d'ordine	
Tel.:		Riferimento	
Contatto			

Dimensioni

Multi Frame:x
**mis 3
cm**

Piastra seduta (Larg. x Prof.)	21.5 x 40.5
Altezza schienale (C)	57
Altezza piano seduta da terra (E)	41/43.5/46
Adattatore per pedana	26-43
Larghezza (G)	66
Lunghezza (H)	84
Altezza totale (I)	98
Larghezza tra ruote (G1)	53.5
Lunghezza da chiusa	84
Peso	20 kg
Portata massima	100 kg
Portata massima omologata per il trasporto	100 kg
Basculamento	-5° +30°
Reclinazione	0 +30°

Queste misure sono state rilevate su Multi Frame:x dotata di ruote posteriori da 22", senza freni a tamburo, con ruote anteriori da 6", con la seduta in orizzontale e lo schienale in posizione verticale. Altre configurazioni potrebbero dare misure diverse.

Descrizione prodotto

Multi Frame è una base per esterni omologata per il trasporto in auto, adatta ad accogliere sistemi di seduta come Panda Futura e x:panda. Puoi configurarla con ruote da 20", 22" o 24" o ruote da 12". E' dotata di basculamento da -5° a 30° e due antiribaltamento swing-away. E' disponibile in un'unica misura e può essere completata con una vasta gamma di accessori: interfaccia, pedana unica o divisa, supporto respiratore, dispositivi di fissaggio per il trasporto, copriragghi e parafanghi.

Modulo d'ordine

	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico	
	Multi frame:x prezzo base con ruote posteriori da 12½"			2.775,00 <input type="checkbox"/>	
	Multi frame:x prezzo standard con ruote posteriori da 20", 22" o 24"			2.929,00 <input type="checkbox"/>	
	Multi Frame:x mis 3	96	<input type="checkbox"/> x x x x x x x 3	--- <input type="checkbox"/>	
	Grigio metallizzato	96 x	<input type="checkbox"/> x x x x x x x 5	--- <input type="checkbox"/>	
	Ruote pneumatiche 12,5"	96 x x	<input type="checkbox"/> x x x x x x x 1	--- <input type="checkbox"/>	
	Ruote pneumatiche 20"		2	--- <input type="checkbox"/>	
	Ruote pneumatiche 22"		3	--- <input type="checkbox"/>	
	Ruote pneumatiche 24"		4	--- <input type="checkbox"/>	
	Ruote antiforo 12,5"		5	--- <input type="checkbox"/>	
	Ruote antiforo 20"		6	--- <input type="checkbox"/>	
	Ruote antiforo 22"		7	--- <input type="checkbox"/>	
	Ruote antiforo 24"		8	--- <input type="checkbox"/>	
	<i>NB: Per x:panda 4 scegliere sempre ruote da 12,5"</i>				
	Freno standard incluso in configurazione	96 x x x	<input type="checkbox"/> x x x x x 1	--- <input type="checkbox"/>	
	Freno a tamburo		2	227,00 <input type="checkbox"/>	
	Freno standard e freno a tamburo		3	336,00 <input type="checkbox"/>	
	Ruote anteriori 6", antiforo	96 x x x x	<input type="checkbox"/> x x x x 1	--- <input type="checkbox"/>	
Ruote anteriori 7", antiforo		2	--- <input type="checkbox"/>		
Ruote anteriori 7", pneumatiche		3	--- <input type="checkbox"/>		
No poggiamambe	96 x x x x x	<input type="checkbox"/> x x 0	--- <input type="checkbox"/>		
Reclinazione, standard 30°	96 x x x x x x	<input type="checkbox"/> x 1	--- <input type="checkbox"/>		
Altezza telaio, standard (410 mm da terra)*	96 x x x x x x x	<input type="checkbox"/> 1	--- <input type="checkbox"/>		
Altezza telaio, + 25 mm (435 mm da terra)		2	--- <input type="checkbox"/>		
Altezza telaio, + 50 mm (460 mm da terra)		3	--- <input type="checkbox"/>		

* non disponibile per x:panda 4

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Adattatore per seduta x:panda mis 4 o Panda Futura mis 5		8911610-99L	193,00 <input type="checkbox"/>
	Pedana separata per Multi Frame:x	mis unica	9610420	390,00 <input type="checkbox"/>
	Attacco per pedana	mis unica	9610421	109,00 <input type="checkbox"/>
	Asta singola per pedana unica	15.5 cm	8975260	46,00 <input type="checkbox"/>
	Asta singola per pedana unica	24 cm	8975261	46,00 <input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat - 31 x 19 cm	mis 1	95145-1	213,00 <input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat - 36 x 23 cm	mis 2	85145-2	213,00 <input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat - 36 x 23 cm*	mis 2	95145-2	213,00 <input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat - 41 x 24 cm*	mis 3	95145-3	213,00 <input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat - 48 x 24 cm*	mis 4	95145-4	213,00 <input type="checkbox"/>

* con asta di montaggio di 10 cm

Modulo d'ordine

	Poggiagambe a contenimento laterale	mis 1	95145-1BOX	128,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiagambe a contenimento laterale	mis 2	95145-2BOX	128,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiagambe a contenimento laterale	mis 3	95145-3BOX	128,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura pedana Wombat	mis 1	95145-1PAD	105,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura pedana Wombat	mis 2	95145-2PAD	105,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura pedana Wombat	mis 3	95145-3PAD	105,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura per asta pedana	mis unica	95145-150	35,00	<input type="checkbox"/>
	Cinghia per fissaggio arti inferiori	mis unica	95145-20	50,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto polpacci per pedana unica, 15x30 cm	mis unica	85131	239,00	<input type="checkbox"/>
	Attacco per pedana	mis unica	9610421	109,00	<input type="checkbox"/>
	Asta doppia per pedana divisa	15 cm	8975285	81,00	<input type="checkbox"/>
	Asta doppia per pedana divisa	25 cm	8975287	81,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana separata, 10x16 cm	mis 1	89146-1	302,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana separata, 12,5x18,5 cm	mis 2	89146-2	302,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana separata, 13x21 cm	mis 3-4	89146-3	302,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana a regolazione differenziata, 7,5x17 cm	mis 1	89143-1	323,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana a regolazione differenziata, 9,5x21 cm	mis 2	89143-2	323,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana a regolazione differenziata, 11x23,5 cm	mis 3	89143-3	323,00	<input type="checkbox"/>
	Parafanghi per ruote da 20"	mis unica	960520	225,00	<input type="checkbox"/>
	Parafanghi per ruote da 22"	mis unica	960522	225,00	<input type="checkbox"/>
	Parafanghi per ruote da 24"	mis unica	960524	225,00	<input type="checkbox"/>
	Copriraggi da 20", pz	mis unica	970920	100,00	<input type="checkbox"/>
	Copriraggi da 22", pz	mis unica	970922	100,00	<input type="checkbox"/>
	Copriraggi da 24", pz	mis unica	970924	100,00	<input type="checkbox"/>
	Kit distanziali per corrimano (per avvicinare il corrimano alla ruota fino ad eliminare lo spazio)	mis unica	951902661	7,00	<input type="checkbox"/>
	Dispositivi di fissaggio per il trasporto	mis unica	960905	185,00	<input type="checkbox"/>
	Kit per alzare la seduta di 2,5 cm	mis unica	961030-25	35,00	<input type="checkbox"/>
	Kit per alzare la seduta di 5 cm	mis unica	961030-50	35,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto respiratore	mis unica	95281-10	312,00	<input type="checkbox"/>