



Modulo d'ordine

Aggiornato al 21 settembre 2023

Ordinante		Consegnare a:	
Azienda		Indirizzo	
Indirizzo		Codice Postale	
Codice Postale		Città	
Città		N° d'ordine	
Tel.:		Riferimento	
Contatto			

Dimensioni



A (Altezza totale)

B (Altezza spalle)

C (Altezza all'ascella)

D (Altezza all'inguine)

E (Larghezza torace)

F (Larghezza spalle)

Età

Peso

Pony	mis 0	mis 1	mis 2
	cm	cm	cm
Altezza sella (L)	24-38	38-50	48-64
Larghezza (G)	59	69	77
Lunghezza (H)	67	72	104
Altezza totale (I)	52-69	60-82	68-104
Altezza utente massima indicativa	100	115	135
Range di inclinazione montante centrale (A)	32°	32°	32°
Peso	7 kg	10 kg	13.5 kg
Portata massima	30 kg	40 kg	50 kg



Descrizione prodotto

Pony è un deambulatore stabilizzatore costituito da un telaio a forma di freccia con 5 ruote piroettanti e da un montante centrale, che può essere inclinato anteriormente per facilitare il cammino. La ruota posteriore è dotata di blocco direzionale e dispositivo di frizionamento. Viene fornito completo di divisorio centrale per arti inferiori, sella, supporto sacrale, supporto toracale con fascia di sicurezza e manubrio per arti superiori. E' progettato per l'utilizzo in ambiente interno.

Modulo d'ordine

Note *Gli articoli con il ✓ ed evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino*

Pony	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Pony, colore giallo ✓	mis 0	86400	1.868,00 <input type="checkbox"/>
	Pony, colore lilla ✓	mis 1	86401	1.868,00 <input type="checkbox"/>
	Pony, colore viola *	mis 2	86402	1.927,00 <input type="checkbox"/>
	* MISURA 2 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE			

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Appoggio per le braccia ✓	mis 0	86427	296,00 <input type="checkbox"/>
	Appoggio per le braccia ✓	mis 1	86428	296,00 <input type="checkbox"/>
	Appoggio per le braccia *	mis 2	86429	296,00 <input type="checkbox"/>
* MISURA 2 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE				
	Impugnatura verticale, montare sul manubrio, set	-	86432	100,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto addominale ✓	mis 1	86420	141,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto addominale ✓	mis 2	86422	141,00 <input type="checkbox"/>
	Contenimenti laterali, set ✓	mis 0	86408	215,00 <input type="checkbox"/>
	Contenimenti laterali, set ✓	mis 1	86410	215,00 <input type="checkbox"/>
	Contenimenti laterali, set *	mis 2	86412	215,00 <input type="checkbox"/>
* MISURA 2 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE				
	Poggiatesta tipo 3 **	mis 0*	86424-03	457,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta tipo 3 **	mis 1*	86424-13	467,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta tipo 3 **	mis 2*	86424-23	477,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta tipo 4 ✓ **	mis 0*	86424-04	457,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta tipo 4 ✓ **	mis 1*	86424-14	467,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta tipo 4 ✓ **	mis 2*	86424-24	477,00 <input type="checkbox"/>
*Altezza asta: mis 0 = 43-56 cm, mis 1 = 52-65 cm, mis 2 = 62-85 cm				
** NON COMPATIBILI CON CONTENIMENTI LATERALI				
	Protezione arti inferiori	mis unica	86450	68,00 <input type="checkbox"/>
	Blocco direzionale per ruote anteriori	mis 0-2	86448	220,00 <input type="checkbox"/>
	Maniglia per accompagnatore	mis unica	86416	180,00 <input type="checkbox"/>