

Modulo d'ordine

Aggiornato al 19 aprile 2024

Ordinante		Consegnare a:	
Azienda		Indirizzo	
Indirizzo		Codice Postale	
Codice Postale		Città	
Città		N° d'ordine	
Tel.:		Riferimento	
Contatto			

Dimensioni

		A (Altezza totale)	_____
		B (Altezza spalle)	_____
		C (Altezza all'ascella)	_____
		D (Altezza all'inguine)	_____
		E (Larghezza torace)	_____
		F (Larghezza spalle)	_____
		Età	_____
		Peso	_____

Rabbit Up	mis 1	mis 2	mis 3	mis 4
	cm	cm	cm	cm

Senza ruote ad autospinta				
Larghezza (G)	51,5	55	60	60
Lunghezza (H)	70	80	80	93
Peso	9 kg	10,5 kg	11 kg	13,5 kg

Con ruote ad autospinta**	Ruote da 26"	Ruote da 29"	Ruote da 32"	Ruote da 36"
Larghezza (G)	63,5	68	73	72
Lunghezza (H)	62	75	80	90
Peso	13,5 kg	15,5 kg	16 kg	18,5 kg
Larghezza interna (G1)	33	38	43	43
Altezza totale (I) *	67-100	85-118	99-131	120-153
Altezza utente, terra-ascella(I1) *	55-74	75-108	83-119	96-142
Range di incl. montante centr., con manovella (a1)	0-30°	0-30°	0-30°	0-30°
Range di incl. montante centr., a scatti (a1)	0-20°	0-20°	0-20°	0-20°
Inclinazione pedana (a2)	-10° +15°	-10° +15°	-10° +15°	-10° +15°
Campanatura	8°	6°	6°	4°
Altezza montante centrale	50	70	80	100
Portata massima	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg

*Rabbit Up è misurato in posizione eretta e con la pedana nella posizione più bassa

**Non sono disponibili le misure con ruote ad autospinta da 22" e 24", perchè non consigliate

Note di sicurezza	mis 1	mis 2	mis 3	mis 4
Stabilità statica in discesa	10°	10°	10°	10°
Stabilità statica in salita	10°	10°	10°	10°
Stabilità statica laterale	10°	10°	10°	10°

Modulo d'ordine

Descrizione prodotto

Rabbit Up è uno stabilizzatore mobile per la postura eretta e prona. E' dotato di quattro ruote piroettanti, che possono essere dotate di freni di stazionamento, che permettono a Rabbit Up di essere utilizzato come standing, dopo aver rimosso le ruote ad autospinta. Il montante centrale è regolabile in inclinazione tramite manovella con blocco di sicurezza o manualmente attraverso una barra a scatti predefiniti. Sulla base possono essere montate ruote ad autospinta ad estrazione rapida. Sul montante centrale possono essere fissati e regolati i supporti per il torace, per il bacino e per le ginocchia. La pedana può essere unica, completa di sandali fermapièdi o fermatallonni, oppure separata, con i sandali incernierati ribaltabili. Rabbit Up è disponibile in quattro misure e configurabile con una vasta gamma di accessori: poggiatesta, supporto addominale, supporto bacino, supporti ginocchia regolabili, tavolino regolabile in altezza ed inclinazione, con vaschetta gioco e piano d'appoggio.

Per scegliere la corretta misura di Rabbit Up:

Step 1: misura il bambino.

Step 2: individua la corretta misura nella griglia.

Una semplice guida che ti aiuta a scegliere la corretta misura				
Rabbit Up e Rabbit Up Mobile	Mis 1	Mis 2	Mis 3	Mis 4
Altezza totale	87 - 100 cm	100 - 139 cm	111 - 149 cm	123 - 180 cm
Altezza all'ascella	74 cm	108 cm	119 cm	142 cm
Portata massima	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
Età	1-3	4-10	5-12	7-18

Step 3: scegli la misura delle ruote.


ATTENZIONE: si raccomanda di scegliere la misura delle ruote il più grande possibile e di trovare la posizione più adeguata alla spinta, regolando l'altezza della pedana.

Step 4: scegli l'angolo di campanatura.

ATTENZIONE: si raccomanda di aggiungere 10 cm alla misura del bacino/anche per trovare nella griglia la misura corretta di campanatura (lettera A)

Lettera A: Larghezza bacino +10 cm

Lettera C: ingombro



Rabbit Up Mobile misure ruote autospinta											
Misura	Ruote	Campanatura +6°		Campanatura +3°		Campanatura Standard		Campanatura -3°		Campanatura -6°	
		A	C	A	C	A	C	A	C	A	C
1	22"	N/A	N/A	N/A	N/A	369	633	395	610	423	587
	24"	299	686	326	659	356	635	384	607	414	582
	26"	280	691	310	662	342	635	373	604	406	576
2	26"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	460	651	493	623
	29"	337	748	371	713	409	682	444	646	482	614
	32"	318	754	355	716	396	681	435	642	476	606
3	26"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	510	701	543	673
	29"	387	798	421	763	459	732	494	696	532	664
	32"	368	804	405	766	446	731	485	792	526	656
4	32"	406	793	445	755	486	719	525	681	N/A	N/A
	36"	384	802	427	759	473	719	517	676	N/A	N/A

Note *Gli articoli con il ✓ ed evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino*

Rabbit Up	Descrizione	Codice	Prezzo Pubblico
	Rabbit-up giallo, mis 1	862 <input type="checkbox"/> xxx-xx 1	741,00 <input type="checkbox"/>
	Rabbit-up blu, mis 2 ✓	2	814,00 <input type="checkbox"/>
	Rabbit-up grigio, mis 3	3	850,00 <input type="checkbox"/>
	Rabbit-up argento, mis 4 ✓	4	887,00 <input type="checkbox"/>
	Senza freni su ruote piroettanti (solo per uso con ruote di guida)	862x <input type="checkbox"/> xx-xx 1	---
	Con freni su ruote piroettanti ✓	2	145,00 <input type="checkbox"/>
	Inclinazione manuale	862xx <input type="checkbox"/> x-xx 1	---
	Inclinazione con manovella ✓	2	149,00 <input type="checkbox"/>
	Ruote di guida 22", per Rabbit-Up mis 1	862xxx <input type="checkbox"/> -xx 2	651,00 <input type="checkbox"/>
	Ruote di guida 24", per Rabbit Up mis 1	3	651,00 <input type="checkbox"/>
Ruote di guida 26", per Rabbit-Up mis 1-2-3	4	651,00 <input type="checkbox"/>	
Ruote di guida 29", per Rabbit-Up mis 2-3	5	1.085,00 <input type="checkbox"/>	
Ruote di guida 32", per Rabbit-Up mis 2-3-4 ✓	6	1.085,00 <input type="checkbox"/>	
Ruote di guida 36", per Rabbit-Up mis 4 ✓	7	1.085,00 <input type="checkbox"/>	
Corrimano standard	862xxxx- <input type="checkbox"/> x 1	---	
Corrimano chiusi ✓	2	105,00 <input type="checkbox"/>	
Campanatura 0 standard * ✓	862xxxx-x <input type="checkbox"/> 1	---	
Campanatura +3° **	2	18,00 <input type="checkbox"/>	
Campanatura +6° **	3	18,00 <input type="checkbox"/>	
Campanatura -3°	4	18,00 <input type="checkbox"/>	
Campanatura -6° ***	5	18,00 <input type="checkbox"/>	











* non possibile su mis. 2-3 con ruote da 26"

** non possibile su mis. 1 con ruote da 22" e mis. 2-3 con ruote da 26"










*** non possibile su mis. 4 con ruote da 32" e 36"

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Supporto toracale	mis 1	861701	174,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, con imbottiture regolabili	mis 1	861704	184,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, con imbottiture regolabili ✓	mis 2-3	861702	194,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, con imbottiture regolabili ✓	mis 4	861703	204,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, imbottiture tipo Pony	mis 1	861801	257,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, imbottiture tipo Pony	mis 2-3	861802	257,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, imbottiture tipo Pony	mis 4-5	861803	257,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, circonferenza 47-64 cm	small	861810	474,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, circonferenza 67-78 cm	medium	861820	504,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, circonferenza 87-114 cm	large	861830	524,00 <input type="checkbox"/>

Modulo d'ordine

	Rivestimento per supporto toracale	small	869810-160	77,00	<input type="checkbox"/>
	Rivestimento per supporto toracale	medium	869820-260	80,00	<input type="checkbox"/>
	Rivestimento per supporto toracale	large	869830-360	84,00	<input type="checkbox"/>
	Estensione per supporto toracale, small	mis 2-3-4	861421	46,00	<input type="checkbox"/>
	Estensione per supporto toracale, large	mis 2-3-4	861422	46,00	<input type="checkbox"/>
	Prolunga per montante centrale, 80 mm ✓	mis unica	861480	52,00	<input type="checkbox"/>
	Vaschetta gioco con piano di copertura ✓	mis unica	862501	280,00	<input type="checkbox"/>
	Kit regolazione in altezza della vaschetta gioco ✓	mis unica	862510	133,00	<input type="checkbox"/>
	Tavolino in plastica grigio 44x34 cm	mis unica	862515	280,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto addominale ✓	mis unica	861411	103,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto sacrale ✓	mis unica	861401	298,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino posteriore	mis 1	861501	366,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino posteriore	mis 2-3	861502	366,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino posteriore	mis 4	861503	386,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino	mis 1	861601	180,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino	mis 2-3	861602	180,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino	mis 4	861603	202,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino con sistema di derotazione	mis 1	861611	283,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino con sistema di derotazione ✓	mis 2-3	861612	283,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino con sistema di derotazione ✓	mis 4	861613	301,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino avvolgente, circonferenza: 47-64 cm, H:8,5 cm	mis 1	861610	466,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino avvolgente, circonferenza: 67-78 cm, H:11 cm	mis 2-3	861620	566,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino avvolgente, circonferenza: 87-114 cm, H:14 cm	mis 4	861630	586,00	<input type="checkbox"/>
	Asta di supporto per poggiatesta, 20 cm	mis 1	861424-3	133,00	<input type="checkbox"/>
	Asta di supporto per poggiatesta, 33 cm	mis 2	861424-4	133,00	<input type="checkbox"/>

Modulo d'ordine

	Poggiatesta anatomico	small	9923493-83	324,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiatesta anatomico	medium	9945493-83	324,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiatesta anatomico	large	9967493-83	324,00	<input type="checkbox"/>
	<i>Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine</i>				
	Supporti ginocchia	mis 1	861301	213,00	<input type="checkbox"/>
	Supporti ginocchia ✓	mis 2-3	861302	305,00	<input type="checkbox"/>
	Supporti ginocchia ✓	mis 4	861303	305,00	<input type="checkbox"/>
	Supporti ginocchia regolabili	mis 1	861311	384,00	<input type="checkbox"/>
	Supporti ginocchia regolabili ✓	mis 2-3	861312	384,00	<input type="checkbox"/>
	Supporti ginocchia regolabili ✓	mis 4	861313	384,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana ribaltabile - 31x30 cm dimensioni ridotte	mis 1	861211	260,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana ribaltabile - 43x36 cm ✓	mis 2-3-4	861212	280,00	<input type="checkbox"/>
	Sandali fermapiede lungh. 17,5 cm	mis 0	86149	124,00	<input type="checkbox"/>
	Sandali fermapiede lungh. 21,5 cm ✓	mis 1-2	86147	124,00	<input type="checkbox"/>
	Sandali fermapiede lungh. 24,5 cm ✓	mis 3	86148	124,00	<input type="checkbox"/>
	Sandali fermapiedi regolabili larghezza al calcagno 6-7,5 cm larghezza al metatarso 9,5-11 cm	small	869490-RT	163,00	<input type="checkbox"/>
	Sandali fermapiedi regolabili larghezza al calcagno 6,5-8 cm larghezza al metatarso 10-14,5 cm	medium	869491-RT	163,00	<input type="checkbox"/>
	Sandali fermapiedi regolabili larghezza al calcagno 8,5-9,5 cm larghezza al metatarso 12-16,5 cm	large	869492-RT	163,00	<input type="checkbox"/>
	Sandali incernierati ribaltabili*	mis 1	861221	165,00	<input type="checkbox"/>
	Sandali incernierati ribaltabili*	mis 2-3	861222	165,00	<input type="checkbox"/>
	Sandali incernierati ribaltabili*	mis 4	861223	165,00	<input type="checkbox"/>
<i>*da montare su pedana ribaltabile</i>					
	Fermatalloni ✓	small	861251	37,00	<input type="checkbox"/>
	Fermatalloni ✓	large	861252	37,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana separata, sandali incernierati ribaltabili	mis 1	861201	316,00	<input type="checkbox"/>
	Pedana separata, sandali incernierati ribaltabili	mis 2-3	861202	336,00	<input type="checkbox"/>