


Modulo d'ordine

Aggiornato al 1 giugno 2023			
Ordinante		Consegnare a:	
Azienda		Indirizzo	
Indirizzo		Codice Postale	
Codice Postale		Città	
Città		N° d'ordine	
Tel.:		Riferimento	
Contatto			

Dimensioni


A (Altezza totale)
 B (Altezza spalle)
 C (Altezza all'ascella)
 D (Altezza all'inguine)
 E (Larghezza torace)
 F (Larghezza spalle)
 Età
 Peso

Rabbit Up	mis 1	mis 2	mis 3	mis 4
	cm	cm	cm	cm
Larghezza (G)	51,5	55	60	60
Lunghezza (H)	70	80	80	93
Peso	9 kg	10,5 kg	11 kg	13,5 kg
Larghezza interna (G1)	33	38	43	43
Altezza totale (I) *	67-100	85-118	99-131	120-153
Altezza pedana supporto toracale (II) *	55-74	75-108	83-119	96-142
Angolo di inclinazione con manovella (a1)	0-30°	0-30°	0-30°	0-30°
Angolo di inclinazione a scatti (a1)	0-20°	0-20°	0-20°	0-20°
Inclinazione pedana (a2)	-10° -15°	-10° -15°	-10° -15°	-10° -15°
Campanatura	8°	6°	6°	4°
Altezza montante centrale	50	70	80	100
Portata massima	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg

*Rabbit Up è misurato in posizione eretta e con la pedana nella posizione più bassa.


Per scegliere la corretta misura del Rabbit:

Step 1: misura il bambino
Step 2: individua la corretta misura nella griglia
Una semplice guida che ti aiuta a scegliere la corretta misura

Rabbit Up e Rabbit Up Mobile	Mis 1	Mis 2	Mis 3	Mis 4
Altezza totale	87 - 100 cm	100 - 139 cm	111 - 149 cm	123 - 180 cm
Altezza all'ascella	74 cm	108 cm	119 cm	142 cm
Portata massima	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
Età	1-3	4-10	5-12	7-18


Step 3: scegli la misura delle ruote. Attenzione: si raccomanda di scegliere la misura delle ruote il più grande possibile e di trovare la posizione più adeguata alla spinta tramite la pedana

Step 4: scegli l'angolo di campanatura, si raccomanda di aggiungere 10 cm alla misura del bacino/anche per trovare nella griglia la misura corretta di campanatura (lettera A)




Modulo d'ordine

Lettera A: Larghezza bacino +10 cm




Misure di riferimento per modificare l'angolo di campanatura delle ruote

Misura	X	Y: +6°		Y: +3°		Standard Y: 0°		Y: -3°		Y: -6°		
		Z (#)	A	Z (#)	A	Z (#)	A	Z (#)	A	Z (#)	A	
1	22"	N/A	14°	N/A	11°	1	8°	1	5°	2	2°	
1	24"	3	14°	4	11°	5	8°	6	5°	7	2°	
1	26"	8	14°	9	11°	10	8°	11	5°	12	2°	
2	26"	N/A	12°	N/A	9°	N/A	6°	1	3°	2	0°	
2	29"	6	12°	8	9°	9	6°	10	3°	11	0°	
2	32"	13	12°	15	9°	16	6°	17	3°	18	0°	
3	26"	N/A	12°	N/A	9°	N/A	6°	1	3°	2	0°	
3	29"	6	12°	8	9°	9	6°	10	3°	11	0°	
3	32"	13	12°	15	9°	16	6°	17	3°	18	0°	
Ruote	4	32"	5	10°	7	7°	8	4°	8	1°	N/A	N/A
senza freni	4	36"	14	10°	16	7°	17	4°	18	1°	N/A	N/A
Ruote con freni	4	32"	8	10°	9	7°	10	4°	11	1°	N/A	N/A
freni	4	36"	17	10°	18	7°	19	4°	20	1°	N/A	N/A



Rabbit Up	Descrizione	Codice	Prezzo Pubblico
-----------	-------------	--------	-----------------



		862 <input type="checkbox"/> 2xx-00	
	Rabbit-up, giallo, mis 1	1	887,00 <input type="checkbox"/>
	Rabbit-up, blu, mis 2	2	958,00 <input type="checkbox"/>
	Rabbit-up, grigio, mis 3	3	994,00 <input type="checkbox"/>
	Rabbit-up, argento, mis 4	4	1.031,00 <input type="checkbox"/>
		862x2 <input type="checkbox"/> x-00	
	Inclinazione manuale	1	--- <input type="checkbox"/>
	Inclinazione a manovella - <i>sovrapprezzo</i>	2	149,00 <input type="checkbox"/>
		862x2x <input type="checkbox"/> -00	
	Senza freno centrale (non predisposto per ruote di guida)	0	--- <input type="checkbox"/>
	Con freno centrale (predisposto per ruote di guida) - <i>sovrapp.zo</i>	1	180,00 <input type="checkbox"/>