



Modulo d'ordine

Aggiornato al 30 ottobre 2023	
<b>Ordinante</b>	<b>Consegnare a:</b>
<b>Azienda</b>	
<b>Indirizzo</b>	<b>Indirizzo</b>
<b>Codice Postale</b>	<b>Codice Postale</b>
<b>Città</b>	<b>Città</b>
<b>Tel.:</b>	
<b>Contatto</b>	<b>N° d'ordine</b>
	<b>Riferimento</b>

## Dimensioni



- A (Altezza schiena) \_\_\_\_\_
- B (Altezza bracciolo) \_\_\_\_\_
- C (Distanza poplite tallone) \_\_\_\_\_
- D (Profondità seduta) \_\_\_\_\_
- E (Larghezza torace) \_\_\_\_\_
- F (Larghezza seduta) \_\_\_\_\_
- G (Altezza seduta capo) \_\_\_\_\_
- H (Larghezza spalle) \_\_\_\_\_
- Età \_\_\_\_\_
- Peso \_\_\_\_\_


Stingray	mis 1	mis 2
	cm	cm
Larghezza seduta (A)	30	35
Larghezza seduta tra adduttori	28	33
Larghezza seduta tra supporti bacino	18, 22, 26	23,27,31
Profondità seduta (B)	18-30	25-40
Altezza schienale, spalle ( C)	27-41	36-51
Altezza schienale (C1)	41-55	50-65
Distanza poplite-tallone (D)	14-45	14-45
Altezza seduta da terra (E)	52	52
Larghezza schienale interna (F)	30	36
Larghezza schienale esterna (F1)	45	52
Larghezza (G)	59	59
Lunghezza con ruote anteriori piroettanti (H1)	74	74
Lunghezza con ruote anteriori grandi (H1)	84	84
Altezza totale con maniglione a 15° (I)	100, 103, 106	100, 103, 106
Pedana unica (Larg. x Prof.)	31x20	31x20
Lunghezza da chiuso	90	90
Altezza da chiuso	49	49
Peso, base	13.5 kg	13.5 kg
Peso, sistema seduta	5.5 kg	6.5 kg
Portata massima	40 kg	40 kg
Portata massima omologata per il trasporto	40 kg	40 kg
Reclinazione schienale / Basculamento	170° / 45°	170° / 45°
Altezza minima utente	75	90
Altezza massima utente	93	120


Modulo d'ordine


## Descrizione prodotto

Stingray è un sistema di seduta con la base basculante a 45°, orientabile fronte mamma o fronte marcia con il bambino all'interno della seduta. La base ha 4 ruote, due posteriori fisse con freno a pedale diviso o unico, due anteriori piroettanti con blocco direzionale o fisse. La seduta, regolabile in larghezza e profondità, ha lo schienale regolabile in altezza e reclinabile di 180°. La pedana è elevabile e regolabile in altezza e flessione. Il sistema può essere completato con vari accessori: poggiatesta, pelotte, pettorine e cinture, supporti bacino, cestino portaoggetti, supporto respiratore, supporto bombola ossigeno, dispositivi di fissaggio per il trasporto, cappottina parasole, copertura anti-pioggia, barra di appoggio anteriore, tavolino, sacca termica e zaino.


**Note** *Gli articoli con il ✓ ed evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino*

Base Stingray	Descrizione	Codice	Prezzo Pubblico
	Prezzo base Stingray ✓		2.243,00 <input type="checkbox"/>
	Ruote anteriori fisse da 12" - (ruote posteriori fisse)	872 <input type="checkbox"/> x xx 1	---
	Ruote ant. piroettanti da 7" (ruote post. ad estrazione rapida, senza freno sul maniglione) ✓	2	---
	Ruote anteriori piroettanti da 7" (ruote post. fisse)	4 872 x <input type="checkbox"/> xx	---
	Ruote pneumatiche	1	---
	Ruote antiforo ✓	2	---
	Freno a pedale divisi ✓	872 xx <input type="checkbox"/> x 1	---
	Freno a pedale unico	2	74,00 <input type="checkbox"/>
	Freno sul maniglione (ruote ad estrazione rapida non possibili)	872 xx x <input type="checkbox"/> 1	142,00 <input type="checkbox"/>
	Senza freno sul maniglione ✓	2	---

Seduta	Descrizione	Codice	Prezzo Pubblico
	Prezzo seduta standard ✓		876,00 <input type="checkbox"/>
	Seduta mis 1 ✓	871 <input type="checkbox"/> x 20 1	---
	Seduta mis 2 ✓	2	---
	Pedana con asta corta 18 cm (solo per mis 1) ✓	871 x <input type="checkbox"/> 20 1	---
	Pedana con asta lunga 31 cm ✓	2	---
	Cuneo seduta, 36 x 16 x 2,5 cm ✓	mis unica 8720405	39,00 <input type="checkbox"/>
	Scegli il colore:	Blu = 1 <input type="checkbox"/> Rosso = 2 <input type="checkbox"/> Verde = 3 <input type="checkbox"/> Grigio = 4 <input type="checkbox"/> Rosa = 5 <input type="checkbox"/> Arancione = 6 <input type="checkbox"/> Giallo = 7 <input type="checkbox"/>	
	Set imbottiture, <i>specificare il colore</i> ✓	mis 1 875051x	236,00 <input type="checkbox"/>
	Set imbottiture, <i>specificare il colore</i> ✓	mis 2 875052x	276,00 <input type="checkbox"/>
	Rivestimento per schienale in schiuma, 31 x 13 cm, spessore 12 mm	mis 1 8776325	21,00 <input type="checkbox"/>
Rivestimento per schienale in schiuma, 35,5 x 14 cm, spessore 12 mm	mis 2 8776326	23,00 <input type="checkbox"/>	

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Cuscino poggiatesta, nero ✓	mis 1	8740810	40,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino poggiatesta, nero ✓	mis 2	8740820	47,00 <input type="checkbox"/>

## Modulo d'ordine




Poggiatesta "Sculpted" ✓	Small	8720831	65,00	<input type="checkbox"/>
Poggiatesta "Sculpted" ✓	Large	8720832	65,00	<input type="checkbox"/>



Poggiatesta anatomico* ✓	Small	5099001	135,00	<input type="checkbox"/>
		9923-83		
	2pz	3470601		
Poggiatesta anatomico* (consigliato per mis.1) ✓	medium	8720862	135,00	<input type="checkbox"/>
Poggiatesta anatomico* (consigliato per mis.2) ✓	large	8720863	135,00	<input type="checkbox"/>

\*Senza asta, da montare direttamente sullo schienale



Elementi di contenimento laterali capo		8720870	225,00	<input type="checkbox"/>
--	--	---------	--------	--------------------------



Attacco per poggiatesta ✓		8720850	39,00	<input type="checkbox"/>
---------------------------	--	---------	-------	--------------------------




Poggiatesta anatomico * ✓	small	9923493-83	324,00	<input type="checkbox"/>
Poggiatesta anatomico * ✓	medium	9945493-83	324,00	<input type="checkbox"/>
Poggiatesta anatomico * ✓	large	9967493-83	324,00	<input type="checkbox"/>

\* Con asta, serve attacco poggiatesta 8720850

Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine



Pelotte laterali ✓	mis 1	8720301	189,00	<input type="checkbox"/>
Pelotte laterali ✓	mis 2	8720302	189,00	<input type="checkbox"/>



Set rivestimento per pomello di regolazione pelotte laterali		8720360	28,00	<input type="checkbox"/>
--	--	---------	-------	--------------------------

Pettorina a farfalla ✓	XS	85705-XS	152,00	<input type="checkbox"/>
Pettorina a farfalla ✓	S	85705-S	152,00	<input type="checkbox"/>
Pettorina a farfalla ✓	M	85705-M	152,00	<input type="checkbox"/>

Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine



Cintura pelvica a 4 punti ✓	XS	85725-XS	83,00	<input type="checkbox"/>
Cintura pelvica a 4 punti ✓	S	85725-S	83,00	<input type="checkbox"/>
Cintura pelvica a 4 punti ✓	M	85725-M	83,00	<input type="checkbox"/>

Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine



Supporti bacino, fissi neri ✓	mis 1	8740230	207,00	<input type="checkbox"/>
Supporti bacino, fissi neri ✓	mis 2	8740240	207,00	<input type="checkbox"/>



Supporti bacino regolabili, neri ✓	mis 1	8740250	294,00	<input type="checkbox"/>
Supporti bacino regolabili, neri ✓	mis 2	8740260	294,00	<input type="checkbox"/>



Divaricatore 4 x 7 cm ✓	mis 1	8720501	80,00	<input type="checkbox"/>
Divaricatore 8 x 7 cm ✓	mis 2	8720502	85,00	<input type="checkbox"/>
Divaricatore 8 x 11 cm ✓	mis 3	8720503	90,00	<input type="checkbox"/>











Tavolino in plastica, grigio, 44 x 34 cm ✓	mis unica	8776350	186,00	<input type="checkbox"/>
--	-----------	---------	--------	--------------------------

Barra di appoggio anteriore ✓	mis 1	8720401	117,00	<input type="checkbox"/>
Barra di appoggio anteriore ✓	mis 2	8720402	127,00	<input type="checkbox"/>

Cappottina parasole, nera ✓	mis 1	8740110	249,00	<input type="checkbox"/>
Cappottina parasole, nera ✓	mis 2	8740120	249,00	<input type="checkbox"/>

Modulo d'ordine

	Zaino ✓	mis 1	87043183-1	50,00 <input type="checkbox"/>
	Zaino ✓	mis 2	87043183-2	50,00 <input type="checkbox"/>
	Copertura antipioggia Stingray ✓ per codice 8740110	mis 1	8720141	37,00 <input type="checkbox"/>
	Copertura antipioggia Stingray ✓ per codice 8740120	mis 2	8720142	40,00 <input type="checkbox"/>
	Sacca termica, nera	mis 1	8740131	217,00 <input type="checkbox"/>
	Sacca termica, nera	mis 2	8740132	254,00 <input type="checkbox"/>
	Cestino portaoggetti ✓	mis unica	8720600	59,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto bombola ossigeno * *Necessita di dispositivi posteriori di fissaggio per il trasporto	mis unica	8776295	129,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto per respiratore nero ** ✓ **Necessita del freno centrale fissato alla base	mis unica	8776290	230,00 <input type="checkbox"/>
	Dispositivi di fissaggio per il trasporto ✓	mis unica	8720902	156,00 <input type="checkbox"/>

Altre basi	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Base interni High-low (gas), per seduta Stingray compresa di adattatore	mis 1	89040111	1.125,00 <input type="checkbox"/>
	Base interni High-low (gas), per seduta Stingray compresa di adattatore	mis 2	89050211	1.363,00 <input type="checkbox"/>
	Kit Adattatore Stingray per base Hi-Low:x		890015-04	344,00 <input type="checkbox"/>