



Modulo d'ordine

Aggiornato al 4 dicembre 2023

Ordinante		Consegnare a:	
Azienda		Indirizzo	
Indirizzo		Codice Postale	
Codice Postale		Città	
Città		Città	
Tel.:		N° d'ordine	
Contatto		Riferimento	

Dimensioni



A (Altezza totale)

B (Altezza spalle)

C (Altezza all'ascella)

D (Altezza all'inguine)

E (Larghezza torace)

F (Larghezza spalle)

Età

Peso

Toucan	mis 1	mis 2	mis 3	mis 4	mis 5
	cm	cm	cm	cm	cm
Larghezza (G)	56	63	63	70	70
Lunghezza (L)	75	88	88	111	111
Altezza totale (H1) *	67-87	72-101	97-123	104-134	124-154
Altezza utente, terra-ascella (H2)	34-70	54-90	74-110	91-121	111-141
Altezza montante centrale	45	50	70	80	100
Distanza pedana da terra	6	6	6	6	6
Range di inclinazione montante centrale (a1)	0° - 30°	0° - 30°	0° - 30°	0° - 20°	0° - 20°
Inclinazione pedana (a2)	-10° +15°	-10° +15°	-10° +15°	-10° +15°	-10° +15°
Peso	7.5 kg	8.5 kg	9 kg	10.5 kg	11
Portata massima	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
Altezza minima utente	62	82	107	129	149 kg
Altezza massima utente	98	118	143	159	179


* Toucan è misurato in posizione eretta e con la pedana nella posizione più bassa.









Descrizione prodotto

Toucan è uno stabilizzatore per la postura eretta e prona. Le quattro ruote piroettanti sono dotate di freni di stazionamento. Il montante centrale è regolabile in inclinazione tramite manovella con blocco di sicurezza. Sul montante centrale possono essere fissati e regolati i supporti per il torace, per il bacino e per le ginocchia. La pedana può essere unica, completa di sandali fermapièdi o fermatalloni, oppure separata, con sandali incernierati ribaltabili. E' disponibile in cinque misure e configurabile con una vasta gamma di accessori: poggiatesta, supporto addominale, supporto bacino con sistema di derotazione, supporti ginocchia regolabili, tavolino regolabile in altezza ed inclinazione, con appoggi antibrachiali, vaschetta e piano d'appoggio.












Modulo d'ordine

Note *Gli articoli con il ✓ ed evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino*

Toucan	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Toucan, rosso	mis 1	861001	999,00 <input type="checkbox"/>
	Toucan, blu ✓	mis 2	861002	1.059,00 <input type="checkbox"/>
	Toucan, blu ✓	mis 3	861003	1.099,00 <input type="checkbox"/>
	Toucan, argento ✓	mis 4	861004	1.159,00 <input type="checkbox"/>
	Toucan, argento	mis 5	861005	1.199,00 <input type="checkbox"/>


Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Supporto toracale	mis 1	861701	174,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, con imbottiture regolabili ✓	mis 1	861704	184,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, con imbottiture regolabili ✓	mis 2-3	861702	194,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, con imbottiture regolabili ✓	mis 4-5	861703	204,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, imbottiture tipo Pony	mis 1	861801	257,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, imbottiture tipo Pony	mis 2-3	861802	257,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, imbottiture tipo Pony	mis 4-5	861803	257,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, circonferenza 47-64 cm	small	861810	474,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, circonferenza 67-78 cm	medium	861820	504,00 <input type="checkbox"/>
	Supporto toracale, circonferenza 87-114 cm	large	861830	524,00 <input type="checkbox"/>
	Rivestimento per supporto toracale	small	869810-160	77,00 <input type="checkbox"/>
	Rivestimento per supporto toracale	medium	869820-260	80,00 <input type="checkbox"/>
	Rivestimento per supporto toracale	large	869830-360	84,00 <input type="checkbox"/>
	Estensione per supporto toracale, small	mis 2-3-4-5	861421	46,00 <input type="checkbox"/>
	Estensione per supporto toracale, large	mis 2-3-4-5	861422	46,00 <input type="checkbox"/>
	Prolunga per montante centrale, 80 mm ✓	mis unica	861480	52,00 <input type="checkbox"/>
	Vaschetta gioco con piano di copertura	mis unica	862501	280,00 <input type="checkbox"/>
	Kit regolazione in altezza della vaschetta gioco	mis unica	862510	133,00 <input type="checkbox"/>
	Vassoio in plastica grigio 44 x 34 cm* *non utilizzabile con gli appoggi antibrachiali	mis unica	862515	280,00 <input type="checkbox"/>
	Tavolino in plastica con vaschetta e piano d'appoggio	mis 1	861121	524,00 <input type="checkbox"/>
	Tavolino in plastica con vaschetta e piano d'appoggio ✓	mis 2	861122	544,00 <input type="checkbox"/>
	Tavolino in plastica con vaschetta e piano d'appoggio ✓	mis 3	861123	554,00 <input type="checkbox"/>
	Tavolino in plastica con vaschetta e piano d'appoggio ✓	mis 4	861124	574,00 <input type="checkbox"/>
	Tavolino in plastica con vaschetta e piano d'appoggio	mis 5	861125	594,00 <input type="checkbox"/>

Modulo d'ordine

	Appoggi antibrachiali per tavolino in plastica ✓	mis unica	861131	130,00	<input type="checkbox"/>
	Barra gioco per tavolino	mis unica	861135	140,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura per tavolino in plastica, con incavo addominale quadrato	mis unica	862135-0	204,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura per tavolino in plastica, con incavo addominale tondo, piccolo	mis unica	862135-1	204,00	<input type="checkbox"/>
	Imbottitura per tavolino in plastica, con incavo addominale tondo, grande	mis unica	862135-2	204,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto addominale ✓	mis unica	861411	103,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto sacrale ✓	mis unica	861401	298,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino posteriore	mis 1	861501	366,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino posteriore	mis 2-3	861502	366,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino posteriore	mis 4-5	861503	386,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino	mis 1	861601	180,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino	mis 2-3	861602	180,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino	mis 4-5	861603	202,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino con sistema di derotazione ✓	mis 1	861611	283,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino con sistema di derotazione ✓	mis 2-3	861612	283,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino con sistema di derotazione ✓	mis 4-5	861613	301,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino avvolgente, circonferenza: 47-64 cm, H: 8,5 cm	mis 1	861610	466,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino avvolgente, circonferenza: 67-78 cm, H: 11 cm	mis 2-3	861620	566,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto bacino avvolgente, circonferenza: 87-114 cm, H: 14 cm	mis 4-5	861630	586,00	<input type="checkbox"/>
	Asta di supporto per poggiatesta, 20 cm	mis 1	861424-3	133,00	<input type="checkbox"/>
	Asta di supporto per poggiatesta, 33 cm	mis 2	861424-4	133,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiatesta anatomico	small	9923493-83	324,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiatesta anatomico	medium	9945493-83	324,00	<input type="checkbox"/>
	Poggiatesta anatomico	large	9967493-83	324,00	<input type="checkbox"/>

Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine

Modulo d'ordine



Supporti ginocchia	mis 1	861301	213,00	<input type="checkbox"/>
Supporti ginocchia ✓	mis 2-3	861302	305,00	<input type="checkbox"/>
Supporti ginocchia ✓	mis 4-5	861303	305,00	<input type="checkbox"/>



Supporti ginocchia regolabili	mis 1	861311	384,00	<input type="checkbox"/>
Supporti ginocchia regolabili ✓	mis 2-3	861312	384,00	<input type="checkbox"/>
Supporti ginocchia regolabili ✓	mis 4-5	861313	384,00	<input type="checkbox"/>



Pedana ribaltabile - 31 x 30 cm dimens. ridotte	mis 1	861211	260,00	<input type="checkbox"/>
Pedana ribaltabile ✓	mis unica	861212	280,00	<input type="checkbox"/>



Sandali incernierati ribaltabili*	mis 1	861221	165,00	<input type="checkbox"/>
Sandali incernierati ribaltabili*	mis 2-3	861222	165,00	<input type="checkbox"/>
Sandali incernierati ribaltabili*	mis 4-5	861223	165,00	<input type="checkbox"/>


* Da ordinare con pedana ribaltabile 86121x




Sandali fermapiedi, lungh. 17,5 cm, set	mis 0	86149	124,00	<input type="checkbox"/>
Sandali fermapiedi, lungh. 21,5 cm, set ✓	mis 1-2	86147	124,00	<input type="checkbox"/>
Sandali fermapiedi, lungh. 24,5 cm, set ✓	mis 3	86148	124,00	<input type="checkbox"/>



Sandali fermapiedi regolabili larghezza al calcagno 6-7,5 cm larghezza al metatarso 9,5-11 cm	small	869490-RT	163,00	<input type="checkbox"/>
Sandali fermapiedi regolabili larghezza al calcagno 6,5-8 cm larghezza al metatarso 10-14,5 cm	medium	869491-RT	163,00	<input type="checkbox"/>
Sandali fermapiedi regolabili larghezza al calcagno 8,5-9,5 cm larghezza al metatarso 12-16,5 cm	large	869492-RT	163,00	<input type="checkbox"/>



Fermatalloni ✓	small	861251	37,00	<input type="checkbox"/>
Fermatalloni ✓	large	861252	37,00	<input type="checkbox"/>



Pedana separata con sandali incernierati ribaltabili	mis 1	861201	316,00	<input type="checkbox"/>
Pedana separata con sandali incernierati ribaltabili	mis 2-3	861202	336,00	<input type="checkbox"/>