




Modulo d'ordine

Aggiornato al 21 marzo 2024			
<b>Ordinante</b>		<b>Consegnare a:</b>	
<b>Azienda</b>		<b>Indirizzo</b>	
<b>Indirizzo</b>		<b>Codice Postale</b>	
<b>Codice Postale</b>		<b>Città</b>	
<b>Città</b>		<b>N° d'ordine</b>	
<b>Tel.:</b>		<b>Riferimento</b>	
<b>Contatto</b>			

## Dimensioni



A (Altezza schiena)  
 B (Altezza bracciolo)  
 C (Distanza poplite tallone)  
 D (Profondità seduta)  
 E (Larghezza torace)  
 F (Larghezza seduta)  
 G (Altezza seduta capo)  
 H (Larghezza spalle)  
 Età \_\_\_\_\_  
 Peso \_\_\_\_\_

x:panda	mis 1	mis 2	mis 3	mis 4
	cm	cm	cm	cm
Larghezza seduta (A)	16, 20, 24	20, 24, 28	26, 31, 36	34, 40, 46
Largh. adduttori-abduttori (A1)	7, 9, 11	10, 12, 14	12, 14,5, 17	13, 19, 25
Profondità seduta (B)	16-26	22-33	26-39	39-53
Altezza schienale (C)	27-37	32-42	35-47	50-71
Larghezza schienale, spalle (F)	23	28	33	35 + 5 (estensione)
Larghezza in massima abduzione (G)	31, 35, 39	38, 42, 46	47, 52, 57	59, 65, 71
Reclinazione schienale (a)	-5° +30°	-5° +30°	-5° +30°	-5° +30°
Angolo di abduzione per lato (a1)	0° - 8°/15°	0° - 15°	0° - 15°	0° - 15°
Peso	6 kg	8,5 kg	11 kg	13 kg
Portata massima	30 kg	30 kg	60 kg	80 kg
Portata massima omologata per il trasporto	30 kg	30 kg	60 kg	75 kg
Altezza minima utente	65	85	100	139
Altezza massima utente	105	128	143	180

## Descrizione prodotto

x:panda è un sistema di postura dinamico montato prevalentemente su base high-low:x da interni dotata di basculamento da -10° a +30°. La seduta provvista di adduttori, abduttori, supporti bacino e kit di distanziatori, è regolabile in profondità e in larghezza. Lo schienale, regolabile in altezza, è predisposto per il montaggio di pelotte fisse o swing-away; è regolabile in inclinazione di 30°. E', inoltre, provvisto di pistone dinamico bloccabile e regolabile in estensione. E' disponibile in quattro misure e può essere completato con una serie di accessori: braccioli, pedana unica o divisa, poggiatesta, pelotte fisse, pelotte swing-away, pettorine e cinture, tavolino, appoggi antibrachiali e barra supporto gioco.


Modulo d'ordine

**Note** *Gli articoli con il ✓ ed evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino*

x:panda	Descrizione	Codice	Prezzo Pubblico
	x:panda seduta prezzo base, mis 1 ✓		1.129,00 <input type="checkbox"/>
	x:panda seduta prezzo base, mis 2 ✓		1.167,00 <input type="checkbox"/>
	x:panda seduta prezzo base, mis 3 ✓		1.258,00 <input type="checkbox"/>
	x:panda seduta prezzo base, mis 4 ✓		1.563,00 <input type="checkbox"/>
		89101 <input type="checkbox"/> x - 02	
	x:panda mis 1, <i>pistone da 100N</i> ✓	1	--- <input type="checkbox"/>
	x:panda mis 2, <i>pistone da 100N</i> ✓	2	--- <input type="checkbox"/>
	x:panda mis 3, <i>pistone da 150N</i> ✓	3	--- <input type="checkbox"/>
	x:panda mis 4, <i>pistone da 350N</i> ✓	4	--- <input type="checkbox"/>
	x:panda mis 1 seduta, mis 2 schienale, <i>pistone da 100N</i>	5	--- <input type="checkbox"/>
	x:panda mis 2 seduta, mis 3 schienale, <i>pistone da 100N</i>	6	--- <input type="checkbox"/>
	x:panda mis 3 seduta, mis 4 schienale, <i>pistone da 150N</i>	7	--- <input type="checkbox"/>
	x:panda mis 2 seduta, mis 1 schienale, <i>pistone da 100N</i>	8	--- <input type="checkbox"/>
	x:panda mis 3 seduta, mis 2 schienale, <i>pistone da 150N</i>	9	--- <input type="checkbox"/>
	x:panda mis 4 seduta, mis 3 schienale, <i>pistone da 350N</i>	0	--- <input type="checkbox"/>
		89101 x <input type="checkbox"/> - 02	
	Larghezza small	1	--- <input type="checkbox"/>
	Larghezza medium ✓	2	--- <input type="checkbox"/>
	Larghezza large	3	--- <input type="checkbox"/>
	<i>Per ulteriori necessità scegliere il pistone desiderato</i>		
	Kit pistone dinamico a gas per mis 1 e 2	50N 8911050	<input type="checkbox"/>
	Kit pistone dinamico a gas per mis 1 e 2	100N 8911100	<input type="checkbox"/>
	Kit pistone dinamico a gas per mis 1 e 2	150N 8911125	<input type="checkbox"/>
	Kit pistone dinamico a gas per mis 3	150N 8911150	<input type="checkbox"/>
	Kit pistone dinamico a gas per mis 3	250N 8911250	<input type="checkbox"/>
	Kit pistone dinamico a gas per mis 3	300N 8911300	<input type="checkbox"/>
	Kit pistone dinamico a gas per mis 4	350N 8911350-4	<input type="checkbox"/>



Accessori per la seduta	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Cunei per seduta mis.1, set ✓	6 cm	8910400-1	39,00 <input type="checkbox"/>
	Cunei per seduta mis.1-2, set ✓	8 cm	8910400-2	39,00 <input type="checkbox"/>
	Cunei per seduta mis.1-2-3, set ✓	10 cm	8910400-3	46,00 <input type="checkbox"/>
	Cunei per seduta mis.1-2-3-4, set ✓	12 cm	8910400-4	71,00 <input type="checkbox"/>
	Cunei per seduta mis. 3 - 4, set	15 cm	8910400-5	75,00 <input type="checkbox"/>
	Cunei per seduta mis. 4 small, set	13 cm	8910400-11	84,00 <input type="checkbox"/>
	Cunei per seduta mis. 4 medium, set	16 cm	8910400-12	82,00 <input type="checkbox"/>
	Cunei per seduta mis. 4 large, set	19 cm	8910400-13	87,00 <input type="checkbox"/>
	<b>Scegli il colore:</b> Nero = 60 <input type="checkbox"/> Rosso = 65 <input type="checkbox"/> Blu = 66 <input type="checkbox"/>			
	Cusino schienale, small	mis 1	8912211-xx	102,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino schienale, medium ✓	mis 1	8912212-xx	102,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino schienale, large	mis 1	8912213-xx	102,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino schienale, small	mis 2	8912221-xx	102,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino schienale, medium ✓	mis 2	8912222-xx	102,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino schienale, large	mis 2	8912223-xx	102,00 <input type="checkbox"/>



## Modulo d'ordine




Cuscino schienale, small	mis 3	8912231-xx	102,00	<input type="checkbox"/>
Cuscino schienale, medium ✓	mis 3	8912232-xx	102,00	<input type="checkbox"/>
Cuscino schienale, large** <i>colore rosa non è disponibile</i>	mis 3	8912233-xx	102,00	<input type="checkbox"/>
Cuscino schienale, small ✓	mis 4	8912241-xx	132,00	<input type="checkbox"/>
Cuscino schienale, medium	mis 4	8912242-xx	132,00	<input type="checkbox"/>
Cuscino schienale, large	mis 4	8912243-xx	132,00	<input type="checkbox"/>

**estensione schienale larghezza + 5 cm**


Cuscino schienale + 5 cm, small	mis 4	8910344-xx	162,00	<input type="checkbox"/>
Cuscino schienale + 5 cm, medium	mis 4	8910345-xx	162,00	<input type="checkbox"/>
Cuscino schienale + 5 cm, large	mis 4	8910346-xx	162,00	<input type="checkbox"/>

Scegli il colore: Nero = 60  Rosso = 65  Blu = 66



Cuscino seduta, small	mis 1	8911211-xx	53,00	<input type="checkbox"/>
Cuscino seduta, medium ✓	mis 1	8911212-xx	53,00	<input type="checkbox"/>
Cuscino seduta, large	mis 1	8911213-xx	53,00	<input type="checkbox"/>

Cuscino seduta, small	mis 2	8911212-xx	53,00	<input type="checkbox"/>
Cuscino seduta, medium ✓	mis 2	8911222-xx	53,00	<input type="checkbox"/>
Cuscino seduta, large	mis 2	8911223-xx	53,00	<input type="checkbox"/>

Cuscino seduta, small	mis 3	8911231-xx	63,00	<input type="checkbox"/>
Cuscino seduta, medium ✓	mis 3	8911232-xx	63,00	<input type="checkbox"/>
Cuscino seduta, large** <i>colore verde non è disponibile</i>	mis 3	8911233-xx	63,00	<input type="checkbox"/>

Cuscino seduta, small ✓	mis 4	8911241-xx	119,00	<input type="checkbox"/>
Cuscino seduta, medium	mis 4	8911242-xx	119,00	<input type="checkbox"/>
Cuscino seduta, large	mis 4	8911243-xx	119,00	<input type="checkbox"/>



Kit di fissaggio per imbottitura x:panda mis 4	mis 4	8910410	40,00	<input type="checkbox"/>
--	-------	---------	-------	--------------------------



Poggiatesta anatomico ✓	small	9923493-83	324,00	<input type="checkbox"/>
Poggiatesta anatomico ✓	medium	9945493-83	324,00	<input type="checkbox"/>
Poggiatesta anatomico ✓	large	9967493-83	324,00	<input type="checkbox"/>

*Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine*



Prolunga schienale, L 23 x H 10 x P 5 cm	mis 1	8910655-160	218,00	<input type="checkbox"/>
Prolunga schienale, L 28 x H 10 x P 5 cm	mis 2	8910655-260	218,00	<input type="checkbox"/>
Prolunga schienale, L 33 x H 10 x P 5 cm	mis 3	8910655-360	218,00	<input type="checkbox"/>



Pelotte toracali swing-away, asta curva 4,5cm ✓	small	83945-360	399,00	<input type="checkbox"/>
Pelotte toracali swing-away, asta curva 4,5cm ✓	medium	83945-260	399,00	<input type="checkbox"/>
Pelotte toracali swing-away, asta curva 4,5cm ✓	large	83945-160	399,00	<input type="checkbox"/>

*Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine*



















Pelotte fisse, incl.rivestimento, set <i>Alt: 10cm, Larg: 9cm, Regolaz laterale: 2,5cm</i>	Tipo 0	8910301-0	81,00	<input type="checkbox"/>
---	--------	-----------	-------	--------------------------



Pelotte fisse, incl.rivestimento, set	Tipo 1	8910301-1	81,00	<input type="checkbox"/>
---------------------------------------	--------	-----------	-------	--------------------------

## Modulo d'ordine

	<i>Alt: 7cm, Larg: 11cm, Regolaz laterale: 2,5cm</i>			
	Pelotte fisse, incluso rivestimento, set <i>Alt: 10cm, Larg: 10cm, Regolaz laterale: 2,5cm</i>	Tipo 2	8910301-2	81,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte fisse, incluso rivestimento, set <i>Alt: 14cm, Larg: 12cm, Regolaz laterale: 2,5cm</i>	Tipo 3	8910301-3	90,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte fisse, incluso rivestimento, set <i>Alt: 9cm, Larg: 16cm, Regolaz laterale: 2,5cm</i>	Tipo 4	8910301-4	90,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte fisse, incluso rivestimento, set <i>Alt: 15cm, Larg: 16cm, Regolaz laterale: 5cm</i>	Tipo 5	8910301-5	90,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte fisse, incluso rivestimento, set <i>Alt: 14cm, Larg: 12cm, Regolaz laterale: 5cm</i>	Tipo 6	8910301-6	90,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte fisse, imbottite, incl. rivestimento, set <i>Alt: 14cm, Larg: 12cm, Regolaz laterale: 2,5cm</i>	Tipo 3	8910401-3P	136,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte fisse, imbottite, incl. rivestimento, set <i>Alt: 15cm, Larg: 16cm, Regolaz laterale: 5cm</i>	Tipo 5	8910401-5P	136,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotte fisse, imbottite, incl. rivestimento, set <i>Alt: 14cm, Larg: 12cm, Regolaz laterale: 5cm</i>	Tipo 6	8910401-6P	136,00 <input type="checkbox"/>
	Contenimenti fissi braccio, incluso rivestimento 13 x 10 cm, set	Tipo 1	8910407-11	76,00 <input type="checkbox"/>
	Contenimenti fissi braccio, incluso rivestimento 19 x 12 cm, set	Tipo 2	8910407-22	84,00 <input type="checkbox"/>
	Contenimenti reg. braccio, incl. riv. 14 x 17 cm	Tipo 1	8910407-10	225,00 <input type="checkbox"/>
	Contenimenti reg. braccio, incl. riv. 19 x 29 cm	Tipo 2	8910407-20	250,00 <input type="checkbox"/>
	Sgancio rapido per pelotte fisse, tipo 1-2-3-4 e 6		8910702-30	82,00 <input type="checkbox"/>
	Sgancio rapido per pelotte fisse, tipo 5		8910702-40	82,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina a farfalla ✓	XS	85705-XS	152,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina a farfalla ✓	S	85705-S	152,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina a farfalla ✓	M	85705-M	152,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina a farfalla ✓	L	85705-L	152,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina a 6 punti <i>consigliata con pelotte fisse</i> *	mis 0	85430-0	170,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina a 6 punti <i>consigliata con pelotte fisse</i> *	mis 1	85430-1	170,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina a 6 punti <i>consigliata con pelotte fisse</i> *	mis 2	85430-2	170,00 <input type="checkbox"/>
	* Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine			
	Dispositivo di aggancio per bretellaggio ✓	mis 1-3	8910260	46,00 <input type="checkbox"/>
	Dispositivo di aggancio per bretellaggio ✓	mis 4	8910260-4	46,00 <input type="checkbox"/>
	<i>In aggiunta ai dispositivi già presenti di serie</i>			
	Cintura pelvica a 4 punti ✓	XS	85725-XS	83,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura pelvica a 4 punti ✓	S	85725-S	83,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura pelvica a 4 punti ✓	M	85725-M	83,00 <input type="checkbox"/>
	Cintura pelvica a 4 punti ✓	L	85725-L	83,00 <input type="checkbox"/>

Modulo d'ordine

Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine




Braccioli, set, Largh:7,5 x Lungh:26 x H:8-13,5 cm ✓	mis 1	8910615-1	384,00	<input type="checkbox"/>
Braccioli, set, Largh:7,5 x Lungh:26 x H:7,5-15,5 cm ✓	mis 2	8910616-1	384,00	<input type="checkbox"/>
Braccioli, set, Largh:7,5 x Lungh:31 x H:6,5-19,5 cm ✓	mis 3	8910617-1	384,00	<input type="checkbox"/>

Braccioli con rivestimento, set, Largh:7,5 x Lungh:26 x H:8-13,5 cm	mis 1	8910615-2	456,00	<input type="checkbox"/>
Braccioli con rivestimento, set, Largh:7,5 x Lungh:26 x H:7,5-15,5 cm	mis 2	8910616-2	456,00	<input type="checkbox"/>
Braccioli con rivestimento, set, Largh:7,5 x Lungh:31 x H:6,5-19,5 cm	mis 3	8910617-2	456,00	<input type="checkbox"/>



Bracciolo a due sostegni, 34 cm, set ✓	mis 4	8910618	390,00	<input type="checkbox"/>
Bracciolo a due sostegni, 44 cm, set ✓	mis 4	8910618-L	390,00	<input type="checkbox"/>

\* non utilizzabile su base Multi Frame:x



Bracciolo ad un sostegno, set ✓	mis 4	8910619	390,00	<input type="checkbox"/>
Bracciolo ad un sostegno, imbottito	mis 4	8910619-P	390,00	<input type="checkbox"/>



Supporto bacino con imbottiture in PU (19 x 8,5 x 3,5 cm)*	mis 4	8910404-44	327,00	<input type="checkbox"/>
---	-------	------------	--------	--------------------------

Supporto bacino con imbottiture in PU (19 x 8.5 x 3.5 cm) **	mis 4	8910404-45	327,00	<input type="checkbox"/>
---	-------	------------	--------	--------------------------

\* per bracciolo a due sostegni x:panda mis. 4 (8910618, 8910618-L)

\*\* per bracciolo ad un sostegno x:panda mis 4 (8910619, 8910619-P)



Divaricatore rimovibile 7 x 4,5 x 9 cm	mis 0	8910408-0	169,00	<input type="checkbox"/>
Divaricatore rimovibile, 9 x 9 x 9 cm	mis 1	8910408-1	169,00	<input type="checkbox"/>
Divaricatore rimovibile, 12 x 9 x 9 cm	mis 2	8910408-2	169,00	<input type="checkbox"/>
Divaricatore rimovibile, 15 x 9 x 9 cm	mis 3	8910408-3	169,00	<input type="checkbox"/>
Divaricatore rimovibile 18 x 9 x 9 cm	mis 4	8910408-4	169,00	<input type="checkbox"/>



Divaricatore abduzione ginocchia small, 17 x 7 x 17 cm	mis 1-4	8910408-10	176,00	<input type="checkbox"/>
---	---------	------------	--------	--------------------------




Divaricatore abduzione ginocchia large, 24 x 9 x 22 cm	mis 3-4	8910408-20	196,00	<input type="checkbox"/>
---	---------	------------	--------	--------------------------



Tavolino swing away, grigio, modello 5	mis 1	8910720-1	195,00	<input type="checkbox"/>
Tavolino swing away, grigio, modello 6	mis 2	8910720-2	200,00	<input type="checkbox"/>












Tavolino a due supporti, grigio, modello 5 ✓	mis 1	8910725-1	140,00	<input type="checkbox"/>
Tavolino a due supporti, grigio, modello 6 ✓	mis 2	8910725-2	140,00	<input type="checkbox"/>


Imbottitura tavolino, modello 5, set	mis 1	8910725-10	294,00	<input type="checkbox"/>
Imbottitura tavolino, modello 5, inferiore	mis 1	8910725-10B	92,00	<input type="checkbox"/>
Imbottitura tavolino, modello 5, superiore	mis 1	8910725-10T	195,00	<input type="checkbox"/>



Imbottitura tavolino, modello 6, set	mis 2	8910725-20	294,00	<input type="checkbox"/>
Imbottitura tavolino, modello 6, inferiore	mis 2	8910725-20B	92,00	<input type="checkbox"/>
Imbottitura tavolino, modello 6, superiore	mis 2	8910725-20T	195,00	<input type="checkbox"/>

## Modulo d'ordine

	Tavolino a due supporti, grigio	mis 4	8910725-3	412,00	<input type="checkbox"/>
	Tavolino in plastica, grigio, 44 x 34 cm	mis 1-2 (S)	8976350	140,00	<input type="checkbox"/>
	Appoggi antibrachiali per tavolino	mis 1-3	8910730	211,00	<input type="checkbox"/>
	Barra gioco per tavolino	mis 1-3	8910740	142,00	<input type="checkbox"/>
	Barra di appoggio anteriore per tavolino	mis 1-3	8910750	233,00	<input type="checkbox"/>
	Cappottina parasole Stingray, nera, per seduta mis. 1-2	mis 1	8740110 9589100	285,00	<input type="checkbox"/>
	Cappottina parasole Stingray, nera, per seduta mis. 3-4	mis 2	8740120 9589100	285,00	<input type="checkbox"/>
	Copertura anti pioggia per cappottina Stingray	mis 1	8720141	37,00	<input type="checkbox"/>
	Copertura anti pioggia per cappottina Stingray	mis 2	8720142	40,00	<input type="checkbox"/>
	Kit pistone a gas NON dinamico per schienale mis. 1-2		8911001	131,00	<input type="checkbox"/>
	Kit pistone a gas NON dinamico per schienale mis. 3		8911002	131,00	<input type="checkbox"/>
	Rivestimento per schienale in schiuma	mis 1	8910406-1	17,00	<input type="checkbox"/>
	Rivestimento per schienale in schiuma	mis 2	8910406-2	17,00	<input type="checkbox"/>
	Rivestimento per schienale in schiuma	mis 3	8910406-3	17,00	<input type="checkbox"/>
	Piastra di copertura per schienale	mis 4	8910406-4	53,00	<input type="checkbox"/>
	Staffa per imbottitura seduta senza abduzione	mis 1	8910251	24,00	<input type="checkbox"/>
	Staffa per imbottitura seduta senza abduzione	mis 2	8910252	24,00	<input type="checkbox"/>
	Staffa per imbottitura seduta senza abduzione	mis 3-4	8910253	25,00	<input type="checkbox"/>
	Estensione larghezza schienale, 5 cm	mis 4	8910409-45	92,00	<input type="checkbox"/>
	Kit di fissaggio 40 mm per 8910618	mis 4	8910270	20,00	<input type="checkbox"/>
	Kit di fissaggio 40 mm per 8910619	mis 4	8910270-4	20,00	<input type="checkbox"/>
	Supporto lombare	mis 1-3	8910407	17,00	<input type="checkbox"/>

Basi	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	<b>Base High-low:xo</b>			
	Base high-low:xo interni mis. 1 con pistone a gas solo mis. 1-2 ✓		89010111	1.384,00 <input type="checkbox"/>
	Base high-low:xo interni mis. 2 con pistone a gas mis. 3 ✓		89020211	1.547,00 <input type="checkbox"/>
	Base high-low:xo interni mis. 2 con pistone idraulico mis. 3 ✓		89020241	1.750,00 <input type="checkbox"/>
	Base high-low:xo interni mis. 3 con pistone idraulico per mis. 4*		89030241	1.793,00 <input type="checkbox"/>
	*senza sganciamento rapido, per averlo ordinare adattatore 8911610-99			
	Adattatore per seduta x:panda mis. 4 e Panda Futura 5		8911610-99	198,00 <input type="checkbox"/>
	Base high-low:xo interni mis. 1 con pistone a gas solo mis. 1-2 con leva basculamento sul maniglione**		89010222	1.473,00 <input type="checkbox"/>
	Base high-low:xo interni mis. 2 con pistone a gas mis. 3 con leva basculamento sul maniglione**		89020222	1.636,00 <input type="checkbox"/>

Modulo d'ordine

**\*\*ricordati di ordinare il maniglione**

Base high-low:x interni mis. 1 con attuatore elettrico solo mis. 1 - 2	89010131	2.157,00 <input type="checkbox"/>
Base high-low:x interni mis. 2 con attuatore elettrico mis. 3	89020131	2.157,00 <input type="checkbox"/>
Base high-low:x interni mis. 3 con attuatore elettrico per mis 4 e misure più piccole*	89030131	2.157,00 <input type="checkbox"/>

\* adattatore non incluso. Ordinare 8911610-98 per mis. 1 - 2 - 3 e 8911610-99 per mis. 4

Base high-low:x interni mis. 1 con attuatore elettrico solo mis. 1 -2 con leva basculamento sul maniglione**	89010132	2.821,00 <input type="checkbox"/>
Base high-low:x interni mis. 2 con attuatore elettrico mis 3 con leva basculamento sul maniglione**	89020132	2.980,00 <input type="checkbox"/>
Base high-low:x interni mis. 3 con attuatore elettrico per mis 4 e misure più piccole con leva basculamento sul maniglione**	89030132	2.980,00 <input type="checkbox"/>

**\*\*ricordati di ordinare il maniglione**

### Strong Base per x:panda mis 4



Strong Base con regolazione a manovella, adattatore xpanda 4 incluso ✓	89508-1S 8911610-99L	1.950,00 <input type="checkbox"/>
--	-------------------------	-----------------------------------

High-low:x per esterni mis. 1 con pistone a gas solo per mis 1-2	89110111	2.155,00 <input type="checkbox"/>
High-low:x per esterni mis. 2 con pistone a gas per mis 3	89120111	2.565,00 <input type="checkbox"/>



High-low:x per esterni mis. 1 con pistone a gas solo per mis 1-2 con leva basculamento sul maniglione	89110112	2.244,00 <input type="checkbox"/>
High-low:x per esterni mis. 2 con pistone a gas per mis 3 con leva basculamento sul maniglione	89120112	2.653,00 <input type="checkbox"/>

High-low:x per esterni mis. 1 con attuatore elettrico solo per mis. 1-2	89110131	3.488,00 <input type="checkbox"/>
---	----------	-----------------------------------

High-low:x per esterni mis. 2 con attuatore elettrico per mis. 3	89120131	3.891,00 <input type="checkbox"/>
--	----------	-----------------------------------

High-low:x per esterni mis. 1 con attuatore elettrico solo per mis. 1-2 con leva basculamento sul maniglione	89110132	3.577,00 <input type="checkbox"/>
--	----------	-----------------------------------

High-low:x per esterni mis. 2 con attuatore elettrico per mis. 3 con leva basculamento sul maniglione	89120132	3.980,00 <input type="checkbox"/>
---	----------	-----------------------------------

### Base Stingray per x:panda mis 1 e 2 fino alla configurazione medium



Prezzo base Stingray per x:panda		2.243,00 <input type="checkbox"/>
----------------------------------	--	-----------------------------------

870 <input type="checkbox"/> x xx - xp		
--	--	--

Ruote anteriori fisse da 12" - (ruote posteriori fisse)	1	--- <input type="checkbox"/>
---	---	------------------------------

Ruote anteriori da 7" - (ruote post. ad estrazione rapida)	2	--- <input type="checkbox"/>
--	---	------------------------------

870 x <input type="checkbox"/> xx - xp		
--	--	--

Ruote pneumatiche	1	--- <input type="checkbox"/>
-------------------	---	------------------------------

Ruote antiforo	2	--- <input type="checkbox"/>
----------------	---	------------------------------

870 xx <input type="checkbox"/> x - xp		
--	--	--

Freni a pedale divisi	1	--- <input type="checkbox"/>
-----------------------	---	------------------------------

Freno a pedale unico	2	74,00 <input type="checkbox"/>
----------------------	---	--------------------------------











870xx x <input type="checkbox"/> - xp		
---------------------------------------	--	--

Freno sul maniglione (ruote ad estrazione rapida non possibili)	1	199,00 <input type="checkbox"/>
---	---	---------------------------------

Senza freno sul maniglione	2	--- <input type="checkbox"/>
----------------------------	---	------------------------------





**Altre basi**







Combi Frame:x e Multi Frame (Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine)

Pedane	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Pedana multifunzione per base High-Low:x mis1	18 cm	8910851-1	346,00 <input type="checkbox"/>
	Pedana multifunzione per base High-Low:x mis1	31 cm	8910851-2	346,00 <input type="checkbox"/>
	Pedana multifunzione per base High-Low:x mis1	35 cm	8910851-3	346,00 <input type="checkbox"/>
	Pedana multifunzione per base High-Low:x mis 2 - 3	18 cm	8910852-1	346,00 <input type="checkbox"/>
	Pedana multifunzione per base High-Low:x mis 2 - 3	31 cm	8910852-2	346,00 <input type="checkbox"/>
	Pedana multifunzione per base High-Low:x mis 2 - 3 <i>mis pedana 20 x 30 cm</i>	35 cm	8910852-3	346,00 <input type="checkbox"/>
	Distanziale in larghezza per pedana multifunzione		8910855	150,00 <input type="checkbox"/>
	Asta singola per pedana unica ✓	15.5 cm	8910820-1	131,00 <input type="checkbox"/>
	Asta singola per pedana unica ✓	29 cm	8910820-2	131,00 <input type="checkbox"/>
	Asta singola per pedana unica ✓	35 cm	8910820-3	131,00 <input type="checkbox"/>
	Asta singola per pedana unica con prolunga di 16 cm	15.5 cm	8910821-1	131,00 <input type="checkbox"/>
	Asta singola per pedana unica con prolunga di 16 cm	29 cm	8910821-2	131,00 <input type="checkbox"/>
	Asta singola per pedana unica con prolunga di 16 cm	35 cm	8910821-3	131,00 <input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat 31 x 19 cm ✓	mis 1	95145-1	213,00 <input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat 36 x 23 cm ✓	mis 2	85145-2	213,00 <input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat 36 x 23* cm ✓	mis 2	95145-2	213,00 <input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat 41 x 24* cm ✓	mis 3	95145-3	213,00 <input type="checkbox"/>
	Pedana unica tipo Wombat 48 x 24* cm ✓ <i>* con asta di montaggio di 10 cm</i>	mis 4	95145-4	213,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiagambe a contenimento laterale	mis 1	95145-1BOX	128,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiagambe a contenimento laterale	mis 2	95145-2BOX	128,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiagambe a contenimento laterale	mis 3	95145-3BOX	128,00 <input type="checkbox"/>
	Imbottitura pedana Wombat	mis 1	95145-1PAD	105,00 <input type="checkbox"/>
	Imbottitura pedana Wombat	mis 2	95145-2PAD	105,00 <input type="checkbox"/>
	Imbottitura pedana Wombat	mis 3	95145-3PAD	105,00 <input type="checkbox"/>
	Imbottitura per asta pedana	mis unica	95145-150	35,00 <input type="checkbox"/>
	Cinghia per fissaggio arti inferiori <i>In abbinamento al poggiagambe a contenimento laterale</i>	mis unica	95145-20	50,00 <input type="checkbox"/>
				



## Modulo d'ordine

	Supporto per pedana per montaggio più in alto <i>(Deve essere associata a 8910820-x o 8910821-x)</i>	85135	82,00	<input type="checkbox"/>
	Asta doppia per pedana divisa ✓	15 cm	8910840-1	131,00 <input type="checkbox"/>
	Asta doppia per pedana divisa ✓	25 cm	8910840-2	131,00 <input type="checkbox"/>
	Asta doppia per pedana divisa ✓	31 cm	8910840-3	131,00 <input type="checkbox"/>
	Asta doppia per pedana divisa con prolunga di 16 cm ✓	15 cm	8910841-1	131,00 <input type="checkbox"/>
	Asta doppia per pedana divisa con prolunga di 16 cm ✓	25 cm	8910841-2	131,00 <input type="checkbox"/>
	Asta doppia per pedana divisa con prolunga di 16 cm ✓	31 cm	8910841-3	131,00 <input type="checkbox"/>
	Pedana a regolazione differenziata 7,5 x 17 cm ✓	mis 1	89143-1	323,00 <input type="checkbox"/>
	Pedana a regolazione differenziata 9,5 x 21 cm ✓	mis 2	89143-2	323,00 <input type="checkbox"/>
	Pedana a regolazione differenziata 11 x 23,5 cm ✓	mis 3	89143-3	323,00 <input type="checkbox"/>
	Pedana separata, 10 x 16 cm	mis 1	89146-1	302,00 <input type="checkbox"/>
	Pedana separata, 12,5 x 18,5 cm	mis 2	89146-2	302,00 <input type="checkbox"/>
	Pedana separata, 13 x 21 cm	mis 3	89146-3	302,00 <input type="checkbox"/>

Accessori per basi High-low:x0	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Adattatore per seduta x:panda mis. 1 - 2 -3		8911610-98	198,00 <input type="checkbox"/>
	Adattatore per seduta x:panda mis. 4 e Panda Futura 5		8911610-99	198,00 <input type="checkbox"/>
	Adattatore per seduta x:panda shape		905090	150,00 <input type="checkbox"/>
	Dispositivo di fissaggio per il trasporto		890005	185,00 <input type="checkbox"/>
	Pistoni a gas extra per peso(seduta+utente)>25kg	150N	890001	109,00 <input type="checkbox"/>
	Pistoni a gas extra per peso(seduta+utente)>40kg	300N	890002	109,00 <input type="checkbox"/>
	Pistoni a gas extra per peso(seduta+utente)>50kg	500N	890003	109,00 <input type="checkbox"/>
	Dispositivo antiribaltamento per base da interno ruote da 75mm	mis.unica	890007	131,00 <input type="checkbox"/>
	Dispositivo antiribaltamento per base da esterno	mis.unica	890008	131,00 <input type="checkbox"/>
	Dispositivo superamento gradini per basi con pistone a gas/elettriche	mis.unica	890025	131,00 <input type="checkbox"/>
	Dispositivo superamento gradini per basi con pistone idraulico	mis.unica	890026	131,00 <input type="checkbox"/>
	Kit attuatore elettrico base da interni/esterni	base mis 1	890006-1	1.425,00 <input type="checkbox"/>
	Kit attuatore elettrico base da interni/esterni	base mis 2	890006-2	1.425,00 <input type="checkbox"/>
	Maniglione di spinta ✓ per x:panda 1-4 e Panda Futura 1-5		890009-04	108,00 <input type="checkbox"/>

## Modulo d'ordine



Maniglione di spinta reg. in inclinazione  
per x:panda mis. 1-3

mis.unica 8910555 206,00

Maniglione di spinta reg. in inclinazione  
per x:panda mis. 4 e Panda Futura 1-5

mis.unica 8910565 206,00



Maniglione di spinta reg. in inclinazione  
per base da esterni

mis.unica 890010-04 246,00



Blocco regolazione altezza\*  
\*solo per pistone a gas, regolazione a pedale

890024 206,00



Kit di montaggio leva basculamento sul maniglione  
per basi HL x:o 1-2 da interni

89550-TILT 44,00

Kit di montaggio leva reg. alt. sul maniglione  
per basi HL x:o 1-2 da interni

89550-LIFT 51,00

Kit di montaggio leva basculamento sul maniglione  
per basi HL x:o 1-2 da esterni

8910550-KIT 45,00