

etac[®]
Creating Possibilities



molift[®]

Molift Air 350

Lève-personne compact, versatile et puissant

Molift Air 350

Molift Air 350 est un lève-personne sur rail brillant et simple à utiliser, qui possède une capacité de levage remarquable de 350 kg. Associé au système de rails Molift et aux harnais Molift, le Molift Air 350 supprime les manutentions manuelles périlleuses de patients lors des soins de santé. Cette solution tout-en-un améliore les conditions de travail des soignants et apporte une meilleure qualité de soins et dignité aux patients et résidents.

Confort et facilité d'utilisation

Le Molift Air 350 combine facilité d'utilisation avec confort et dignité extrêmes pour les patients et résidents. Les caractéristiques uniques du Molift Air 350 associées aux harnais et aux rails Molifts assurent des manutentions sûres et confortables aux patients et résidents. Les soignants gagnent du temps sur les transferts et peuvent alors se consacrer à leurs patients. La qualité des soins s'améliore ainsi que les conditions de travail. Moins de blessures au travail et moins d'absences pour plus d'attention aux patients et résidents.

Design et coût d'utilisation réduit

Le Molift Air 350 possède un design attirant grâce à des matériaux choisis avec soin pour qu'il se fasse discret et s'intègre facilement à tout type d'environnement. Ce lève-personne a été conçu pour durer longtemps et rester économique en coût d'entretien tout au long de sa vie. Ceci en fait un investissement de choix pour tout type d'établissement de soins de santé.



Modèle

Modèle	Réf.
Molift Air 350 - SLA Battery,	26350
Molift Air 350 - Propulsion (SLA)	26352
Molift Air 350 - IRC (SLA)	26354
Molift Air 350 - IRC Propulsion (SLA)	26353
Molift Air 350 - Lithium Battery	26351

Tous les lève-personnes sont fournis avec télécommande et chargeur de batteries.

Caractéristiques techniques

Capacité max. (CMU)	350 kg	(771 lbs)
Poids du moteur	8,6 kg	(18,96 lbs)
Longueur	360 mm	(14.17 inch)
Largeur	190 mm	(7.48 inch)
Hauteur	195 mm	(7.68 inch)
Batterie SLA	26.4 V SLA 2.6 Ah	
Batterie Lithium	25.6 V LiFePO4 2.4 Ah	
Chargeur de batterie	100-240 V AC, 40-60 Hz	
Temps de recharge max.	6 h	

Caractéristiques techniques

Moteur	24 V DC	
Hauteur de levage	2600 mm	(102,36 inch)
Vitesse de levage pour 75 kg (165 lbs)	60 mm/sec	(2,36 inch/sec)
Durée de vie estimée	30 000 levés à CMU/10 ans	
Logiciel d'entretien Molift	Intégré	
Démarrage/arrêt progressif	Intégré	
Descente d'urgence	Mécanique et électrique	
Emergency stop	Accessible depuis le sol. Réarmement possible depuis le sol.	
Protection; télécommande et moteur	IP24	



Nettoyer/désinfecter à l'aide d'une solution standard non-abrasive au pH entre 5 et 9 ou avec une solution désinfectante à 70°.



Découvrez ses avantages

Le Molift Air 350 est conçu pour faciliter beaucoup de situations de manutentions de personnes telles que des transferts assis ou allongés, des rehaussements mais aussi des transferts debout ou l'aide à la marche. Le lève-personne peut être utilisé dans des rails installés tout comme dans un portique amovible.

Le Molift Air 350 est disponible dans plusieurs versions avec l'option de charge en continu le long du rail (IRC), le déplacement motorisé (Propulsion), ou même la possibilité de transfert de pièce-à-pièce.

The diagram shows the Molift Air 350 hoist system. At the top is a white motor unit with the 'molift AIR 350' logo. A vertical black shaft extends downwards to a control panel with a joystick and buttons. A grey coiled cable is attached to the side of the motor unit. The base consists of a grey frame with four legs, each ending in a red foot. Red lines connect various parts of the device to descriptive text boxes.

Capacité de levage remarquable
Compact et léger, il ne pèse que 8.6 kg. Néanmoins, il propose une grande capacité de levage (CMU) de 350 kg. Son faible poids et sa taille réduite le rendent facile à utiliser et à déplacer par le soignant.

Dispositif de décrochage rapide
Facile à transporter à l'installation ou l'entretien grâce à son faible poids et son dispositif malin et sécurisé de décrochage rapide. Le moteur est libéré du rail d'une simple pression du doigt.

Démarrage doux et silencieux
Particulièrement discret et progressif lors du démarrage. Ceci apporte un sentiment de sécurité et de confort pour le patient ou le résident lors du transfert.

Voyant de batterie
Un voyant indique clairement le niveau de charge de la batterie et alerte quand il est temps de la recharger.

Fonctions d'urgence
Arrêt d'urgence et descente d'urgence. Réarmement depuis le sol.

Hauteur de levage élevée
Avec sa sangle de levage de 3m, le Molift Air 350 possède une des plus grandes hauteurs de levage du marché.

Télécommande intuitive
Elle peut être accrochée au cintre ou dans une station d'accueil murale, et rester ainsi toujours à portée de main Easy to operate and always at hand when you need it.

Cintres en option
Une large gamme de cintres de tailles différentes, à 2 ou 4 points d'accrochage. Les cintres s'accrochent et se décrochent sans outil.

Accessoires



Cintres 2 points

Aluminium léger, CMU 350 kg

Cintre 2 points 350 (S) 2530115
 Cintre 2 points 450 (M) 2530120
 Cintre 2 points 550 (L) 2530125



Cintre 2 points queue de cochon

Aluminium léger, CMU 350 kg

Cintre 2 pts q. de cochon 350 (S)....1830033
 Cintre 2 pts q. de cochon 450 (M)...1830032
 Cintre 2 pts q. de cochon 550 (L)....1830031



Cintre 4 points

Aluminium léger, CMU 350 kg

Cintre 4 points 350 (S) 2530210
 Cintre 4 points 450 (M) 2530211
 Cintre 4 points 550 (L) 2530212
 Cintre 4 points 650 (XL) 2530213



Cintre 4 points queue de cochon

Bariatrique, Acier, CMU 500 kg

Cintre 4 pts acier 550x550 (L) 2510435



Support civière 8 points

Destiné aux transferts allongés en association avec une civière souple. Acier laqué, CMU 300 kg

8-pt Sling bar 2140003



Civière rigide MRI

Civière rigide "scoop", idéale pour des transferts en décubitus strict. CMU 300 kg

Civière rigide MRI 2150108



Person Molift

Ce person calculi l'IMC. Certifié classe III.

Peson classe III, CMU 300 kg 1840000
 Peson classe III, CMU 400 kg 1431021



RgoSling MediumBack & HighBack

Harnais rembourrés, CMU 350 kg (XL and XXL)

RgoSling MediumBack XL 1720150
 RgoSling MediumBack XXL 1720160
 RgoSling HighBack XL 1720250
 RgoSling HighBack XXL 1720260

Etac est un leader mondial spécialisé dans la conception et la production de d'aides techniques et d'équipement d'aide à la mobilité des personnes. Nous avons à coeur de proposer des solutions pour optimiser la qualité de vie des personnes, de leur entourage et des soignants.

Restez informés de nos dernières nouveautés en consultant notre site internet: www.etac.com

Etac

+33 03 74 09 77 68

info.france@etac.com / sav.france@etac.com

www.etac.com

etac[®]
 Creating Possibilities