

# Short Instruction



IMM1066\_SI.VER6.2023-01-24



Article no.	Description	Size (mm)
IM411	E-Board Oval L (2 pcs.)	W850xL390xH3
IM412	E-Board Oval S (2 pcs.)	W450xL190xH3

## E-Board Oval

**immedia**  
by Etac



max 150 kg  
max 330 lbs

**GB:**

**Material:**

Polyethylene (HDPE)

**Never try to repair a product yourself.**

**Never use a defective product.**

**Washing instructions:**

This product can be wiped off with soapy water or cleaned with a solvent-free cleaning agent with a pH level between 5-9, or a 70% disinfection solution.

The product should be checked regularly, preferably each time it is used and especially after wash.

**SV:**

**Material:**

Polyeten (HDPE)

**Försök aldrig reparera en produkt själv.**

**Använd aldrig en defekt produkt.**

**Tvättinstruktioner:**

Produkten kan torkas med vatten och tvål eller rengöras med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% tvättsprit

Produkten bör kontrolleras regelbundet, helst varje gång den har använts och särskilt efter tvätt.

**NO:**

**Materiale:**

Polyetylen (HDPE)

**Du må aldri forsøke å reparere produktet selv.**

**Hvis produktet er defekt, må det ikke brukes.**

**Vaskeinstruks:**

Produktet kan tørkes av med såpevann eller vaskes med et løsemiddelfritt rengjøringsmiddel med pH mellom 5-9. Eller den kan desinfiseres med maks 70% konsentrasjon.

Produktet skal kontrolleres regelmessig, fortrinnsvis ved hver bruk, og ekstra nøye etter vask.

**DA:**

**Materiale:**

Polyetylen (HDPE)

**Reparér aldrig selv et produkt.**

**Et defekt produkt må ikke anvendes.**

**Vaskeinstruktion:**

Produktet kan aftørres med sæbevand eller rengøres med et opløsningsmiddelfrit rengøringsmiddel med et pH niveau mellem 5-9 eller med 70% desinfektionsopløsning.

Produktet skal kontrolleres regelmæssigt, helst hver gang før brug. Vær specielt omhyggelig efter vask.

**FI:**

**Materiaali:**

Polyeteeni. (HDPE)


**Älä koskaan yritä korjata tuotetta itse.**

**Viallista tuotetta ei saa käyttää.**

**Pesuohjeet:**

E-Board Oval voidaan pyyhkiä saippuvedellä tai desinfiointineilla. Tuote voidaan puhdistaa pesuaineella, joka ei sisällä liuottimia ja jonka pH on 5–9, tai 70-prosenttisella desinfiointineilla.

Tuote on tarkistettava säännöllisesti, mieluiten joka kerta kun sitä käytetään.



**DE:**

**Material:**

Polyethylen (HDPE)

**Niemals versuchen, ein Produkt eigenhändig zu reparieren.**

**Verwenden Sie niemals ein defektes Produkt.**

**Waschanleitung:**

Das Produkt kann mit Seifenlauge oder einem lösungsmittelfreien Mittel mit einem pH-Wert von 5-9 oder einer 70% - Desinfektionslösung gereinigt werden.

Das Produkt sollte regelmäßig überprüft werden, möglichst bei jeder Verwendung und vor allem nach dem Waschen.

**NL:**

**Material:**

Polyetheen. (HDPE)

**Probeer een product nooit zelf te repareren.**

**Gebruik een product nooit als het defect is.**

**Wasinstructies:**

E-Board Oval kan worden afgenomen met water en zeep of met een ontsmettingsmiddel.

Dit product kan ook worden gereinigd met een reinigingsmiddel dat geen oplosmiddel bevat en een pH-waarde tussen 5 en 9 heeft. U kunt ook een ontsmettingsmiddel met een concentratie van 70% gebruiken.

Het product moet regelmatig worden gecontroleerd, bij voorkeur voor elk gebruik.

**FR:**

**Matériaux :**

Polyéthylène (HDPE)

**N'essayez jamais de réparer un produit vous-même.**

**N'utilisez jamais un produit défectueux.**

**Instructions de lavage :**

Le produit peut être essuyée avec de l'eau savonneuse ou être nettoyé avec un agent nettoyant sans solvant, de pH compris entre 5 et 9, ou une solution désinfectante diluée à 70 %.

Le produit doit être vérifié régulièrement, de préférence chaque fois qu'il est utilisé, et surtout après un lavage.

**IT:**

**Materiale:**

Polietilene. (HDPE)

**Non tentare mai di riparare un prodotto da soli.**

**Non utilizzare mai un prodotto difettoso.**

**Istruzioni di lavaggio:**

È possibile pulire E-Board Oval con acqua saponata o disinfettante.

Lavare il prodotto utilizzando un detergente privo di solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure una soluzione disinfettante al 70%.

Controllare il prodotto regolarmente, preferibilmente ogni volta che viene utilizzato.

**ES:**

**Materiales:**

Polietileno (HDPE)

**No intente reparar usted mismo el producto.**

**No utilice nunca un producto defectuoso.**

**Instrucciones de limpieza:**

El producto pasando un paño con agua jabonosa o se puede limpiar con un agente limpiador sin disolventes con un nivel de pH entre 5-9, o una solución de desinfección al 70%.

El producto debería revisarse con regularidad, preferentemente cada vez que se use y, especialmente, después de haberlo lavado.


# Illustrations




1



2




3




4




5



6



7



8

## Check



Etac Immedia A/S  
 Parallevej 3  
 DK-8751 Gedved  
[www.etac.com](http://www.etac.com)

UK responsible person:  
 Etac Ltd, Unit 60  
 Hartlebury Trading Estate  
 Hartlebury Kidderminster DY10 4JD



E-Board Oval

**etac**<sup>®</sup>  
 Creating Possibilities