


Benstöd med låsning  
Lockable legrests  
Beinstütze mit Sicherung



#### Benstöd med låsning

OBS! Kontrollera att den röda knappen är i låst läge, när benstödet monteras på chassi.

#### Lockable legrests

NOTE! Please make sure that the red button is in locked position when fitted on chair.

#### Beinstütze mit Sicherung

ACHTUNG! Kontrollieren Sie daß den roten Knopf gesichert ist wenn die Beinstützen auf den Gestell montiert werden.

74017A

02-12-16

Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp

Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90

www.etac.se