


8400 5037 / 8400 1275

Fotstöd Clean, Clean HRB, Clean 24"

Footrest Clean, Clean HRB, Clean 24"

Fußstütze Clean, Clean HRB, Clean 24"



Fotstöd

Vårdaren skjuter lätt in fotstödet med foten.

Fotstödet är avtagbart.

Footrest

The carer can easily push in the footrest with their foot.

The footrest is detachable.

Fußstütze

Der Betreuer kann die Fußstütze leicht mit dem Fuß einschieben.

Die Fußstütze ist abnehmbar.

78319C


10-11-23

Etac, Box 203, SE-334 24 Anderstorp

Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90

www.etac.com

Clean Höjddreglerbar
Clean Height adjustable
Clean Höhenverstellbar



Fotstödet är avtagbart. Vid montering, se till att fotstödet läggs över låspinnen.
Vårdaren skjuter lätt in fotstödet med foten.
Fotstödet är justerbart i höjddled.

The footrest is detachable. When remounting, make sure the footrest is positioned above the locking pin.
The carer can easily push in the footrest using his foot.
The footrest is adjustable in height.

Die Fußstütze ist abnehmbar. Bei Einbau die Fußstütze über dem Sicherungsstift einrichten.
Der Betreuer kann die Fußstütze einfach mit dem Fuß einschieben.
Die Fußstütze ist höhenverstellbar.

