

# Immedia MultiGlide SG

## GLIDMATTAN MED LÅG FRIKTION PÅ BÅDA SIDOR

Immedia MultiGlide SG är lämplig för alla typer av förflyttningar då man vill minska friktionen under tryckpunkterna. Den är glatt på båda sidor vilket minskar friktionen maximalt vid användning av dubbla lager.

MultiGlide SG är enkel att placera och ta bort. MultiGlide SG tubformad finns i flera olika storlekar samt i rulle om 10 meter glidtyg som kan klippas till önskad storlek.


Immedia MultiGlide SG tubformad har en svart stropp för att enkelt skilja den ifrån Multiglide med hög friktion på utsidan. Immedia MultiGlide SG ska alltid tas bort efter användning.



Immedia MultiGlide SG med låg friktion på båda sidor är enkel att applicera och ta bort.



Immedia MultiGlide SG, 10 meter glidtyg på rulle som kan klippas till i önskad längd. Utsida: Låg friktion. Inside: Låg friktion



### ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

- Minska friktionen under tryckpunkter
- Vändning
- Positionering
- Högre upp i säng
- Säng till säng
- Påklädning



ONLINE  
HANDLEDNING!

### Lär mer om ...

... hur man kan använda Immedia MultiGlide. Vår animerade film Immedia MultiGlide ger dig användbara instruktioner för ditt dagliga arbete.



BESKRIVNING	BREDD X LÅNGD	ART. NR	SPECIFIKATIONER
<b>Immedia MultiGlide SG</b>	<b>CM</b>		<b>MultiGlide SG</b>
~ Tubformad glidtyg, svart stropp	40 x 40	IM0040	MATERIAL: Nylon
~ Tubformad glidtyg, svart stropp	60 x 60	IM0066	CE max 300 kg max 660 lbs
~ Tubformad glidtyg, svart stropp	72 x 70	IM0077	<b>TVÄTTANVISNING</b>
~ Tubformad glidtyg, svart stropp	72 x 100	IM0080	Kan torkas av med tvättsprit.
~ Tubformad glidtyg, svart stropp	70 x 200	IM0082	Använd inte sköljmedel eller klorin.
~ Tubformad glidtyg, svart stropp	72 x 130	IM0083	80°
~ Tubformad glidtyg, svart stropp	100 x 70	IM00100	Handväska
~ Tubformad glidtyg, svart stropp	108 x 80	IM00108	Skål
~ Tubformad glidtyg, svart stropp	120 x 90	IM00120/1	Uppå
~ Tubformad glidtyg, svart stropp	130 x 80	IM00130	Uppå
~ Tubformad glidtyg, svart stropp	200 x 70	IM00200	Uppå
~ Tubformad glidtyg, öppen med kant	150 x 70	IM00150/70	Uppå
~ Glidtyg, på rulle	150 x 1000	IM2245	Bredd = öppen sida