



# R82 Scallop

Enkel, bärbar och flexibel sits

# R82 Scallop

*R82 Scallop är en enkel och bärbar sits för en aktiv vardag oavsett aktivitet. Tack vare en extremt låg vikt kan den tas med överallt utan problem.*

## Det handlar om att vara delaktig

Föreställ dig att hela familjen sitter tillsammans.

Vi känner alla igen den sköna känslan av att vara tillsammans med vänner och familj, oavsett om det är vid matbordet eller i skolan. Desvärre kan det vara svårt att hitta sittplats till ett barn med speciella behov. Här kommer Scallop in i bilden.

Det är en unik sits, som fokuserar på tre faktorer: Enkel, bärbar och flexibel. Den är en bra lösning för de som har behov av extra stöd när de sitter på golvet/marken eller på en stol. Sitsen är lätt och smart och gör det möjligt för användaren att delta i vardagliga aktiviteter tillsammans med hela familjen. Scallop kan användas till olika åldersgrupper och många olika aktiviteter.

scallop  
by R82



## Detaljer




### Bekväm position

Genom att enkelt justera kardborrebanden under skalet, kan flera bekväma sittställningar uppnås.



### Låg vikt

Sitsen väger under 2 kg och är lätt att ta med på resan. Du kan enkelt bära den med dig genom att använda de två bärhandtagen.



### Avtagbar dyna

Dynan finns i två vändbara färger och kan enkelt tas bort från skalet för rengöring.



### Enkel att fästa på stol

Sitsen fästs enkelt på en stol med två remmar, för att ge barnet möjlighet att delta i dagliga aktiviteter, som att sitta med vid matbordet.

## En storlek för dig – en storlek för alla!

För att täcka alla behov har vi utvecklat en sits som passar till alla.

Scallop finns i fyra storlekar, två utföranden och fyra vändbara färger. Vilken passar dig?



## Därför ska du välja Scallop!

- Enkel
- Bärbar (låg vikt)
- Flexibel
- Användarvänlig
- Två i en-produkt  
– kan användas på golvet/marken eller på stol
- Enkel att montera utan verktyg
- Dynan kan enkelt tas bort för rengöring



Du kan ta med den överallt

Lätt att fästa på stol utan verktyg

Bekvämt sittande

Väger under 2 kg



Lätt att bära  
– enkel att ta med!



## Vad erbjuder Scallop?

Scallop är utvecklad tillsammans med användare och familjer med fokus på att:

- Göra det möjligt att sitta med lite stöd
- Ge användaren möjlighet att sitta vid matbordet på en vanlig stol
- Ge sensomotorisk stimuli
- Främja en bättre sittposition
- Öka den posturala kontrollen
- Stödja den sittande ställningen på ett tidigt stadium
- Sluta sig om överkroppen när användaren lutar sig bakåt, vilket ger stabilitet och trygghet
- Stimulera sittbalansen
- Främja aktivt deltagande
- Hanteras enkelt och tas med tack vare bärhandtag och låg vikt


## För vem passar Scallop?

Detta är en produkt lämplig till barn med GMFCS NIVÅ 1-3\*, barn som har behov av lite extra hjälp när de sitter på golvet/marken eller på en stol. Scallop är också fantastisk till barn med inlärningssvårigheter såsom autism, där sitsen ger känslomässig stimulering. Detta bidrar till att barnet känner lugn och således kan slappna av och koncentrera sig när de sitter i sitsen.


Tack vare den extremt låga vikten kan Scallop tas med överallt utan problem. Scallop är den perfekta, enkla, bärbara lösningen oavsett om ni skall på picknick i parken, till skolan, besöka vänner eller äta på restaurang.




\* GMFCS (Gross Motor Function Classification System; klassificeringssystem av motorisk funktion)



Nivå I



Nivå II




Nivå III

## Det ska vara enkelt!


Scallop är utvecklad med fokus på att det skall vara enkelt. Sitsen består av ett flexibelt skal, som ger stabilitet utan att förhindra rörelse, och hålls ihop med kardborreband. Scallop levereras med en behaglig och smart vändbar dyna, två remmar, två bärhandtag, ett bälte och sits/ryggkil.

Det är enkelt!

Storlek 1 och 2



Storlek 3 och 4



## Inget besvär, ingen stress – Scallop gör det enkelt!



- Kardborreband för justering av skalet
- Avtagbara dynor för enkel rengöring
- 3-punktsele till storlek 1 och 2
- 2-punktsele till storlek 3 och 4
- Två remmar för fastsättning på stol
- Två bärhandtag, så sitsen lätt kan tas med
- Sits/ryggkil som ger extra komfort

## Beställ R82 Scallop i rätt storlek

Scallop finns i fyra storlekar, två utföranden och två färgkombinationer. Det är viktigt att du väljer rätt storlek på din Scallop. Se översikten nedan för att hitta rätt storlek av Scallop, enligt användarens mått.

## Mått, vikt och artikelnummer

Mått	Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3	Storlek 4
Höftbredd (A)	15–21 cm	21–24 cm	24–27 cm	27–38 cm
Rygghöjd (B)	33–38 cm	38–42 cm	42–47 cm	47 + cm
Max brukar-/ lastvikt	15 kg	22 kg	29 kg	70 kg
<b>R82 Scallop</b>	<b>Art.nr</b>			
Röd/blå dyna	31991051-1CR21F	31991051-2CR21F	31991051-3R21F	31991051-4R21F
Grå/grön dyna	31991051-1CR43F	31991051-2CR43F	31991051-3R43F	31991051-4R43F



*Dynorna finns i 2 färgkombinationer:  
Röd på den ena sidan och blå på den  
andra – eller grön på den ena sidan  
och grå på den andra.  
Vänd dynan för önskad färg!*





Ger stabilitet utan att  
förhindra rörelse

*"Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar"*

