

# PI - Produktinformation

## Ny 3A Rygprofil

På baggrund af ønsker og input fra kunder, har vi nu udviklet en ny 3A Ryg og skabt en form og støtte som dækker behovene i forhold til forskellige kropsformer. Alt sammen under temaet at skabe form og støtte for alle kropsformer.



### Rygrør

Nye rygrør og nyt rygovertræk. Se vores hjemmeside [www.etac.dk](http://www.etac.dk) for nyt tilbehør.

Varenavn	Beskrivelse	Erstatter	Art. nr.
Rygchassi Cross 3A tri H mod 4	triangulær ekskl. bolte	27436-01-1	28225-01-1
Rygchassi Cross 3A tri V mod 4	triangulær ekskl. bolte	27436-01-2	28225-01-2
Rygchassi Cross 3A høj tri H mod 4	triangulær ekskl. bolte	27609-01-1	28226-01-1
Rygchassi Cross 3A høj tri V mod 4	triangulær ekskl. bolte	27609-01-2	28226-01-2

Leveres fra

Uge 41. 2017

Varenavn (Følgende art.nr. udgår)	Art. nr.
Rygchassi Cross mod 3 tri H	27436-01-1
Rygchassi Cross mod 3 tri V	27436-01-2
Rygchassi Cross 3A høj tri H	27609-01-1
Rygchassi Cross 3A høj tri V	27609-01-2

Udfases fra

Uge 41. 2017

Ved spørgsmål kontakt din konsulent eller Intern salg på:  
[info@etac.com](mailto:info@etac.com)  
 tlf. +45 79 68 58 33

**etac**<sup>®</sup>

Varenavn	Beskrivelse	Art. nr.
Rygchassi Cross 5 35-40 cm	3A tri mod 4	27382
Rygchassi Cross 5 42.5-50 cm	3A tri mod 4	27386
Rygchassi Cross 5 52.5-60 cm	3A tri mod 4	27390
Rygchassi Cross 5 35-40 cm	3A tri høj mod 4	27953
Rygchassi Cross 5 42.5-50 cm	3A tri høj mod 4	27990
Rygchassi Cross 5 52.5-60 cm	3A tri høj mod 4	27991

Leveres fra

Uge 41. 2017



## Rygrør & Endepropper, nyhed

De nye rygrør er designet med glatte indvendige sider og endepropper. Desuden har de udsparinger for nem montering af tilbehør. Det nye design giver mere plads mellem rørene, hvilket betyder mere plads til truncus. Stroptrykken giver flere muligheder for justeringer i forhold til bedre rygstøtte.

Nyt varenavn	Beskrivelse	Art. nr.
Rygrør Cr 3A H mod 4		83013-1
Rygrør Cr 3A V mod 4		83013-2
Rygrør Cr 3A høj H mod 4		83014-1
Rygrør Cr 3A høj V mod 4		83014-2
Endeprop ryg 1 mod 4	Cross ryg 3A	51130
Endeprop ryg 2 mod 4	Cross ryg 3A	51131
Skruer MRX M 4x8 sv	Fe/Zn8/P4	11441

Leveres fra

Uge 41. 2017

## Rygrør & Endepropper, ændret

De gamle rygrør kan leveres som reservedele 5 år frem fra uge 35, 2017.

Ved spørgsmål kontakt din konsulent  
eller Intern salg på:  
info@etac.com  
tlf. +45 79 68 58 33

## Rygovertræk

Rygovertrækket er blevet bredere, så det bedre følger de flere justeringsmuligheder og passer til de nye rygør.  
Kan også monteres på de gamle 3A rygør.



**Rygovertræk**  
*Ny model med  
ændret form.*

Varenavn	Beskrivelse	Art. nr.
Rygovertræk Cross 3A 35 cm	Mørkegråt	62941-60
Rygovertræk Cross 3A 37.5 cm	Mørkegråt	62942-60
Rygovertræk Cross 3A 40 cm	Mørkegråt	62943-60
Rygovertræk Cross 3A 42.5 cm	Mørkegråt	62944-60
Rygovertræk Cross 3A 45 cm	Mørkegråt	62945-60
Rygovertræk Cross 3A 47.5 cm	Mørkegråt	62946-60
Rygovertræk Cross 3A 50 cm	Mørkegråt	62947-60
Rygovertræk Cross 3A 52.5 cm	Mørkegråt	62948-60
Rygovertræk Cross 3A 55 cm	Mørkegråt	62949-60
Rygovertræk Cross 3A 57.5 cm	Mørkegråt	62950-60
Rygovertræk Cross 3A 60 cm	Mørkegråt	62951-60

Leveres fra

Uge 41. 2017

Ved spørgsmål kontakt din konsulent  
eller Intern salg på:  
info@etac.com  
tlf. +45 79 68 58 33

Varenavn	Beskrivelse	Art. nr.
Komfort rygovertræk Cross 3A	35 cm mørkegråt	62956-60
Komfort rygovertræk Cross 3A	37,5 cm mørkegråt	62957-60
Komfort rygovertræk Cross 3A	40 cm mørkegråt	62958-60
Komfort rygovertræk Cross 3A	42,5 cm mørkegråt	62959-60
Komfort rygovertræk Cross 3A	45 cm mørkegråt	62960-60
Komfort rygovertræk Cross 3A	47,5 cm mørkegråt	62961-60
Komfort rygovertræk Cross 3A	50 cm mørkegråt	62962-60
Komfort rygovertræk Cross 3A	52,5 cm mørkegråt	62963-60
Komfort rygovertræk Cross 3A	55 cm mørkegråt	62964-60
Komfort rygovertræk Cross 3A	57,5 cm mørkegråt	62965-60
Komfort rygovertræk Cross 3A	60 cm mørkegråt	62966-60
Rygovertræk Cross 3A høj	35 cm mørkegråt	63020-60
Rygovertræk Cross 3A høj	37,5 cm mørkegråt	63021-60
Rygovertræk Cross 3A høj	40 cm mørkegråt	63022-60
Rygovertræk Cross 3A høj	42,5 cm mørkegråt	63023-60
Rygovertræk Cross 3A høj	45 cm mørkegråt	63024-60
Rygovertræk Cross 3A høj	47,5 cm mørkegråt	63025-60
Rygovertræk Cross 3A høj	50 cm mørkegråt	63026-60
Rygovertræk Cross 3A høj	52,5 cm mørkegråt	63027-60
Rygovertræk Cross 3A høj	55 cm mørkegråt	63028-60
Rygovertræk Cross 3A høj	57,5 cm mørkegråt	63029-60
Rygovertræk Cross 3A høj	60 cm mørkegråt	63030-60
Komfort rygovertræk Cross 3A høj	35 cm mørkegråt	63033-60
Komfort rygovertræk Cross 3A høj	37,5 cm mørkegråt	63034-60
Komfort rygovertræk Cross 3A høj	40 cm mørkegråt	63035-60
Komfort rygovertræk Cross 3A høj	42,5 cm mørkegråt	63036-60
Komfort rygovertræk Cross 3A høj	45 cm mørkegråt	63037-60
Komfort rygovertræk Cross 3A høj	47,5 cm mørkegråt	63038-60
Komfort rygovertræk Cross 3A høj	50 cm mørkegråt	63039-60
Komfort rygovertræk Cross 3A høj	52,5 cm mørkegråt	63040-60
Komfort rygovertræk Cross 3A høj	55 cm mørkegråt	63041-60
Komfort rygovertræk Cross 3A høj	57,5 cm mørkegråt	63042-60
Komfort rygovertræk Cross 3A høj	60 cm mørkegråt	63043-60

Leveres fra

Uge 41. 2017

Ved spørgsmål kontakt din konsulent  
 eller Intern salg på:  
[info@etac.com](mailto:info@etac.com)  
 tlf. +45 79 68 58 33

