



Nyt produkt



Erstatter produkt



Supplement til eksisterende produkt



Udgår


PI - Produktinformation

Etac ESC Komfortsæde og rygsystem udgår

Vi tilbyder i stedet for den faste komfortryg, et mere fleksibelt fast rygsystem, der kan monteres på den eksisterende stroppryg og ikke behøver udskiftning af rygrør.

Systemet består af en buet rygplade der uden værktøj monteres på stroppryggen og beklædes med standard rygovertæk eller komfort rygovertæk.

Er der brug for yderligere støtte, kan den faste rygplade kombineres med sidepuder og- eller kiler. Støtten kan gøres mere fast med forskellige typer sidestop, der kan indstilles individuelt i højden for en præcis postural støtte til brugeren.



Sidepude, flad
Varenr.: 63171-60-1
63171-60-2



Sidestop, flad
Varenr.: 28136



Sidestop, vinklet +15 mm
Varenr.: 28137



Sidestop vinklet +30 mm
Varenr.: 28173

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

etac[®]



Nyt produkt



Erstatter produkt



Supplement til eksisterende produkt



Udgår

Produkt	Varenummer	HMI-nummer
Rygpude ECS H48, SB 35-37,5 cm, mørkegrå velour	26620-60	37869
Rygpude ECS H48, SB 35-37,5 cm, dartex	26620-63	37869
Rygpude ECS H48, SB 40-42,5 cm, mørkegrå velour	26621-60	37870
Rygpude ECS H48, SB 40-42,5 cm, dartex	26621-63	37871
Rygpude ECS H48, SB 45-47,5 cm, mørkegrå velour	26622-60	37872
Rygpude ECS H48, SB 45-47,5 cm, dartex	26622-63	37873
Rygpude ECS H48, SB 50-52,5 cm, mørkegrå velour	26623-60	37875
Rygpude ECS H48, SB 50-52,5 cm, dartex	26623-63	37876
Rygpude ECS H48, SB 55-57,5 cm, mørkegrå velour	26624-60	37877
Rygpude ECS H48, SB 55-57,5 cm, dartex	26624-63	37878
Rygpude ECS H59, SB 35-37,5 cm, mørkegrå velour	26625-60	82182
Rygpude ECS H59, SB 35-37,5 cm, dartex	26625-63	37885
Rygpude ECS H59, SB 40-42,5 cm, mørkegrå velour	26626-60	37888
Rygpude ECS H59, SB 40-42,5 cm, dartex	26626-63	37888
Rygpude ECS H59, SB 45-47,5 cm, mørkegrå velour	26627-60	82184
Rygpude ECS H59, SB 45-47,5 cm, dartex	26627-63	37889
Rygpude ECS H59, SB 50-52,5 cm, mørkegrå velour	26628-60	82185
Rygpude ECS H59, SB 50-52,5 cm, dartex	26628-63	37890

Udfases fra

uge 44. 2018

Produkt	Varenummer	HMI-nummer
Sædepude ECS, SB 35-37,5 cm, mørkegrå velour, formet, kort	26600-60	38091
Sædepude ECS, SB 35-37,5 cm, dartex, formet, kort	26600-63	38090
Sædepude ECS, SB 40-42,5 cm, mørkegrå velour, formet, kort	26601-60	38093
Sædepude ECS, SB 40-42,5 cm, dartex, formet, kort	26601-63	38092
Sædepude ECS, SB 45-47,5 cm, mørkegrå velour, formet, kort	26602-60	38094
Sædepude ECS, SB 50-52,5 cm, mørkegrå velour, formet, kort	26603-60	38097
Sædepude ECS, SB 35-37,5 cm, dartex, formet, lang	26605-63	38102
Sædepude ECS, SB 40-42,5 cm, mørkegrå velour, formet, lang	26606-60	38108
Sædepude ECS, SB 40-42,5 cm, dartex, formet, lang	26606-63	38107
Sædepude ECS, SB 45-47,5 cm, dartex, formet, lang	26607-63	38110
Sædepude ECS, SB 50-52,5 cm, mørkegrå velour, formet, lang	26608-60	38113
Sædepude ECS, SB 50-52,5 cm, dartex, formet, lang	26608-63	38112

Udfases fra

uge 44. 2018

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33



Nyt produkt Erstatte produkt Supplement til eksisterende produkt Udgår

Produkt

Varenummer

Rygplade hård B40

28241

Rygplade hård B45

28242

Rygplade hård B50

28243

Rygplade hård B55

28244

Indføres fra

uge 44. 2018

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

