

# Produkt information

Nyt produkt |  Erstatter produkt |  Supplement til eksisterende produkt |  Udgår

etac®


## Etac Cross - Rygforlænger Cross 3A ryg

For at øge fleksibiliteten i Cross kørestolens standard ryg lancerer vi nu en rygforlænger. Rygforlænger kommer til at erstatte den høje ryg som I kender idag. Den giver mulighed for at bygge en høj ryg uden at skulle skifte rygprofiler.

De kunder som idag får leveret Cross kørestolen med høj ryg som standard, vil fremadrettet kunne bygge en standard ryg ved bare at afmontere rygforlænger.


Vi anbefaler at der skiftes til et rygoverslag for høj ryg når man monterer rygforlænger.

De gamle høje rygprofiler, samt den høje stropryg vil stadig kunne bestilles som reservedele.



### Rygforlænger til Cross 3A ryg

Rygforlænger inkl. strop (højde 6 cm) erstatter den høje ryg.



Standard rygprofil med ny rygforlænger.



Høj rygprofil (gl. model).

# Produkt information

Nyt produkt |  Erstatter produkt |  Supplement til eksisterende produkt |  Udgår

 etac®

Produkt navn	Beskrivelse	Nyt Art. nr.
Rygforlænger til 3A ryg 35-40 cm	6 cm	28658
Rygforlænger til 3A ryg 42,5-50 cm	6 cm	28659
Rygforlænger til 3A ryg 52,5-60 cm	6 cm	28660
<b>Gælder fra</b>		uge 44.2021