

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår |


etac®

Etac Cross 5 XL - Ny dybere tværstang

Tværstangen til Cross 5 XL ændres, så den bliver dybere. Dette er gældende for kørestole med sædebredderne fra 47,5 cm til 60 cm.

Ændringen foretages for at kunne kombinere tværstang med hovedstøtte uden at disse går mod hinanden.

Den nye tværstang bliver 15 mm dybere i forhold til den nuværende tværstang.



Ny dybere tværstang

| Ny vare | Beskrivelse | Nyt Varenr. |
|-------------------------------|---|-------------|
| Tværstang 3A model 4, 47,5 cm | Til 3A ryg, model 4, sædebredde 47,5 cm | 28695 |
| Tværstang 3A model 4, 50 cm | Til 3A ryg, model 4, sædebredde 50 cm | 28696 |
| Tværstang 3A model 4, 52,5 cm | Til 3A ryg, model 4, sædebredde 52,5 cm | 28697 |
| Tværstang 3A model 4, 55 cm | Til 3A ryg, model 4, sædebredde 55 cm | 28698 |
| Tværstang 3A model 4, 57,5 cm | Til 3A ryg, model 4, sædebredde 57,5 cm | 28699 |
| Tværstang 3A model 4, 60 cm | Til 3A ryg, model 4, sædebredde 60 cm | 28700 |

Gælder fra uge 14.2022

| Udgående vare | Beskrivelse | Udgående Varenr. |
|-------------------------------|---|------------------|
| Tværstang 3A model 4, 47,5 cm | Til 3A ryg, model 4, sædebredde 47,5 cm | 28119 |
| Tværstang 3A model 4, 50 cm | Til 3A ryg, model 4, sædebredde 50 cm | 28120 |
| Tværstang 3A model 4, 52,5 cm | Til 3A ryg, model 4, sædebredde 52,5 cm | 28121 |
| Tværstang 3A model 4, 55 cm | Til 3A ryg, model 4, sædebredde 55 cm | 28122 |
| Tværstang 3A model 4, 57,5 cm | Til 3A ryg, model 4, sædebredde 57,5 cm | 28123 |
| Tværstang 3A model 4, 60 cm | Til 3A ryg, model 4, sædebredde 60 cm | 28124 |

Gælder fra uge 14.2022