

Produktinformation

Prio - Opdatering af Rygpude og Stropryg

For at øge fleksibiliteten og muligheden for at anvende mere tilbehør til Prio er rygpuden og stroppryggen hertil blevet opdateret. Lynlåsen på stroppryggen erstattes af velcrobånd og lynlåsen på rygpuden fjernes. Dette medfører, at man nu kan benytte ryggiler 30 cm og 15 cm, samt sidepuder i kombination med rygpuden.



Ældre rygpude og stroppryg samt adapter

Når vi fjerner lynlåsene på puderne er det muligt via adapteren (art nr 83188) at kombinere nye rygpuder (uden lynlåse) med ældre stropprygge (med lynlåse).



Ekstra påsyet Velcro
Sikrer, at rygpudens overdel holdes på plads.

Ny rygpude og stroppryg

Ny version hvor lynlåsen er fjernet på rygpude og stroppryg og velcrobånd påsat stroppryggens sider og øverste strop.

Ved spørgsmål kontakt din konsulent eller
Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33

etac[®]

Varenavn nye artikler	Beskrivelse	Art. nr.
Stropryg hjb Prio SB 40 cm	ekskl. lynlås	63226-60
Stropryg hjb Prio SB 45 cm	ekskl. lynlås	63227-60
Stropryg hjb Prio SB 50 cm	ekskl. lynlås	63228-60
Stropryg hjb Prio SB 55 cm	ekskl. lynlås	63229-60
Rygpude, velour, Prio SB 40 cm	ekskl. lynlås	28410-60
Rygpude, velour, Prio SB 45 cm	ekskl. lynlås	28411-60
Rygpude, velour, Prio SB 50 cm	ekskl. lynlås	28412-60
Rygpude, velour, Prio SB 55 cm	ekskl. lynlås	28413-60
Rygpude, hygiejnetekstil, Prio SB 40 cm	grå, ekskl lynlås	28410-65
Rygpude, hygiejnetekstil, Prio SB 45 cm	grå, ekskl lynlås	28411-65
Rygpude, hygiejnetekstil, Prio SB 50 cm	grå, ekskl lynlås	28412-65
Rygpude, hygiejnetekstil, Prio SB 55 cm	grå, ekskl lynlås	28413-65
Rygovertræk, velour, Prio SB 40 cm	ekskl. lynlås, til ryghøjde 54 cm	63230-60
Rygovertræk, velour, Prio SB 45 cm	ekskl. lynlås, til ryghøjde 54 cm	63231-60
Rygovertræk, velour, Prio SB 50 cm	ekskl. lynlås, til ryghøjde 54 cm	63232-60
Rygovertræk, velour, Prio SB 55 cm	ekskl. lynlås, til ryghøjde 54 cm	63233-60
Rygovertræk, hygiejnetekstil, Prio SB 40 cm	grå ekskl. lynlås, til ryghøjde 54 cm	63230-65
Rygovertræk, hygiejnetekstil, Prio SB 45 cm	grå ekskl. lynlås, til ryghøjde 54 cm	63231-65
Rygovertræk, hygiejnetekstil, Prio SB 50 cm	grå ekskl. lynlås, til ryghøjde 54 cm	63232-65
Rygovertræk, hygiejnetekstil, Prio SB 55 cm	grå ekskl. lynlås, til ryghøjde 54 cm	63233-65
Velcro til stropryg, Prio	til stropryg inkl. lynlås og rygovertræk ekskl. lynlås	83188

Indfases fra

Uge 22. 2018

Ved spørgsmål kontakt din konsulent eller
 Intern salg på:
 info@etac.dk
 tlf. +45 79 68 58 33



Varenavn udgåede artikler	Beskrivelse	Art. nr.
Stropryg, hjb, Prio SB 40 cm		63154-60
Stropryg, hjb, Prio SB 45 cm		63155-60
Stropryg, hjb, Prio SB 50 cm		63156-60
Stropryg, hjb, Prio SB 55 cm		63157-60
Rygpude, velour, Prio SB 40 cm		28195-60
Rygpude, velour, Prio SB 45 cm		28196-60
Rygpude, velour, Prio SB 50 cm		28197-60
Rygpude, velour, Prio SB 55 cm		28198-60
Rygpude, hygiejnetekstil, Prio SB 40 cm	grå	28195-65
Rygpude, hygiejnetekstil, Prio SB 45 cm	grå	28196-65
Rygpude, hygiejnetekstil, Prio SB 50 cm	grå	28197-65
Rygpude, hygiejnetekstil, Prio SB 55 cm	grå	28198-65
Rygovertræk, velour, Prio SB 40 cm	til ryghøjde 54 cm	63167-60
Rygovertræk, velour, Prio SB 45 cm	til ryghøjde 54 cm	63168-60
Rygovertræk, velour, Prio SB 50 cm	til ryghøjde 54 cm	63169-60
Rygovertræk, velour, Prio SB 55 cm	til ryghøjde 54 cm	63170-60
Rygovertræk, hygiejnetekstil, Prio SB 40 cm	grå, til ryghøjde 54 cm	63167-65
Rygovertræk, hygiejnetekstil, Prio SB 45 cm	grå, til ryghøjde 54 cm	63168-65
Rygovertræk, hygiejnetekstil, Prio SB 50 cm	grå, til ryghøjde 54 cm	63169-65
Rygovertræk, hygiejnetekstil, Prio SB 55 cm	grå, til ryghøjde 54 cm	63170-65

Udfases fra

Uge 22. 2018

Ved spørgsmål kontakt din konsulent eller
 Intern salg på:
 info@etac.dk
 tlf. +45 79 68 58 33

