

# PI - Produktinformation

## Prio 380 Komfortkørestol

Komfortkørestolen Prio+ er blevet opdateret med nye funktioner og har skiftet navn til Prio 380. Stellet er blevet ændret, så der nu er mulighed for indstilling i flere forskellige sædehøjder. Før kunne sædehøjderne indstilles fra 43-52,5 cm. Nu kan de indstilles helt ned fra 38-52,5 cm. Fordelen ved denne ændring er at den dækker en større målgruppe og det er nemmere at gå stolen frem. Endvidere er Prio 380 blevet udstyret med de samme tipsikringer og forhjulsophæng, som anvendes til vores Cross 5 kørestole, hvilket øger muligheden for genbrug. Stolen har også fået en ny ryg, med en buet tværstang, der gør det nemmere for bruger at synke godt tilbage i ryggen, og få en god siddestilling.

Vi arbejder i øjeblikket også på nyt spændende tilbehør til Prio 380. Der vil komme information ud om dette, så snart dette er på plads.



Prio 380



Prio+

Produkt	Beskrivelse	Varenummer	HMI nummer
Prio+ 40	Sædebredde 40 cm	13420205	102496
Prio+ 45	Sædebredde 45 cm	13420209	102497
Prio+ 50	Sædebredde 50 cm	13420213	102498
Prio+ 55	Sædebredde 55 cm	13420217	102499

Udfases fra

Uge 1. 2018

Produkt	Beskrivelse	Varenummer	HMI nummer
Prio 380, 40	Sædebredde 40 cm	13420305	107922
Prio 380, 45	Sædebredde 45 cm	13420309	107923
Prio 380, 50	Sædebredde 50 cm	13420313	107924
Prio 380, 55	Sædebredde 55 cm	13420317	107925

Leveres fra

Uge 3. 2018

Ved spørgsmål kontakt din konsulent  
eller Intern salg på:  
info@etac.com  
tlf. +45 79 68 58 33