


PI - Produktinformation

125 mm hjul som tilbehør til Flamingo High-Low

I nogle situationer kan større hjul være en fordel og er de nuværende 100 mm hjul (31880100-S) ikke store nok, kan 125 mm hjulene fra Heron anvendes.

Vi tilbyder nu et kit bestående af fire hjul og de nødvendige dele for montering – bemærk dog, at minimums og maximums højden påvirkes, når de større hjul monteres.



Flamingo High-Low
med 125 mm

Produkt	Beskrivelse	Varenr.
125 mm hjul - låsbare	sæt af 4 stk.	31880100-125
Leveres fra		Uge 48. 2017

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.com
tlf. +45 79 68 58 33

 etac®