

Produktinformation

Nyt produkt |
 Erstatter produkt |
 Supplement til eksisterende produkt |
 Udgår |

R82 Heron – 100 mm hjul som tilbehør

Heron bade- og toiletstol er som standard udstyret med 125 mm hjul. Vi introducerer nu et kit med 4 stk. 100 mm hjul til eftermontering, når der er behov for en lavere sædehøjde.

Når 100 mm hjul benyttes, reduceres sædehøjden med 40 mm, hvilket gør forflytning ind og ud af stolen nemmere.



125 mm hjul.



100 mm hjul.

Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Varenr.
100 mm hjul	Kit med 4. stk , passer til Heron	31880510-100
Gælder fra		Uge 16, 2024