

Produktinformation

Nyt produkt |
 Erstatter produkt |
 Supplement til eksisterende produkt |
 Udgår |

R82 Tilbehør – Hagepuder

Hagepuden er til brugeren med dårlig eller ingen hovedkontrol. Den placeres under hagen, hvor puden er tykkest og dermed fyldes rummet mellem hage og bryst ud, så hovedet holdes oppe. Puden stabiliserer også sideværts og hjælper derved (sammen med hovedstøtten) til at hovedet ikke tilter til siden.

Puden er fyldt med skumgranulat og der følger ekstra skum med, så man kan tilpasse tykkelsen af puden til den enkelte bruger. Betrækket er aftageligt og vaskbart og der følger et ekstra betræk med.

Hagepuden er ikke et nyt tilbehør. Det har tidligere været muligt at bestille puden som en specialløsning, men nu har den fået eget varenr. og findes derfor i vores standardsortiment.



R82 Hagepude – Str. Small & Large.



R82 Hagepude – Komplet indeholder: 1 pude, 2 betræk, ekstra skumgranulat.

Produkt navn	Beskrivelse	Varenr.
Hagepude str. small	m. knap inkl. betræk og fyld	3185439-S
Hagepude str. large	m. knap inkl. betræk og fyld	3185439-L
Gælder fra		Uge 30, 2024