

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

Til Cricket

etac[®]



En produktionsteknisk ændring på Cricketrammen har resulteret i ændring af to typer tilbehør til klapvognen.

Indtil nu er indkøbskurven blevet fastgjort på siderammen nedefra. De fire monteringshuller er blevet fjernet, og kurven fastgøres nu med velcro på siderammen.

Aluminiumsstangen i indkøbskurven forhindrer at den glider og de fire velcrostropper holder den på plads.

De nye versioner af indkøbskurven (se varenumre nedenfor) kan benyttes på alle Cricket klapvogne uanset alder. De gamle versioner af indkøbskurven derimod (se varenumre nedenfor) kan kun monteres på Cricketrammer med de fire huller specielt for montering af disse (findes på alle Cricket klapvogne produceret før 16. januar 2020).

Ligeledes er monteringshullerne til lægbånd ikke længere at finde Cricketrammen, hvorfor disse også har fået nye varenumre (se nedenfor).



Produkt navn	Gl. Art.nr-UDGÅR	Nyt Art. nr.
Indkøbskurv str. 1	3187043184-1	3187043184-10
Indkøbskurv str. 2	3187043184-2	3187043184-20
Lægbånd str. 1	3187043190-1	3187043190-10
Lægbånd str. 2	3187043190-2	3187043190-20
Indfases fra		Uge 12, 2020