

Produktinformation

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

etac®

R82 Crocodile – NY Hastighedsdæmpende bremse - kontrollér din fart

Håndbremsekittet til Crocodile kommer nu i en ekstra version ud over den normale med parkeringsbremse. Den nye hastighedsdæmpende bremse er god, hvis du har brug for at sænke farten eksempelvis ned af bakke, men du ikke ønsker at have Crocodiles indbyggede slæbebremse konstant aktiveret.

For nemt at kunne identificere det nye Håndbremsekit, er låsehåndtagene på disse grå, hvor de eksisterende bremsekit har røde håndtag.



Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Varenr.
Hastighedsdmp. bremsekit, 1+2	Gråt låsegreb, Passer til Crocodile str. 1+2	3186834-DEC
Hastighedsdmp. bremsekit, 3	Gråt låsegreb, Passer til Crocodile str. 3	3186873-DEC
Indfases fra		Uge 9, 2022

Nuværende Håndbremse som fortsat kan fås:	Beskrivelse	Varenr.
Håndbremse str. 1+2	Rødt låsegreb, Passer til Crocodile str. 1+2	3186834
Håndbremse str. 3	Rødt låsegreb, Passer til Crocodile str. 3	3186873