

# Produktinformation

Nyt produkt |  Erstatter produkt |  Supplement til eksisterende produkt |  Udgår

etac®

## R82 High-low:xo – NYT inde- og udestel

Etac A/S lancerer nu et nyt High-Low stel; High-low:xo. High-low:xo fås både som indestel og udestel med brugervenlig højdejustering i form af hhv. gas og el. Indestellet har nu fået 125 mm hjul for bedre kørekøkomfort.

High-low:xo indestel fås i 3 størrelser og udestel fås i 2 størrelser.



### Stellene er udstyret med:

- Lige hejs, sædets tyngdepunkt forbliver perfekt afbalanceret i midten af stellet i alle positioner
- Crashtestet (tilvalg)
- Flexibel adapter
- Fodbetjent centralbremse ved baghjul (udestel)
- Bedre kørekøkomfort.



High-low:xo indestel



High-low:xo udestel

2022-03-14 PI NR. J54

1/3

Etac A/S  
Parallelvej 3, 8751 Gedved, Danmark  
Tlf. 79 68 58 33  
info@etac.dk  
www.etac.dk

Etac showroom, Øst  
Handicaporganisationernes Hus  
Blekinge Boulevard 2  
2630 Taastrup

etac®  
Creating Possibilities

# Produktinformation



Nyt produkt



Erstatter produkt



Supplement til eksisterende produkt



Udgår

**etac**<sup>®</sup>



## Højdejustering

Højden kan justeres fra gulv til bordhøjde. Stellene leveres med enten gas eller el til højdejustering.



## Fast montering eller adapter

En adapter gør montering af sædet simpel og sikker og gør det nemt at skifte til et andet sæde. Større sæder kan monteres direkte på High-low:xo.



## Vinkling af sædebasen

High-low:xo kan vinkles i et interval fra  $-10^{\circ}$  til  $30^{\circ}$ , Vinklingen hjælper til at positionere bruger og til at opretholde en opret position af hoved og truncus. Ydermere kan vinklingen hjælpe til at forbedre arbejdsstillingen for hjælper.



## Sikker transport

High-low:xo udestel overholder ISO 7176-19, transport af børn i motorkøretøjer. High-low:xo udestel kan benyttes med sædesystemer der overholder ISO 16840-4.

# Produktinformation

Nyt produkt |  Erstatter produkt |  Supplement til eksisterende produkt |  Udgår |

 etac®

Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Varenr.	Hmi-nr.
High-low:xo, str. 1, m. gas, indestel	Sort, 125 mm hjul, løft/tilt for skubbebøjle, x:p 1-2	3189010522	131978
High-low:xo, str. 2, m. gas, indestel	Sort, 125 mm hjul, løft/tilt for skubbebøjle, x:p 3	3189020522	131981
High-low:xo, str. 1, m. el, indestel	Sort, 125 mm hjul, løft/tilt for skubbebøjle, x:p 1-2	3189010532	131984
High-low:xo, str. 2, m. el, indestel	Sort, 125 mm hjul, løft/tilt for skubbebøjle, x:p 3	3189020532	131987
High-low:xo, str. 3, m. el, indestel	Sort, 125 mm hjul, løft/tilt for skubbebøjle, x:p 4	3189030532	131990
High-low:xo, str. 1, m. gas, udestel	Sort, 7"/12" massive hjul, løft/tilt for skubbebøjle, x:p 1-2	3189110212	131993
High-low:xo, str. 1, m. el, udestel	Sort, 7"/12" massive hjul, løft/tilt for skubbebøjle, x:p 1-2	3189110232	131996
High-low:xo, str. 2, m. el, udestel	Sort, 7"/12" massive hjul, løft/tilt for skubbebøjle, x:p 3	3189120232	131999

**Indføres fra** Uge 9, 2022

Produkt navn udgående vare	Beskrivelse	Udgående Varenr.	Udgående Hmi-nr.
High-low:x, str. 1 m. gas, indestel	Sort, inkl. udløsertilt, x:p 1-2	318911603-02T	111032
High-low:x, str. 1 m. el, indestel	Sort, inkl. udløsertilt, x:p 1-2	318911603-02ELT	111039
High-low:x, str. 2 m. gas, indestel	Sort, inkl. udløsertilt, x:p 3	318911605-02T	111036
High-low:x, str. 2 m. el, indestel	Sort, inkl. udløsertilt, x:p 3	318911605-02ELT	111043
High-low:x, str. 3 m. el, indestel	Sort, inkl. udløsertilt, x:p 3-4	318911607-02ELT	111046
High-low:x, str. 1 m. gas, udestel	Sort, inkl. udløsertilt, x:p 1-2	318911613-02T	111049
High-low:x, str. 2 m. gas, udestel	Sort, inkl. udløsertilt, x:p 3	318911615-02T	111052
High-low:x, str. 1 m. el, udestel	Sort, inkl. udløsertilt, x:p 1-2	318911613-02ELT	111055
High-low:x, str. 2 m. el, udestel	Sort, inkl. udløsertilt, x:p 3	318911615-02ELT	111058

**Udgår fra** Uge 9, 2022