

Produktinformation


Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår |

R82 Stingray - iltflaskeholder

etac®

Vi tilbyder allerede en iltflaskeholder til Stingray klapvognen. Nemlig 318776295, som er til vandret montering på transportbeslagene.

Vi tilbyder som noget nyt nu også en iltflaskeholder til lodret montering. Denne monteres ved højre forhjul. Holderen består af to dele, hvor den ene er boltet fast på stellet, og den anden (delen der holder iltflasken) nemt kan af- og påmonteres. De justerbare stropper passer til de fleste flaskestørrelser – op til 12 cm i diameter og en vægt på 10 kg.



Iltflaskeholder til lodret montering.

Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Nyt varenr.
Iltflaskeholder til lodret montering	Til Stingray med 7" forhjul	318776296
Indfases fra		Uge 30, 2022