

Produktinformation

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

R82 Crocodile - nye underarmsstøtter

etac®

For ekstra positionering og støtte tilbydes underarmsstøtter til Crocodile. De leveres komplet med håndtag og tilbydes i forskellige størrelser til både små og større brugere.

Ændringen i underarmsstøtterne består i at rørene til montering nu er firkantede istedet for runde. De monteres på samme måde som tidligere og er individuelt justerbare. Sidevinklingen justeres dog nu via en tandskive.



Nye underarmsstøtter til Crocodile.



Udgåede underarmsstøtter til Crocodile.

Produkt navn ny vare	Beskrivelse	Nyt varenr.	Udgået varenr.
Underarmsstøtter inkl. håndtag, sæt str. 0+1	Til Crocodile str. 0+1, fra version 5	3186858-1	3186858
Underarmsstøtter inkl. håndtag, sæt str. 2	Til Crocodile str. 2 fra version 5	3186859-1	3186859
Underarmsstøtter inkl. håndtag, sæt str. 3	Til Crocodile str. 3 fra version 5	3186860-1	3186860
Indføres fra			Uge 30, 2022

Produktinformation

Nyt produkt | Erstatte produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgået


R82 Mustang - nye underarmsstøtter, bagudvendt og fremadvendt

etac®

For ekstra positionering og støtte tilbydes også underarmsstøtter til Mustang. De leveres komplet med håndtag og tilbydes i forskellige størrelser til både små og større brugere.

Der tilbydes to forskellige typer underarmsstøtter til Mustang. En underarmsstøtte der er fremadvendt og en der er bagudvendt. De to underarmsstøtter benyttes i henhold til hvordan Mustang benyttes.

Ændringen i underarmsstøtterne består i at rørene til montering nu er firkantede istedet for runde. De monteres på samme måde som tidligere og er individuelt justerbare. Sidevinklingen justeres dog nu via en tandskive.



Nye underarmsstøtter til Mustang.



Udgået underarmsstøtter til Mustang.

Produkt navn ny vare

Underarmsstøtter, bagudvendt inkl. håndtag, sæt str. small
Underarmsstøtter, bagudvendt inkl. håndtag, sæt str. medium
Underarmsstøtter, bagudvendt inkl. håndtag, sæt str. large
Underarmsstøtter, fremadvendt inkl. håndtag, sæt str. small
Underarmsstøtter, fremadvendt inkl. håndtag, sæt str. medium
Underarmsstøtter, fremadvendt inkl. håndtag, sæt str. large

Beskrivelse

Passer til Mustang str. 1-4
Passer til Mustang str. 1-4
Passer til Mustang str. 1-4
Passer til Mustang str. 1-4
Passer til Mustang str. 1-4
Passer til Mustang str. 1-4

Nyt varenr.

31869330-1
31869340-1
31869345-1
31869310-1
31869320-1
31869325-1

Udgået varenr.

31869330
31869340
31869345
31869310
31869320
31869325

Indfases fra

Uge 30, 2022