

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

Swift Mobil-2 familien - får et nyt medlem!


etac[®]

Swift Mobil-2 serien blev lanceret for lidt mere end 6 måneder siden og er blevet modtaget meget positivt på markedet. Nu lancerer vi endnu en model; Swift Mobil Tilt-2 XL.

Med Swift Mobil Tilt-2 XL er der plads til større brugere. Ryggen er gjort bredere, hvorved afstanden mellem armlænene er øget med 6 cm. Ligesom på standard Swift Mobil serien er XL-stolen udstyret med armlæn, der er justerbare i højde eller bredde, og som kan øge afstanden mellem armlænene med yderligere 6 cm.

XL Ryggen kan ikke købes som tilbehør. Ønskes en Swift Mobil Tilt-2 med XL Ryg, skal denne købes som en konfigureret stol.

Grundet transport, vil Swift Mobil Tilt-2 XL blive leveret med armlænene indstillet i den snævre position. Dette betyder at armlænene muligvis skal indstilles inden stolen kan tages i brug. Derfor medsendes instruktion og værktøj hertil.



Produkt information



Nyt produkt



Erstatter produkt



Supplement til eksisterende produkt



Udgår

etac®



Med Swift Mobil Tilt-2 XL er der mere plads til større brugere.

Bredde- eller højdejusterbare armlæn



Standard position for bred ryg:

Højde armlæn: 22 cm
Bredde mellem armlæn: 54 cm



Forhøjet position for bred ryg:

Højde armlæn: 28 cm
Bredde mellem armlæn: 54 cm



Bredere position for bred ryg:

Højde armlæn: 25 cm
Bredde mellem armlæn: 60 cm



Snæver position for bred ryg:

Højde armlæn: 25 cm
Bredde mellem armlæn: 48 cm

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

 etac®

| Produkt navn vare | Beskrivelse | Art.nr. | HMI nr. |
|-----------------------|------------------|----------|-------------|
| Swift Mobil Tilt-2 XL | Med bækkenholder | 80229481 | 128788 |
| Indfases fra | | | Uge 11 2021 |

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår |

Swift Mobil Serien - Kit for øget afstand ml. benstøtter

etac

Kit for øget afstand ml. benstøtter til Swift Mobil serien er udviklet med større brugere for øje. Kitted kan monteres på alle Swift Mobil bade- og toiletstole. For brugere betyder dette bedre benplads samt nemmere adgang ved personlig hygiejne. Kitted sælges som et komplet sæt, og øger afstanden mellem benstøtterne med 12 cm.

Kitted vil være monteret som standard på XL modeller (med bred ryg), og kan leveres som ekstra tilbehør til alle andre Swift mobil modeller.



Øger afstand med 12 cm mellem benstøtterne.



Kit for øget afstand ml. benstøtter.



Kit for øget afstand ml. benstøtter.

Produkter, hvor kittet er monteret som standard

| Produkt navn vare | Beskrivelse | Art.nr. | HMI nr. |
|-----------------------|------------------------------|----------|---------|
| Swift Mobil 2-XL | Inkl. bækkenholder og bækken | 80229483 | 128787 |
| Swift Mobil tilt-2 XL | Inkl. bækkenholder | 80229481 | 128788 |

Nyt artikelnummer

| Produkt navn vare | Art.nr. |
|-------------------------------------|-------------|
| Kit for øget afstand ml. benstøtter | 80209525 |
| Indfases fra | Uge 11 2021 |

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

Clean bade- og toiletstol får nyt artikelnummer

etac®

Efter kundeønske leveres den populære Clean bade- og toiletstol nu med bækkenholder som standard. Derfor har Clean fået nyt artikelnummer.



Det smarte design betyder, at stolen passer perfekt til alle væghængte toiletter uanset højde.

| Produkt navn vare | Gl. Art.nr. | Nyt Art.nr. | HMI nr. |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Clean højdejusterbar bade- og toiletstol | 80229208 | 80229207 | 102721 |
| Indfases/Udfases fra | | | Uge 11 2021 |

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

Tilbehør til Swift Mobil-2 serien - Tipsikring fremadvendt

etac®

Efter kundeønske, har vi udviklet vores fremadvendte tipsikring. Denne tages i brug, hvis der er stor vægtbelastning foran på stolen. F.eks. ved bruger med ben lagt i gips etc.



Tipsikring fremadvendt

| Produktnavn vare | Beskrivelse | Art.nr. |
|-------------------------|--|-------------|
| Tipsikring, fremadvendt | Inkl. fæste, par, Passer på Swift Mobil-2 serien | 80209526 |
| Udfases fra | | Uge 11 2021 |

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

Swift Mobil-2 serien og Clean bade- og toiletstol - Nyt tilbehør **etac**

Nyt 2-delt, blødt og fleksibelt positioneringsbælte med centreret spænde, der kan benyttes som både hofte- og brystbespænding. Bæltet kan justeres 3 steder, hvilket giver god pasform, samt gør det anvendeligt til både mindre og større brugere (justerbart fra 65 til 130 cm). Bæltet er lavet i et blødt, komfortabelt, hurtigt tørrende materiale i et design, der giver stabilitet, hvor der er behov for det.

Bæltet monteres nemt under sædet som hoftebælte / positioneringsbælte eller sammen med rygpolstringen som brystbespænding. Alle beslag er inklusiv og leveres i samme kit.



Hofte- og brystbælte

OBS: Bæltet kan også benyttes med Clean bade- og toiletstole. Til Clean med blød rygstøtte, benyttes bæltet ligesom til Swift Mobil-2 serien. Til Clean med standard hård ryg, kan bæltet **KUN** benyttes som hoftebælte, da der ikke findes passende beslag til ryggen.

| Produktnavn vare | Beskrivelse | Art.nr. |
|---------------------------|--|--------------------|
| Polstret hofte-brystbælte | 2-delt bælte med for positionering af bækken eller bryst (passer på Swift Mobil-2 og Clean serierne) | 80209524 |
| Indfases fra | | Uge 11 2021 |

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

Swift, Edge og Easy badetaburetter - nye farver

etac®

Mange brugere foretrækker en neutral farve på deres badeværelser. Derfor udvider vi vores sortiment til også at indeholde produkterne i farven hvid. Vil tilbyde dem således nu i farverne grå og hvid.



Edge og Easy badetaburetter nu også i hvid!



Swift badetaburet nu også i hvid!

| Nyt produktnavn vare | Beskrivelse | Art.nr. | HMI nr. |
|------------------------------|-------------|----------|--------------------|
| Swift badetaburet | Hvid | 81701610 | 30131 |
| Swift badetaburet med armlæn | Hvid | 81701620 | 30139 |
| Ryglæn til Swift badetaburet | Hvid | 84006196 | |
| Armlæn til Swift badetaburet | Hvid, par | 84006197 | |
| Edge badetaburet | Hvid | 81801060 | 44468 |
| Easy badetaburet | Hvid | 81901060 | 73518 |
| Indfases fra | | | Uge 11 2021 |

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

Swift, Edge og Easy badetaburetter - øget brugervægt



Samtidig med at vi lancerer en ny farve på vores badetaburetter, opdateres max. brugervægt for flere af produkterne. På badetaburetten Easy øges max. brugervægt således fra 150 kg til 200 kg og på Swift badetaburet øges den fra 130 kg til 160 kg. Bemærk at max. brugervægt på Edge badetaburetten forbliver på 130 kg.

| Produkt | Gl. max. brugervægt | Ny max. brugervægt |
|-------------------|---------------------|--------------------|
| Swift badetaburet | 130 kg | 160 kg |
| Easy badetaburet | 150 kg | 200 kg |
| Edge badetaburet | 130 kg | 130 kg |

Øget max. brugervægt på nuværende art. numre fr.o.m serienummer

| Produkt navn vare | Beskrivelse | Art.nr. | Serienr. |
|-----------------------------------|----------------|----------|----------|
| Swift badetaburet | Grå | 81701410 | 153180 |
| Swift badetaburet med armlæn | Grå | 81701420 | 078558 |
| Swift badetaburet med armlæn, lav | Grå | 81701450 | 001297 |
| Easy badetaburet | Grå | 81901010 | 037546 |
| Easy badetaburet | Med drejeskive | 81901050 | 037546 |

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

Tilbehør til Kaskad toiletforhøjer - Spandholder udgår

etac®

Spandholder til Kaskad (80302025) udgår af vores sortiment. Spand med håndtag og låg varenr. 80209265 kan stadig købes som reservedel til Kaskad og som tilbehør til Clean og Swift Mobil bade- og toiletstole.



Kaskad spandholder

| Produkt navn vare | Beskrivelse | Art.nr. |
|-------------------|-------------------|-------------|
| Spandholder | Passer til Kaskad | 80302025 |
| Udfases fra | | Uge 11 2021 |

Produkt information

Nyt produkt | Erstatter produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår

Rufus Plus badestol og Rufus badekarstol - udgår

etac®

Rufus Plus badestol og Rufus badekarstol 70/74 cm udgår af vores sortiment.



Rufus Plus badestol

Rufus badekarstol 70/74 cm

| Produkt navn vare | Art.nr. | HMI nr. |
|-------------------------|----------|-------------|
| Rufus Plus badestol | 81208015 | 29620 |
| Rufus badekarstol 70 cm | 81506011 | 17924 |
| Rufus badekarstol 74 cm | 81506012 | 14142 |
| Udfases fra | | Uge 11 2021 |