

Produktinformation

Nyt produkt | Erstatte produkt | Supplement til eksisterende produkt | Udgår |

etac®

Etac Swift badetaburet - Ny placering af fæste for blød sædepude

Vi har foretaget en ændring i designet på den bløde sædepude til Swift badetaburet. Placeringen af pudens fæste er blevet ændret, for at sikre en bedre pasform til sædet. Det bagerste fæste er blevet flyttet længere bagud, nærmere sædets bagkant og de forreste fæster er nu placeret længere fra hinanden og fæstet bagtil.

Den bløde sædepude er en tilbehørsdel og den opdaterede variant bliver tilgængelig, så snart lager af den gamle er opbrugt.

OBS! Den bløde rygpude er uforandret.



Blød sædepude til Swift badetaburet

Produktnavn vare	Beskrivelse	Varenr.
Blød sædepude	Til Swift badetaburet	84005073
Gælder fra		Januar 2023