

Intro-
kampagne
på
Crocodile AT

Spar nu
10 %
på den totale
ordre

Klar til byens oplevelser


R82 Crocodile AT - den perfekte ledsager til hverdagen i de gamle danske byer, hvor du har brug for lidt ekstra støtte til at komme rundt.

De brostensbelagte gader og hyppige skift i underlaget bliver let en udfordring, når skridtene kan være usikre. Crocodile AT er designet til at tilbyde støtte og komfort og giver børn og voksne (op til 80 kg) mulighed for at være aktive i mange forskellige miljøer. Uanset om det er på en asfalteret sti, en grusvej eller en græsklædt park, sikrer Crocodile AT, at hvert skridt kan være stabilt og understøttet.

Tilbuddet gælder frem til den 31/12 2026 og kan ikke kombineres med andre tilbud/rabatter.




R82




Retningsstabilisator

Mulighed for at låse forhjulene mindsker bevægelserne fra side til side, og gør det nemmere at styre.



Sikkerhed i alle situationer

Tilbageløbsbremse sikrer at rollatoren ikke ruller baglæns og håndbremsen kan monteres.



Let at transportere

Sammenklappeligt stel gør det nemt at opbevare og transportere Crocodile AT.



Klar til alle terræner

Store hjul med dyb slidbane giver bedre kontrol på ujævne, glatte og bløde overflader til stabil kørsel.