



Prøv et “In Bed SatinSheet System”

Netop nu 30 % rabat

Hvorfor SatinSheet?

- SatinSheet-systemet forbliver i sengen, under patienten, som et vendesystem til gavn for både patient og personale.
- En utrolig stor hjælp i forhold til arbejdsmiljøet - kan anvendes både manuelt og ved brug af loftlift.
- SatinSheet er yderst åndbar og behagelig at ligge på – og er ikke varmeforøgende.

Hvad er SatinSheet?

SatinSheet er et ikke-polstret åndbart vendesystem, i polyester og bomuld, som patienter ligger direkte på.

SatinSheet-systemet nedsætter friktionen og bidrager til at patienter bliver mere selvhjulpne og at personalets håndtering af patienten kræver meget få kræfter.

Undersøgelser* viser, at det er tungt at placere spilerdug/glidedug under en patient. Ved hjælp af SatinSheet-systemet fås et system, som patienten placeres ovenpå og bliver liggende på.

Nogle patienter har kun brug for SatinSheet2D, der let hjælper patienten til forflytning fra side til side samt vending. Andre patienter har også brug for et



trækstykke, så friktionen nedsættes i alle 4 retninger (SatinSheet4D) og patienten let kan flyttes både fra side til side og op/ned i sengen.

*Jonas Vinstrup m.fl. "Biomechanical load during patient transfer with assistive devices: Cross-sectional study", Ergonomics, maj 2020

Prøv et af følgende systemer

SatinSheet2D, corner ... varenr. IM4107S
SatinSheet4D, midi..... varenr. IM4115SH

Kampagnen kan ikke kombineres med andre rabatter og løber frem til den 31/12 2025.

immedia

Kontakt



Hospitaler/hospicer - vest

Fysioterapeut
Maj Andkjær
Mobil 40 44 37 22
maj.andkjaer@etac.com



Hospicer - øst

Fysioterapeut
Pernille Kurring
Mobil 55 66 69 97
pernille.kurring@etac.com



Hospitaler - øst

Fysioterapeut
Stine Kjær Hansen
Mobil 40 44 37 29
stine.kjaer@etac.com



Læs mere om Immedia SatinSheet System på  www.etac.dk