



Køb vores hjælpemotor Lille Viking

og få kørestolen Cross 6 uden beregning!

Ved køb af vores populære hjælpemotor Lille Viking, giver vi vores helt nye manuelle kørestol Cross 6 (Standard-konfiguration) med i købet!

Med Lille Viking bliver kørestolen el-drevet, ledsagerstyret og betjenes via en trinløs håndbetjening monteret på kørestolens skubbehåndtag. Tilbuddet er inkl. monterings sæt.

Med Lille Viking og Cross 6 bliver det ikke nemmere, og der er mange fordele:

- ✓ Brugervenlig og stærk hjælpemotor, der kører godt i terræn
- ✓ Unik stabilitet i kørestolen med god sidde- og kørestilling
- ✓ En komfortabel løsning til gavn for både bruger og hjælper.



Lille Viking kan monteres på mange forskellige typer kørestole.



Hjælpemotoren deaktiveres nemt ved at skubbe håndtaget op, så motoren løftes op fra underlaget. Kørestolen kan nu manøvreres uden hjælpemotor.



Vil du vide mere?
www.etac.dk
 Tlf. 79 68 58 33

Tilbuddet gælder kun Cross 6 i standard-konfiguration.

Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud/rabatter og udløber 30/12 2022.