

Kampagne
- Wombat
Living

15 %
i rabat på
aktivitetsstol
m. tilbehør

Klar, parat, skolestart...

Netop nu: 15 % i rabat på populær
R82 Wombat Living aktivitetsstol

Bliv klar til skolestart med Wombat Living - en cool aktivitetsstol til både børn og teenagere. Den justerbare rammehøjde giver mulighed for øget aktivitet og deltagelse i dagligdagen, såsom at spille bold med vennerne tæt på gulvet og spise madpakke ved skolebordet.

Wombat Living har et minimalistisk udseende og en diskret ramme - og passer ind overalt. Den fås i 3 størrelser og kan konfigureres til at imødekomme forskellige behov for støtte gennem forskellige puder og en bred vifte af tilbehør.




R82®

Tilbuddet gælder frem til den 30/9 2025 og kan ikke kombineres med andre tilbud/rabatter.




Højdejustering fra en sædehøjde på 29 cm til 70 cm over gulvhøjde, afhængigt af størrelse og konfiguration.



Indbygget vækst med trinløs justering - juster ryglænet og hoftestøtterne.



Små detaljer som hyndeformer, der beskytter brugerens knæhuser, samt ekstra holdbare kanter gør en stor forskel i dagligdagen.



Sædetilt fra -10° til 30° for at imødekomme en afslappet såvel som en aktiv siddeposition.