

## Anforderung Demoware

Kunden-Nr:  
Firma:  
Adresse:  
PLZ/Ort:  
Ansprechpartner:  
E-Mail:  
Telefon-Nr:

Lieferanschrift:  siehe Kundeninformationen

Kommission:

Wunschtermin Lieferung:



## Etac Crissy Swing-Away Sitzbreite 42,5 cm

### Grundmodell enthält:

- Feste Schiebegriffe
- Höhenverstellbarer Rücken von: 350–475 mm
- Atmungsaktiver Rückenüberwurf
- Anpassbare Rückenbespannung
- Sitztiefenverstellung von: 370–450 mm
- Sitztiefenverlängerung
- Abnehmbare Armlehnen, höhenverstellbar
- Integrierte oder abnehmbare/wegschwenkbare Beinstützen
- Einzelfußplatten, winkelverstellbar m. Federmechanismus
- Schwalbe RightRun Bereifung 24"
- Antriebsräder Radsturz: 2°
- Ankipphilfe
- Zugelassen bis max. 125 kg

### Ihr Demoprodukt ist ausgestattet mit:

- Rahmenfarbe Schwarz (01)
- Farbe Hinterradaufnahme Royal Rot (75)
- Sitztiefe Pos. 2 (Mitte) 390–430 mm
- Rückenausführung 2B niedrig, RH 375 mm (einstellbar von 350–400 mm)
- Winkelverstellbarer Rücken, stufenlos -5° bis +5° (85°-95°)
- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- 5"-Lenkrad 125 x 30 mm, Vollgummi
- Medium Gabel
- Sitzhöhe vorne 490 mm
- Sitzhöhe hinten 450 mm
- Position der Hinterradaufnahme Pos. 4
- Antriebsräder 24" Standard
- Greifreifen Edelstahl
- Kniegelenkbremse mit abgewinkeltem Bremsgriff
- Beinstütze, enger Winkel, Schwarz (UL 320–510 mm)
- Armlehne, lang
- Kippschutz klappbar und in der Höhe einstellbar (Paar)
- Sitzkissen anatomisch geformt
- Konturzusatz Sitzkissen

### Weiteres Zubehör zum Demoprodukt:

Sollten Sie weiteres als das genannte Zubehör benötigen, so setzen Sie sich bitte mit unserem Kundenservice unter 02366 5006-0 oder Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter in Verbindung.