

Anforderung Demoware

Kunden-Nr:
Firma:
Adresse:
PLZ/Ort:
Ansprechpartner:
E-Mail:
Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen

Kommission:

Wunschtermin Lieferung:



Etac Crissy Swing-Away Sitzbreite 45 cm

Grundmodell enthält:

- Feste Schiebegriffe
- Höhenverstellbarer Rücken von: 350–475 mm
- Atmungsaktiver Rückenüberwurf
- Anpassbare Rückenbespannung
- Sitztiefenverstellung von: 370–450 mm
- Sitztiefenverlängerung
- Abnehmbare Armlehnen, höhenverstellbar
- Integrierte oder abnehmbare/wegschwenkbare Beinstützen
- Einzelfußplatten, winkelverstellbar m. Federmechanismus
- Schwalbe RightRun Bereifung 24“
- Antriebsräder Radsturz: 2°
- Ankipphilfe
- Zugelassen bis max. 125 kg

Ihr Demoprodukt ist ausgestattet mit:

- Rahmenfarbe Schwarz (01)
- Farbe Hinterradaufnahme Champagner (76)
- Sitztiefe Pos. 3 (hinten) 410–450 mm
- Rückenausführung 2B hoch, RH 450 mm (einstellbar von 425–475 mm)
- Winkelverstellbarer Rücken, stufenlos -5° bis +5° (85°-95°)
- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- 5“-Lenkrad 125 x 30 mm, Vollgummi
- Medium Gabel
- Sitzhöhe vorne 490 mm
- Sitzhöhe hinten 450 mm
- Position der Hinterradaufnahme Pos. 4
- Antriebsräder, 24“ Standard
- Greifreifen Edelstahl
- Kniegelenkbremse mit abgewinkeltem Bremsgriff
- Beinstütze, enger Winkel, Schwarz (UL 320–510 mm)
- Armlehne, lang
- Kippschutz klappbar und in der Höhe einstellbar (Paar)
- Sitzkissen anatomisch geformt
- Konturzusatz Sitzkissen

Weiteres Zubehör zum Demoprodukt:

Sollten Sie weiteres als das genannte Zubehör benötigen, so setzen Sie sich bitte mit unserem Kundenservice unter 02366 5006-0 oder Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter in Verbindung.