

Anforderung Demoware

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen

Kommission:

Wunschtermin Lieferung:



Ihr Demoprodukt ist ausgestattet mit:

- Etac Cross 6 mit Standard-Rahmen (SB 45 cm)
- Rahmenfarbe Matt Schwarz (01)
- Rücken 3A hoch, 380–510 mm
- Rückenpolster Standard
- Sitzhöhe vorne 490 mm
- Sitzhöhe hinten 470 mm
- Kippschutz, paarweise, inkl. Ankipphilfe, hochklappbar
- Schiebegriffe, höhenverstellbar
- Einhandbremse, links
- Beinstütze, standard (UL 320–510 mm)
- 6"-Lenkrad 150x30 mm, Vollgummi
- Medium Gabel (6"-Lenkrad)
- Einhandantrieb, links
- Greifreifen Edelstahl
- Armlehne, lang
- Hemi-Armlehne, rechts
- Seitenpolster inkl. Seitenstütze
- Sitzkissen anatomisch geformt
- Konturzusatz Sitzkissen

Weiteres Zubehör zum Demoprodukt:

Sollten Sie weiteres als das genannte Zubehör benötigen, so setzen Sie sich bitte mit unserem Kundenservice unter 02366 5006-0 oder Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter in Verbindung.

Etac Cross 6 | Sitzbreite 45 cm Einhandantrieb links

Grundmodell enthält:

- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- Höhenverstellbarer Rücken Standard: 32–45 cm
Hoch: 38–51 cm
- Anpassbare Rückenbespannung
- Sitztiefenverstellung von: 37–49 cm (LR 43–55 cm)
- Winkelverstellbarer Rücken von -5° bis +20°
- Lumbalwinkel verstellbar von -16° bis +16°
- Abnehmbare Armlehnen, höhenverstellbar
- Einzelfußplatten, winkelverstellbar m. Federmechanismus oder durchgehende Fußplatte, winkelverstellbar, hochklappbar
- Transportbefestigung
- Schwalbe RightRun Bereifung 24"
- Antriebsräder Radsturz: 2°