

## Anforderung Demoware

Kunden-Nr:  
Firma:  
Adresse:  
PLZ/Ort:  
Ansprechpartner:  
E-Mail:  
Telefon-Nr:

Lieferanschrift:  siehe Kundeninformationen

Kommission:

Wunschtermin Lieferung:



## Etac Cross 6 | Sitzbreite 45 cm

### Grundmodell enthält:

- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- Höhenverstellbarer Rücken Standard: 32–45 cm  
Hoch: 38–51 cm
- Anpassbare Rückenbespannung
- Sitztiefenverstellung von: 37–49 cm (LR 43–55 cm)
- Winkelverstellbarer Rücken von -5° bis +20°
- Lumbalwinkel verstellbar von -16° bis +16°
- Abnehmbare Armlehnen, höhenverstellbar
- Einzelfußplatten, winkelverstellbar m. Federmechanismus  
oder durchgehende Fußplatte, winkelverstellbar,  
hochklappbar
- Transportbefestigung
- Schwalbe RightRun Bereifung 24“
- Antriebsräder Radsturz: 2°

### Ihr Demoprodukt ist ausgestattet mit:

- Etac Cross 6 mit langem Rahmen (SB 45 cm)
- Rahmenfarbe Matt Schwarz (01)
- Rücken 3A Standard, 320–450 mm
- Rückenpolster Airmesh atmungsaktiv
- Sitzhöhe vorne 490 mm
- Sitzhöhe hinten 470 mm
- Kippschutz, paarweise, inkl. Ankipphilfe, hochklappbar
- Schiebegriffe, höhenverstellbar
- Kniegelenkbremse mit abgewinkeltem Bremsgriff
- Beinstütze, standard (UL 320–510 mm)
- 6“-Lenkrad 150x30 mm, Vollgummi
- Medium Gabel (6“-Lenkrad)
- Antriebsräder, Ultra-Leicht 24“
- Greifreifen Megagrip
- Armlehne, lang
- Seitenpolster inkl. Seitenstütze
- Sitzkissen anatomisch geformt
- Konturzusatz Sitzkissen

### Weiteres Zubehör zum Demoprodukt:

Sollten Sie weiteres als das genannte Zubehör benötigen, so setzen Sie sich bitte mit unserem Kundenservice unter 02366 5006-0 oder Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter in Verbindung.