

Anforderung Demoware

Kunden-Nr:
Firma:
Adresse:
PLZ/Ort:
Ansprechpartner:
E-Mail:
Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen

Kommission:

Wunschtermin Lieferung:



Etac Cross 6 | Sitzbreite 47,5 cm

Grundmodell enthält:

- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- Höhenverstellbarer Rücken Standard: 32–45 cm
Hoch: 38–51 cm
- Anpassbare Rückenbespannung
- Sitztiefenverstellung von: 37–49 cm (LR 43–55 cm)
- Winkelverstellbarer Rücken von -5° bis +20°
- Lumbalwinkel verstellbar von -16° bis +16°
- Abnehmbare Armlehnen, höhenverstellbar
- Einzelfußplatten, winkelverstellbar m. Federmechanismus
oder durchgehende Fußplatte, winkelverstellbar,
hochklappbar
- Transportbefestigung
- Schwalbe RightRun Bereifung 24“
- Antriebsräder Radsturz: 2°

Ihr Demoprodukt ist ausgestattet mit:

- Etac Cross 6 mit langem Rahmen (SB 47,5 cm)
- Rahmenfarbe Matt Schwarz (01)
- Rücken 3A hoch, 380–510 mm
- Komfort Rückenpolster
- Sitzhöhe vorne 525 mm
- Sitzhöhe hinten 510 mm
- Kippschutz, paarweise, inkl. Ankipphilfe, hochklappbar
- Schiebegriffe, höhenverstellbar
- Kniegelenkbremse mit abgewinkeltem Bremsgriff
- Beinstütze, Standard (verlängerte Einsteckrohre, UL 420–610 mm)
- 6,5“-Lenkrad 165 x 30 mm, Vollgummi
- Lange Gabel (6,5“-Lenkrad)
- Antriebsräder 26“ Standard, Bereifung Hochdruck
- Greifreifen Edelstahl
- Armlehne, lang
- Seitenpolster inkl. Seitenstütze
- Sitzkissen anatomisch geformt
- Konturzusatz Sitzkissen

Weiteres Zubehör zum Demoprodukt:

Sollten Sie weiteres als das genannte Zubehör benötigen, so setzen Sie sich bitte mit unserem Kundenservice unter 02366 5006-0 oder Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter in Verbindung.