

Anforderung Demoware

Kunden-Nr:
Firma:
Adresse:
PLZ/Ort:
Ansprechpartner:
E-Mail:
Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen

Kommission:

Wunschtermin Lieferung:



Etac Prio | Sitzbreite 40 cm

Grundmodell enthält:

- Aktive Beckenunterstützung
- Rückenwinkel einstellbar von 0° bis 30°
- Funktionelle Sitztiefe, einstellbar 390–510mm
- Rückenhöhe, einstellbar 550–700mm
- Neu: Sitzhöhe einstellbar von 380mm bis 525mm
- Sitzplatte mit Beckenvertiefung, Holz
- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- Höhenverstellbare Armpolster 245–350mm
- Einzelfußplatten, winkelvestellbar
- Beinstützen hochschwenkbar mit Wadenpolster
- Antriebsräder 24“ mit Steckachse und Aluminium-Greifreifen
- Pannensichere Bereifung 24“, 200 x 30 mm
- Beidseitiger Kippschutz
- Fersenbänder
- Rahmenfarbe Schwarz

Ihr Demoprodukt ist ausgestattet mit:

- Sitzkonfiguration (Pos. 2) 415–485mm
- Polsterausführung, abwaschbar, Grau
- Sitzkissen, Ausführung „Sitzstabil“ mit Beckenaussparung und Beinpositionierung
- Rückensystem Standard, höhenverstellbar, mit dynamischer Beckenunterstützung
- Rückenlehnenverriegelung mit Schnellverschluss
- Kopfstütze, tiefen- und winkelvestellbar, mit Memory-Effekt
- Individueller Kantelstop 8°
- Armlehne Standard (rechts und links)
- Hochschwenkbare Beinstütze mit Wadenplatte und Fußplatte, winkelvestellbar
- Fußstütze mit langen Befestigungsrohren, UL 370–550m
- Sitzhöhe 475mm
- Lenkrad 8 x 2“ (200 x 50 mm) mit kurzer Gabel
- Kniegelenkbremse, Standard Schwarz
- Schiebebügel, höhen- und winkelvestellbar
- Seitenpelotten, abschwenkbar (rechts und links)
- Therapietisch (Sitzbreite 40cm)
- Positionierungsgurt
- Speichenschutz 24“, Grau

Weiteres Zubehör zum Demoprodukt:

Sollten Sie weiteres als das genannte Zubehör benötigen, so setzen Sie sich bitte mit unserem Kundenservice unter 02366 5006-0 oder Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter in Verbindung.