

Anforderung Demoware

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen

Kommission:

Wunschtermin Lieferung:



Etac Prio | Sitzbreite 45 cm 3D-Rückensystem

Grundmodell enthält:

- Aktive Beckenunterstützung
- Rückenwinkel einstellbar von 0° bis 30°
- Funktionelle Sitztiefe, einstellbar 390–510 mm
- Rückenhöhe, einstellbar 550–700 mm
- Neu: Sitzhöhe einstellbar von 380 mm bis 525 mm
- Sitzplatte mit Beckenvertiefung, Holz
- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- Höhenverstellbare Armpolster 245–350 mm
- Einzelfußplatten, winkelvestellbar
- Beinstützen hochschwenkbar mit Wadenpolster
- Antriebsräder 24" mit Steckachse und Aluminium-Greifreifen
- Pannensichere Bereifung 24", 200 x 30 mm
- Beidseitiger Kippschutz
- Fersenbänder
- Rahmenfarbe Schwarz

Ihr Demoprodukt ist ausgestattet mit:

- Sitzkonfiguration (Pos. 2) 415–485 mm
- Polsterausführung Velours, Anthrazitgrau
- Sitzkissen, Ausführung „Sitzstabil“ mit Beckenaussparung und Beinpositionierung
- 3D-Rückensystem, mit dynamischer Beckenunterstützung (Rückenhöhe 450 bis 600 mm)
- Rückenlehnenverriegelung mit Schnellverschluss
- Kopfstütze, tiefen- und winkelvestellbar, mit Memory-Effekt
- Individueller Kantelstop 8°
- Armlehne Standard (rechts und links)
- Hochschwenkbare Beinstütze mit Wadenplatte und Fußplatte, winkelvestellbar
- Fußstütze mit langen Befestigungsrohren, UL 370–550 mm
- Sitzhöhe 475 mm
- Lenkrad 8 x 2" (200 x 50 mm) mit kurzer Gabel
- Kniegelenkbremse, Standard Schwarz
- Schiebebügel, höhen- und winkelvestellbar
- Therapietisch (Sitzbreite 45 cm)
- Positionierungsgurt
- Speichenschutz 24", Grau

Weiteres Zubehör zum Demoprodukt:

Sollten Sie weiteres als das genannte Zubehör benötigen, so setzen Sie sich bitte mit unserem Kundenservice unter 02366 5006-0 oder Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter in Verbindung.