

etac[®]
Creating Possibilities



etac[®]

Etac Clean

Dusch- und Toilettenrollstühle

Etac - Creating Possibilities

Etac ist ein international führender Hersteller und Anbieter von ergonomischen Hilfsmitteln, die Menschen mit eingeschränkter Mobilität unterstützen. Die Etac Gruppe bietet mit ihren unterschiedlichen Produktmarken ein hochmodernes Produktportfolio für tägliche Bedürfnisse und Pflegesituationen in verschiedenen Lebensphasen. Wir setzen auch zukünftig auf innovatives skandinavisches Design und Qualität, um Möglichkeiten für Erwachsene, Kinder und Pflegekräfte zu verbessern.



Entdecke die Clean Familie

Seit über 20 Jahren ist Etac Clean einer der meistverkauften Dusch- und Toilettenrollstühle. Auch wenn es Kopien und Nachahmer gibt, das Original hat seine Position behauptet. Aber wir haben nicht die Absicht, uns auf unseren Lorbeeren auszuruhen. Unser Engagement und unsere gemeinsame Vision bedeuten, dass wir immer nach kontinuierlichen Verbesserungen streben - und heute ist der Clean besser als je zuvor.

Clean ist ein preisgekröntes Sortiment von fünf verschiedenen Dusch- und Toilettenrollstühlen. Jedes Modell verfügt über einzigartige Eigenschaften, die ein angenehmes, sicheres Bad-Erlebnis für seine Nutzer ermöglichen. Im Laufe der Jahre stellte sich heraus, dass der ursprüngliche Stuhl nur in kleinen Dingen verbessert werden muss, die zusammen jedoch einen großen Unterschied machen. Clean gibt es jetzt in einem neuen Design mit eleganten, glatten Linien, die es noch einfacher machen, den Stuhl zu reinigen und sauber zu halten. Und vor allem, wir bieten Clean in neuen Farben an – lagoon und weiß.

Aber – es ist immer noch ein Clean, nur besser und hygienischer.

Modellübersicht

Etac Clean
Seite 6



2 arretierbare Räder



4 arretierbare Räder



Etac Clean
mit vorderer Sitzöffnung
Seite 4



4 arretierbare Räder

Etac Clean 24"
Seite 8



Etac Clean Komfort
Seite 10



Etac Clean höhenverstellbar
Seite 12



Zahlreiches Zubehör für alle Modelle ab Seite 14





Etac Clean mit vorderer Sitzöffnung Dusch- und Toilettenrollstuhl

Im Jahr 1999 eingeführt, setzte er den Standard für kommende Dusch- und Toilettenrollstühle und behauptet seine Position bis heute. Wir stellen jetzt ein neues Mitglied der Familie vor – den Clean mit einem nach vorne geöffneten Sitz.

Alles was Sie benötigen

Seine hervorragenden hygienischen und benutzerfreundlichen Eigenschaften machen ihn auf der ganzen Welt in Pflegeeinrichtungen, sowie zu Hause beliebt.


Zu den wichtigsten Eigenschaften des Cleans zählt seine hervorragende Manövrierfähigkeit. Er ist leichtgängig zu fahren und passt durch schmale Türen oder wo auch sonst der Platz knapp ist.

Flexibilität – ohne Komplexität

Der Clean bietet großartige Funktionalität – ohne unnötige Komplexität. Die Armlehnen können mit einem einfachen Klick bewegt oder entfernt werden, um den Transfer zu erleichtern. Die Bremsen sind leicht zugänglich, zu verriegeln und zu entriegeln. Die einzigartige Fußstütze ist immer an Ort und Stelle, kann aber bei Nichtgebrauch einfach unter dem Stuhl verstaut werden.



Eigenschaften



Einfacher Zugang von vorne

Der Sitz hat vorne eine großzügige Öffnung, um den Zugang zu Hygienezwecken zu erleichtern.



Passt über verschiedene Toiletten

Der Stuhl passt perfekt über Wand-WC's sowie andere WC-Modelle.

Zubehör – Das komplette Sortiment finden Sie unter www.etac.de



Weicher Komfortsitz, Höhe 2 cm, vorne geöffnet

Art.-Nr.: 80209527

Ein weicher Komfortsitz, entworfen für das Modell mit Frontöffnung. 2 cm hoch. Farbe: Grau



Weiche Sitzauflage, geschlossen

Art.-Nr.: 80209528

Eine weiche Sitzauflage, wenn eine geschlossene Sitzfläche bevorzugt wird. Kompatibel mit allen Clean-Modellen. 2 cm hoch. Farbe: Grau

Clean mit nach vorne geöffnetem Sitz		Beschreibung	Art.-Nr.
49 cm, 4 feststellbare Rollen		Frontöffnung, lagoon grün	80229325
55 cm, 4 feststellbare Rollen		Frontöffnung, lagoon grün	80229321
Gewicht	Max. Benutzergewicht	Hinweise	
49 cm: 14.0 kg 55 cm: 14.5 kg	130 kg		



Etac Clean

Dusch- und Toilettenrollstuhl

Clean ist sicher, zuverlässig und einfach in der Handhabung, für beide, den Nutzer und Betreuer. Funktionalität und Design, jedes Detail des Stuhls wurde entwickelt um die Nutzung von Dusche und Toilette einfacher zu gestalten.

Ein Duschrollstuhl der einfach zu lenken und zu handhaben ist

Etac Clean ist dank seines ergonomischen Schiebegriffs äußerst einfach zu steuern. Das durchdachte Design ist am gesamten Stuhl erkennbar. Der speziell geformte Griff stellt sicher, dass der Clean immer perfekt passt, auch über wandhängende Toiletten. Der Stuhl ist nach hinten geöffnet für einen erleichterten Zugang.

Komfortable und praktische Fußstütze

Die Fußstütze des Clean ist einzigartig und kann unter den Sitz geschoben werden, wenn sie nicht gebraucht wird. Die sanft geschwungene Form bietet guten Komfort für die Füße, bei gleichzeitiger Sicherheit durch die seitliche Schutzfunktion der Fußstütze. Diese Vorteile finden sei bei allen Clean-Modellen, ergänzt um weitere Eigenschaften um spezielle Anforderungen zu erfüllen.



Eigenschaften



Schlank, aber geräumig

Mit dem eleganten Design bietet Clean eine großzügige und komfortable Sitzfläche, obwohl der Stuhl puristisch und schlank ist.



Passt über jede Toilette

Dank seines speziell geformten Schiebegriffs ist der Stuhl die perfekte Lösung, auch bei wandhängenden Toiletten.



Leichte Zugänglichkeit

Der Stuhl ist nach hinten geöffnet für einen erleichterten Zugang bei der Intimpflege.



Einzigartige Fußstütze

Die praktische Fußstütze hat eine sanft geschwungene Form, die den Füßen besonderen Komfort und Schutz bietet.

Clean Duschrollstuhl

	Weiß	lagoon Grün
440 mm, 4 arretierbare Räder	80229269	80229209
490 mm, 4 arretierbare Räder	80229270	80229210
490 mm, 2 arretierbare Räder	80229273	80229213
550 mm, 4 arretierbare Räder	80229271	80229211
550 mm, 2 arretierbare Räder	80229274	80229214

Gewicht

440 mm: 13.5 kg
490 mm: 14.0 kg
550 mm: 14.5 kg

Maximale Belastung

130 kg



Sitzhöhe 490 mm: 18.46.03.1025
Sitzhöhe 550 mm: 18.46.03.1026

Material

Gestell: Pulverbeschichtetes Stahlrohr
Sitz- / Rückenlehne: Polypropylen
Armlehnen: Polypropylen
Fußstütze: Polypropylen
Radaufnahmen: Polyamid
Räder, arretierbar, Kugellager: Polyamid, TPE

Instandhaltung



Reinigen Sie das Produkt mit einem lösungsmittelfreien Reinigungsmittel (pH-Wert 5-9) oder mit einer 70%-igen alkoholischen Desinfektionslösung. Das Produkt hält einer 3-minütigen Reinigung bei 85° C stand.





Etac Clean 24"

Dusch- und Toilettenrollstuhl

Diese Variante des Clean ist geeignet für diejenigen, die ihren Stuhl eigenständig bewegen können und ihre Mobilität vergrößern wollen. Die 24"-Antriebsräder sind so positioniert, dass sich der Stuhl einfach manövrieren lässt. Ohne Kompromisse bei Sicherheit und Komfort.

Einfach zu bewegen, für den eigenständigen Nutzer

Etac Clean 24" ist für Menschen, die ihren Stuhl eigenständig bewegen können. Die Position der Hinterräder wurde so gewählt, dass er gut ausbalanciert ist und sich leicht bewegen lässt. Der Transfer auf den Stuhl und vom Stuhl herunter ist dank seines großen, frei zugänglichen Sitzes vor den Antriebsrädern sehr einfach. Die Bremshebel sind unterhalb des Sitzes angebracht, dass sie den Transfer nicht stören aber dennoch einfach zu erreichen sind.


Clean 24" hat die gleichen grundlegenden Vorteile wie alle Mitglieder der Clean Familie – erlaubt aber dem Nutzer zusätzlich den Stuhl eigenständig zu handhaben.



Eigenschaften

Sicherer und einfacher Transfer

Der flache Sitz und die Position der Bremsen unterstützen den seitlichen Transfer.



Clean 24" Duschrollstuhl

550 mm mit 24" Antriebsrädern, weiß	80229276
550 mm mit 24" Antriebsrädern, lagoon	80229216
550 mm mit 24" Antriebsrädern, Sitzöffnung vorne, lagoon	80229327

Art.-Nr.

Material

Antriebsradadapter: Aluminium
 Antriebsräder: Polyamid, Vollreifen
 Gestell: Pulverbeschichtetes Stahlrohr
 Sitz/Rückenlehne: Polypropylen
 Armlehnen: Polypropylen
 Fußstütze: Polypropylen
 Radaufnahmen: Polyamid
 Räder/Kugellager: Polyamid / TPE



Gewicht

20 kg

Maximale Belastung

130 kg

Instandhaltung



Reinigen Sie das Produkt mit einem lösungsmittelfreien Reinigungsmittel (pH-Wert 5-9) oder mit einer 70%-igen alkoholischen Desinfektionslösung. Das Produkt hält einer 3-minütigen Reinigung bei 85° C stand.



Etac Clean Komfort Dusch- und Toilettenrollstuhl

Alle Eigenschaften des Clean finden Sie auch bei diesem Modell, aber mit mehr Komfort. Sitz, Armlehnen und Rückenlehne sind gepolstert und garantieren ein angenehmes und komfortables Sitzen.

Weich und warm für ein Mehr an Komfort

Etac Clean Komfort steigert das Wohlbefinden für diejenigen, die etwas mehr Extrakomfort und Unterstützung im Badezimmer benötigen. Der wasserabweisende und wärme-reflektierende Bezug für Rückenlehne und Armlehnen bietet dem Patienten einen besseren Schutz gegen Auskühlung. Der konturierte Sitz bietet eine komfortable Unterstützung für die Oberschenkel und unterstützt den Benutzer für ein sicheres und angenehmes Gefühl.

Clean Komfort hat die gleichen grundlegenden Vorteile wie alle Mitglieder der Clean Familie – aber mit mehr Komfort!




Eigenschaften

Komfort und Unterstützung

Die Clean Komfort-Ausführung sorgt für Stabilität, Wärme und Wohlbehagen.

Integrität in exponierten Situationen

Clean Komfort ist konzipiert um das Gefühl für Integrität und Würde zu erhöhen. Die Komfortpolsterung schützt und schirmt den Benutzer leicht ab, ohne die Zugänglichkeit für die Betreuer zu reduzieren.



Clean Komfort Duschrollstuhl

490 mm, einschl. Komfort Rücken, Komfortsitz,
4 arretierbare Räder, weiß
550 mm, einschl. Komfort Rücken, Komfortsitz,
4 arretierbare Räder, weiß

Art.-Nr.

80229298

80229299

Ausschnitt: Tiefe x Breite

369 x 182 mm

Gewicht

490 mm: 13,5 kg
550 mm: 14 kg

Maximale Belastung

130 kg

Sitzhöhe 490 mm: 18.46.03.1025
Sitzhöhe 550 mm: 18.46.03.1026

Material

Komfort Rücken: Polyethylen
Komfortsitz: Polyurethan
Gestell: Pulverbeschichtetes Stahlrohr
Sitz- / Rückenlehne: Polypropylen
Armlehnen: Polypropylen
Fußstütze: Polypropylen
Radaufnahme: Polyamid
Räder, arretierbar, Kugellager: Polyamid / TPE

Instandhaltung



Reinigen Sie das Produkt mit einem lösungsmittelfreien Reinigungsmittel (pH-Wert 5-9) oder mit einer 70%-igen alkoholischen Desinfektionslösung. Das Produkt hält einer 3-minütigen Reinigung bei 85 °C stand.





Etac Clean höhenverstellbar Dusch- und Toilettenrollstuhl

Zusätzlich zu allen Eigenschaften des Grundmodells kann bei dieser Variante die Sitzhöhe eingestellt werden.

Höhenverstellung für die perfekte Anpassung

Die Möglichkeit, die Sitzhöhe anzupassen bedeutet, dass Etac Clean höhenverstellbar maßgeschneidert an die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden kann – zum Beispiel um den Transfer einfacher zu gestalten oder um perfekt über die Toilette zu passen.

Clean höhenverstellbar hat die gleichen grundlegenden Vorteile wie alle Mitglieder der Clean Familie – ist aber zusätzlich höhenverstellbar und hat eine größere Auswahl an Fuß- und Wadenstützen.



Eigenschaften

Der gleiche Stuhl für alle Höhen

Durch das clevere Design passt der Stuhl perfekt über alle wandhängenden Toiletten, ungeachtet der Höhe.

Zusätzliche Unterstützung für die Beine

Für den Fall, dass zusätzliche Unterstützung für Beine und Füße benötigt wird, ist weiteres Zubehör erhältlich, wie z.B. geteilte Fußstützen oder Wadenstützen.



Clean Duschrollstuhl, höhenverstellbar

4 arretierbare Räder, weiß

Art.-Nr.

80229208

Sitzhöhenverstellung

475–600 mm

Gewicht

14.2 kg

Maximale Belastung

130 kg

Material

Gestell: Pulverbeschichtetes Stahlrohr

Sitz/Rückenlehne: Polypropylen

Armlehnen: Polypropylen

Fußstütze: Polypropylen

Radbefestigung, Rollen und Kugellager: Polyamid / TPE / Edelstahl

Rohre für Höhenverstellung: Edelstahl



Instandhaltung



Reinigen Sie das Produkt mit einem lösungsmittelfreien Reinigungsmittel (pH-Wert 5-9) oder mit einer 70%-igen alkoholischen Desinfektionslösung. Das Produkt hält einer 3-minütigen Reinigung bei 85° C stand.



Clean höhenverstellbar:
18.46.01.2031

Zubehör



Rückenbezug, weich

Art.-Nr.: 80209225
Verstellbar.
Waschen bei max. 60° C



Seitenpelotten

Art.-Nr.: 80209509
Weite verstellbar.
Material: Polyester fabric, Velcro, polyethylene. Reinigung bei max. 60° C
Keine Kombination mit: 80209225.




Sicherheitsbügel

Art.-Nr.: 80209246
Befestigt an den Armlehnen.
Material: Aluminium, Zell-Polyethylen, Polypropylen.
Keine Kombination mit: 80209228, 80209237 und 80209226.



Brustgurt

Art.-Nr.: 80209442
Verstellbar in der Länge.
Befestigung an der Rückenlehne.
Material: Polyester.



Sicherheits-/Hüftgurt

Art.-Nr.: 80209440
Verstellbar in der Länge. Befestigung mit Klettbandern.
Material: Polyester.




Brustgurt

Art.-Nr.: 80209034
Nur einsetzbar in Verbindung mit Standardrückenlehne und Sicherheitsgurt 80209034.
Material: Polyester. Nicht verwendbar mit Rückenbezug, weich, Art.-Nr.: 80209225.



Weiches Polster

Grau: 80209260
Hitzereflektierend mit einer rutschfesten Oberfläche. Breite Ausschnitt: 170 mm
Material: Polyethylen.
Reinigung bei max. 60° C oder mit Alkoholwischtüchern.



Softrücken

Grau: 80209261
Hitzereflektierend mit einer rutschfesten Oberfläche.
Material: Polyethylen.
Reinigung bei max. 60° C oder mit Alkoholwischtüchern.



Sitzauflage, geschlossen

Art.-Nr.: 80209247
Wenn eine geschlossene Sitzauflage benötigt wird.
Material: Polyurethane.
Reinigung bei max. 60° C oder mit Alkoholwischtüchern.



Clean Komfort-Set

Art.-Nr.: 80209237
Enthält Clean Komfortsitz und Komfortrücken mit Armlehnenpolstern. Reinigung bei max. 60° C oder mit Alkoholwischtüchern.
Keine Kombination mit: 80209225 und 80209246.



Komfortrücken

Art.-Nr.: 80209228
Ein bequemer Komfortrücken mit Armlehnenpolstern. Material: Polyethylen. Reinigung bei max. 60° C oder mit Alkoholwischtüchern.
Keine Kombination mit: 80209225 und 80209246.



Komfort Armlehnenpolster

Art.-Nr.: 80209226
Weich und warm. Die Griffe sind frei, um einen festen Halt beim Aufstehen zu gewährleisten.
Material: Polyethylen. Reinigung bei max. 60° C oder mit Alkoholwischtüchern. Keine Kombination mit: 80209246 und 80209228



Komfortsitz, Höhe 2 cm

Art.-Nr.: 80209517
Ein niedriger und sehr weicher Komfortsitz für den Clean. Große Öffnung, Breite 180 mm.
Material: Polyurethan.
Reinigung bei max. 85° C oder mit Alkoholwischtüchern.



Komfortsitz, Höhe 4 cm

Kleine Öffnung, Breite 150 mm: 80209301
Große Öffnung, Breite 180 mm: 80209227
Ein konturierter Sitz. Material: Polyurethan.
Reinigung bei max. 85° C oder mit Alkoholwischtüchern.

Zubehör



Becken

Grau: 80209254
Material: Polypropylen.
Becken inkl. Deckel mit Griff
Grau: 80209255
Material: Polypropylen.



Einwegbecken

Art.-Nr.: 80209282
Stark und fest.
Verpackungseinheit: 50 Stück



Beckenhalter

Grau: 80209257
Passend für Etac Becken und
reguläre Eimer mit einem dünnen Rand.



Einwegbecken-Halterung

Grau: 80209229
Passend für das Einwegbecken.



Eimer mit Griff und Deckel

Art.-Nr.: DE80302026
Der Eimerhalter ist nicht enthalten.
Material: Polypropylen.



Zusatz für niedrige Aufhängung

Grau: 80209259
Passend für die Beckenhalterung und
Eimerhalter.
Material: Polypropylen.



Eimerhalter

Grau: 80209505
Passend für Eimer mit Griff und Deckel, sowie
andere Eimer mit einem dicken Rand.
Material: Polypropylen.



Seifenschale (nicht für Clean 24")

Grau: 80209266
Befestigt an der Seite der Sitzfläche.
Mit integriertem Duschkopfhalter.
Material: Polypropylen.

Weiteres Zubehör – nur für Clean höhenverstellbar



Hochklappbare Fußstützen

Art.-Nr.: 80209250
Abnehmbar, höhenverstellbar.
Inkl. Befestigung
Material: pulverbeschichtetes Aluminium
und Polypropylen Fußplatten.



Bein-/Wadenstütze

rechts: 80209252
links: 80209253
Inkl. Befestigung
Material: ABS-Kunststoff, Edelstahl.

Weiteres Zubehör – nur für Clean 490 und 550 mm



Umbausatz auf 24"

Weiß: 80209305
Material: Aluminium, Polyamid.
Nur für Modelle mit Sitzhöhe 550 mm.



Erhöhungssatz mit Rädern

Weiß, 4 St.: 80209511
Grün, 4 St.: 80209512
Erhöht die Sitzhöhe um 50 mm.
Material: Polyamid, TPE, Aluminium.



75 mm Lenkrollen

Weiß, vorne, Paar: 80209515
Weiß, hinten, Paar: 80209516
Grün, vorne, Paar: 80209513
Grün, hinten, Paar: 80209514
Verringert die Sitzhöhe um 50 mm.
(Standard beim Clean 440 mm).
Material: Polyamid, TPE, Aluminium



Entdecke die Clean Familie

Seit über 20 Jahren ist Etac Clean einer der meistverkauften Dusch- und Toilettenrollstühle. Auch wenn es Kopien und Nachahmer gibt, das Original hat seine Position behauptet.

Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie mehr!





etac



Etac ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hilfsmittel für die Patientenversorgung. Seit 1973 engagieren wir uns für die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen, der Familienmitglieder und des Pflegepersonals.

Für den Verwendungszweck unserer Produkte und aktuelle Informationen besuchen Sie www.etac.de

Etac GmbH

+49 2366 5006-0

info@etac.de

www.etac.de

etac[®]
Creating Possibilities